



QS5 X

1.0 Oppdatert mars 2024



Aktiv rullestol med sammenleggbar ramme med fast benstøtte,



QS5 X DK4

QUICKIE QS5 X

Lett, aktiv, sammenleggbare ramme, fast benstøtte

Delkontrakt 4, 2. valg



Aktiv sammenleggbare

AKTIV, FLEKSIBEL OG LETT Å HÅNDTERE VED TRANSPORT

- Lett, stabil og robust kryssrammerullestol med valg og tilpasningsmuligheter for en aktiv sittestilling og optimal kjørestilling.
- Gode løsninger for håndtering inn- og ut av bil. QS5 X er sammenleggbare og kan låses i sammenslått posisjon, noe som gjør den perfekt til å ta med seg på reise.
- Mange muligheter og valg for optimal tilpasning til den enkelte bruker.



Enklere å løfte med Fold-n-lock!

Aktiv sammenleggbare

SPESIFIKASJONER QS 5 X

Setebredde	34 - 54 cm
Setedybde	34 - 50 cm
Setehøyde bak	37 - 46 (35 - 52)*
Setehøyde foran	43 - 46 (36 - 54)*
Setevinkel	X° - X°
Rygg høyde	25 - 50 cm
Ryggvinkel	-15° - +15°
Totalbredde	Setebredde +17 cm v/ 0° camber
Transportvekt	fra 7,3 kg
Vekt rullestol	fra 9,9 kg
Maks. brukervekt	140 kg

*Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON QS 5 X I DELKONTRAKT 4

- Setetrekke Air Flow Superlight
- Rygg, vinkeljusterbar nedfellbar og dobbelt låsbar
- Klesbeskytter Slim Style
- Ryggtrekk EXO
- Fotplater oppsvingbare
- Svinghjulsgafler Carbotectur
- Svinghjul 4" superlette karbonkompositt
- Drivhjul 24" Proton, dekk Schwalbe One
- Drivringer aluminium
- Brems Compact lettvekt



Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.

QS 5 X passer aktive og selvstendige rullestolbrukere som trenger en sammenleggbar rullestol.



Ergonomiske berøringspunkter. Dette muliggjør enkel løfting, reduserer belastningen på håndleddene, spesielt under daglig bruk. I tillegg beskytter de rullestolrammen mot riper.



Mykt og behagelig ryggoverdrag med god polstring og ventilerende egenskaper.



Vinkeljusterbare, oppsvingbare fotplater for enklere forflytning.



Enkel å slå sammen! FOLD-N-LOCK mekanismen holder stolen trygt sammenfoldet. Med et enkelt klikk kan rullestolen din nå forbli kompakt sammenslått. Ikke noe behov for å holde den lukket under løfting eller oppbevaring!

QS 5 X Delkontrakt 4 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde										
		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Setedybde	34	Art.nr QS5XFF3434	QS5XFF3634	QS5XFF3834	QS5XFF4034	QS5XFF4234	QS5XFF4434	QS5XFF4634	QS5XFF4834	QS5XFF5034	QS5XFF5234	QS5XFF5434
		Hms.art.nr. 318591	318600	318609	318618	318627	318636	318645	318654	318663	318672	318681
	36	Art.nr QS5XFF3436	QS5XFF3636	QS5XFF3836	QS5XFF4036	QS5XFF4236	QS5XFF4436	QS5XFF4636	QS5XFF4836	QS5XFF5036	QS5XFF5236	QS5XFF5436
		Hms.art.nr. 318592	318601	318610	318619	318628	318637	318646	318655	318664	318673	318682
	38	Art.nr QS5XFF3438	QS5XFF3638	QS5XFF3838	QS5XFF4038	QS5XFF4238	QS5XFF4438	QS5XFF4638	QS5XFF4838	QS5XFF5038	QS5XFF5238	QS5XFF5438
		Hms.art.nr. 318593	318602	318611	318620	318629	318638	318647	318656	318665	318674	318683
	40	Art.nr QS5XFF3440	QS5XFF3640	QS5XFF3840	QS5XFF4040	QS5XFF4240	QS5XFF4440	QS5XFF4640	QS5XFF4840	QS5XFF5040	QS5XFF5240	QS5XFF5440
		Hms.art.nr. 318594	318603	318612	318621	318630	318639	318648	318657	318666	318675	318684
	42	Art.nr QS5XFF3442	QS5XFF3642	QS5XFF3842	QS5XFF4042	QS5XFF4242	QS5XFF4442	QS5XFF4642	QS5XFF4842	QS5XFF5042	QS5XFF5242	QS5XFF5442
		Hms.art.nr. 318595	318604	318613	318622	318631	318640	318649	318658	318667	318676	318685
44	Art.nr QS5XFF3444	QS5XFF3644	QS5XFF3844	QS5XFF4044	QS5XFF4244	QS5XFF4444	QS5XFF4644	QS5XFF4844	QS5XFF5044	QS5XFF5244	QS5XFF5444	
	Hms.art.nr. 318596	318605	318614	318623	318632	318641	318650	318659	318668	318677	318686	
46	Art.nr QS5XFF3446	QS5XFF3646	QS5XFF3846	QS5XFF4046	QS5XFF4246	QS5XFF4446	QS5XFF4646	QS5XFF4846	QS5XFF5046	QS5XFF5246	QS5XFF5446	
	Hms.art.nr. 318597	318606	318615	318624	318633	318642	318651	318660	318669	318678	318687	
48	Art.nr QS5XFF3448	QS5XFF3648	QS5XFF3848	QS5XFF4048	QS5XFF4248	QS5XFF4448	QS5XFF4648	QS5XFF4848	QS5XFF5048	QS5XFF5248	QS5XFF5448	
	Hms.art.nr. 318598	318607	318616	318625	318634	318643	318652	318661	318670	318679	318688	
50	Art.nr QS5XFF3450	QS5XFF3650	QS5XFF3850	QS5XFF4050	QS5XFF4250	QS5XFF4450	QS5XFF4650	QS5XFF4850	QS5XFF5050	QS5XFF5250	QS5XFF5450	
	Hms.art.nr. 318599	318608	318617	318626	318635	318644	318653	318662	318671	318680	318689	

Aktiv sammenleggbar


Aktiv sammenleggbar



Opsjoner og tilbehør

- Drivaggregat
- Led-lys
- Jay sittepute
- Jay rygg
- Loopwheels drivhjul
- Adventus fronthjul
- Kinetic Balance varmposer og regntrekk

Se også egen tilbehørskatalog.



Vibrasjonsdempende **Loopwheels** gir behageligere kjøring på ujevnt underlag.



Empulse F55 vil gi deg mulighet for lange turer ute!

GODE VALG TIL RULLESTOLEN

RIKTIG TILBEHØR

Sunrise Medical har et rikt tilbehørsprogram som bidrar til at den enkelte kan få rullestolen akkurat slik den skal være for å fungere optimalt - hver dag!

EMPULSE DRIVAGGREGATER OG DRIVHJUL MED MOTOR

Redusert belastning og lenger rekkevidde! Sunrise Medical tilbyr et bredt utvalg drivaggregater og drivhjul med hjelpemotor. Finn det drivaggregatet som passer din livssituasjon og din bruk

Les mer om drivaggregater på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller i vår katalog Manuelle rullestoler og drivaggregater.



Empulse WheelDrive Drivhjul med elektrisk motor.



Empulse F55 Drivaggregat med manuell styring.



Empulse R20 ledsagerstyrt drivaggregat.

LOOPWHEELS DRIVHJUL

- Loopwheels er vibrasjonsdempende og gir økt komfort på ujevnt underlag, for eksempel brostein.
- Bidrar til en mer behagelig kjøreeplevelse for brukere som opplever smerter ved støt og vibrasjoner.
- Enklere forsering av hindringer og kjøring på ujevnt underlag pga behov for mindre kraft.

Les mer om Loopwheels på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



JAY SITTEPUTER OG RYGGER

JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer og faste rygger. JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper. Riktig valg av sittepute og rygg er avgjørende for funksjonaliteten i sittende stilling. JAY sortimentet inneholder et bredt spekter av produkter for alle behov.

Se vår JAY-katalog for komplett utvalg, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



KINETIC BALANCE POSISJONERINGSPRODUKTER, REGNTREKK OG VARMEPOSER

Riktig bekledning er viktig for å kunne nyte turer utendørs i all slags vær! Se vårt utvalg av moderne og funksjonell bekledning fra Kinetic Balance.

Se komplett sortiment i Kinetic Balance-brosjyren, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



DECON ADVENTUS FRONTHJUL

Adventus gjør det mye enklere å kjøre rullestolen på ujevnt underlag, for eksempel på i hagen eller på tur. Selv på vanlig underlag vil du oppnå høyere komfort siden Adventus gir en mykere kjøretur.

Les mer om Decon Adventus på www.SunriseMedical.no eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Oslo og Akershus

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
julie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.