

Urządzenie z napędem elektrycznym

E|F35



Ref. 1/2025 (ważny do 31.12.2025)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Errors and omissions excepted.

Dane do faktury / Nr Klienta			Adres dostawy		taki, jak dane do faktury
Nr Kl.:			Nr Kl.:		
Nazwa:			Nazwa:		
Ulica:			Ulica:		
Miasto:			Miasto:		
E-Mail:			E-Mail:		
Tel.:			Tel.:		
Informacje o zamówieniu			Waga użytkownika		
Zamówienie	Wycena	Built-4-Me®	Maksymalna waga użytkownika: 110 kg		
Nr zamówienia:			Waga użyt.: kg		
Art. No.: 4770000X					
Data zam.: Dzień		Miesiąc	Rok		

Cena od **12.000 PLN**

Dane Techniczne			
Maksymalna waga użytkownika	110 kg	Maksymalna prędkość	6 km/h; opcjonalnie 10 km/h i 15 km/h
Szerokość ramy z przodu	260 – 480 mm Szerokość ramy mierzona od środka rury ramy do środka rury ramy w pozycji montażowej. Do sprawdzenia zgodności należy używać wyłącznie zmierzonego wymiaru, a nie szerokości siedziska.	Rozmiar koła	6,5" opona pełna
Waga całk. z ramą pomocniczą	od 9 kg zgodnie z ISO 7176-4.	Akumulator	Li-Ion, 36 V, 4 Ah, inteligentny system zarządzania baterią
Waga całk. z akumulatorem	7,5 kg	Hamulec	Podwójny układ hamulcowy: mechaniczny hamulec bębnowy i oddzielny proporcjonalny elektryczny hamulec silnikowy
Ładowarka	36 V, 2 A	Napięcie	36 V
Maksymalny zasięg	15 km	Moc silnika	6,5" 250 W (Nominalna)
Kolor	czarny	Kąt podjazdu	up to 11% (6°)

Podstawa		PLN
	Urządzenie z napędem F35 z silnikiem 250 W (Nominalnie), Akumulator litowo-jonowy 4 Ah, składane uchwyty z blokadą w pozycji złożonej, bieg do przodu i do tyłu, tempomat, podwójny układ hamulcowy (hamulec bębnowy, hamulec elektryczny), błotnik, światło przednie	12000
Zamówienie / Montaż		PLN
EMD090213	Bez zamówienia na wózek	–
EMD090217	Z zamówieniem na wózek, urządzenie bez montażu do wózka Zamówienie na wózek na osobnym formularzu. Osobne wysyłki wózka i F35.	–
EMD090218	Z zamówieniem na wózek, urządzenie z montażem do wózka - Opcja dostępna tylko w wybranych sklepach po uprzednim ustaleniu ze sprzedającym Zamówienie na wózek na osobnym formularzu. Wysyłka łatwo montowanego wózka/urządzenia F35	1050
EMD090182	Zestaw StVZO, w tym załącznik i aprobatą TÜV tylko dla Niemiec	n/d
Elementy montażowe		PLN
EMD010027	Adaptory do wózków z ramą zamkniętą	–
EMD010028	Adaptory do wózków z ramą z odchylanymi podnóżkami (SA)	–
Zaciski dokujące Przed złożeniem zamówienia należy zawsze sprawdzić przestrzeń montażową dla zacisków dokujących. W zależności od konfiguracji i opcji, dana konfiguracja wózka może nie oferować wystarczającej ilości miejsca.		
EMD010030	Do rurek owalnych (Quickie Xenon² FF, Helium, Nitrum)	–
EMD010031	Do Quickie Xenon² SA	–
EMD010029	Do rurek okrągłych (pasujące do rurek o średnicy 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm, 30 mm & QS5 X) W przypadku wózków innych niż Sunrise należy zawsze sprawdzać umowy.	–
EMD010062	Do rurek okrągłych 32 mm	–
Regulacja (Należy zamówić mniejszą wersję, jeśli odległość jest mierzona między wymienionymi wartościami)		PLN
Szerokość ramy, od 260 mm do 480 mm, mierzona od środka rury ramy do środka rury ramy w pozycji montażowej. Do sprawdzenia kompatybilności należy użyć tylko zmierzonego wymiaru, a nie szerokości siedziska.		
FW26	Szerokość ramy 260 mm	–
FW27	Szerokość ramy 270 mm	–
FW28	Szerokość ramy 280 mm	–
FW29	Szerokość ramy 290 mm	–
FW30	Szerokość ramy 300 mm	–
FW31	Szerokość ramy 310 mm	–
FW32	Szerokość ramy 320 mm	–
FW33	Szerokość ramy 330 mm	–
FW34	Szerokość ramy 340 mm	–
FW35	Szerokość ramy 350 mm	–
FW36	Szerokość ramy 360 mm	–
FW37	Szerokość ramy 370 mm	–
FW38	Szerokość ramy 380 mm	–
FW39	Szerokość ramy 390 mm	–
FW40	Szerokość ramy 400 mm	–
FW41	Szerokość ramy 410 mm	–
FW42	Szerokość ramy 420 mm	–
FW43	Szerokość ramy 430 mm	–
FW44	Szerokość ramy 440 mm	–
FW45	Szerokość ramy 450 mm	–
FW46	Szerokość ramy 460 mm	–
FW47	Szerokość ramy 470 mm	–
FW48	Szerokość ramy 480 mm	–

Prędkość		PLN
EMD000025	6 km/h	–
EMD000027	10 km/h Należy sprawdzić lokalne przepisy i regulacje dotyczące maksymalnej prędkości dozwolonej w danym kraju. Ustawienia prędkości > 6 km/h można zamówić tylko faksem z podpisanym oświadczeniem. Ustawienia maksymalnej prędkości mogą być zmieniane wyłącznie przez Sunrise Medical.	–
EMD000028	15 km/h Należy sprawdzić lokalne przepisy i regulacje dotyczące maksymalnej prędkości dozwolonej w danym kraju. Ustawienia prędkości > 6 km/h można zamówić tylko faksem z podpisanym oświadczeniem. Ustawienia maksymalnej prędkości mogą być zmieniane wyłącznie przez Sunrise Medical.	–

Wyświetlacz		PLN
	Wyświetlacz: stan baterii, bieżąca prędkość, tryb przyspieszenia, poziom prędkości, licznik kilometrów, szacowany pozostały zasięg	–

Akcesoria		PLN
	Przednia lampka LED	–
	Błotnik	–
EMD010033	Wyściółka ramy (w zestawie)	–
EMD090206	Uchwyt na telefon	290
EMD090208	Przetwornica do ładowania w aucie (12 V na 230 V)	479
EMD110155	Dodatkowa ładowarka	340
EMD090207	Ograniczniki głębokości, w tym blokady bezpieczeństwa dla rur dokujących	159
EMD090165	Zabezpieczenie przed kradzieżą, blokada kablowa	75

Zaciski dokujące



// EMD010029 Do rurek okrągłych (pasujące do rurek o średnicy 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm, 30 mm & QS5 X)

Akcesoria



// EMD090206 Uchwyt na telefon



// EMD090208 Przetwornica do ładowania w aucie (12 V na 230 V)



// EMD090207 Ograniczniki głębokości, w tym blokady bezpieczeństwa dla rur dokujących

Potwierdzenie

Niniejszym informujemy, że korzystanie z Empulse F35 z maksymalnymi ustawieniami prędkości powyżej 6 km/h jest dozwolone tylko na drogach publicznych w niektórych krajach, a w innych przypadkach może być używane tylko na terenie prywatnym.

W przypadku braku zatwierdzenia, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, Empulse F35 z ustawieniami prędkości > 6 km/h nie może poruszać się po drogach publicznych, ścieżkach rowerowych i chodnikach. Należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju w zakresie użytkowania i prawnego obowiązku ubezpieczenia Empulse F35 przy ustawieniach prędkości wyższych niż 6 km/h (10/15 km/h). Podróżując z F35, zawsze należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju.

Składając zamówienie na ustawienie maksymalnej prędkości > 6 km/h, prosimy o potwierdzenie podpisem poniżej, że zrozumiałeś powyższe informacje i że zamierzasz korzystać z F35 wyłącznie na terenie prywatnym.

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami i będę ściśle przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Data**Podpis użytkownika**

Dzień Miesiąc Rok

Uwagi do zamówienia

F35	PLN
Cena podstawy brutto	PLN
Cena opcji brutto	
Pakowanie i transport	
Bez VAT	
VAT	
Całkowita cena brutto	

Data			Podpis
Dzień	Miesiąc	Rok	

**Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.**

Elektronowa 6
 94-103 Łódź
 Tel.: +48 42 275 83 38
 Fax: +48 42 209 35 23
 E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl