

# 3ème roue motorisée

**E|F35**



**Compatible avec  
fauteuils manuels rigides  
et pliants, potences fixes et  
potences escamotables**



## BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 01\_012025  
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client			Adresse Livraison		Identique facturation
Code Clt:			Code Clt:		
Magasin:			Magasin:		
Rue:			Rue:		
Ville/CP:			Ville/CP:		
E-Mail:			E-Mail:		
Tél:			Tél:		
Informations			Poids Utilisateur		
Commande	Devis	Built-4-Me®	<b>Poids max. utilisateur: 110 kg</b> (incluant poids du fauteuil)		
N° commande :			<b>Poids Uti.:</b>	<b>kg</b>	
<b>Art. No.: 47700001</b>			<b>Prix PublicTTC</b> <b>2 901,25 €</b> <small>(TVA 5.5%   vitesses 6 &amp; 10 km/h)</small> <b>3 300,00 €</b> <small>(TVA 20%   vitesse 15 km/h)</small>		
Date:	Jour	Mois			

## Données Techniques

Compatible avec fauteuils roulants manuels rigides et pliants, potences fixes et potences escamotables

<b>Poids max. Utilisateur</b>	110 kg (incluant le poids du fauteuil)	<b>Vitesse max.</b>	6 km/h, 10 km/h ou 15 km/h
<b>Largeur châssis avant fauteuil</b>	260 – 480 mm La largeur du châssis avant du fauteuil roulant est mesurée du centre du tube au centre du tube opposé. Utilisez uniquement cette mesure pour vérifier la compatibilité, et non la largeur d'assise du fauteuil roulant	<b>Roues</b>	6,5" bandage
<b>Poids total avec tubes de liaison</b>	À partir de 9 kg	<b>Batterie</b>	Li-Ion, 36 V, 4 Ah, 144 Wh Approuvée IATA
<b>Poids total sans tubes de liaison</b> (batterie incluse)	7,5 kg	<b>Freins</b>	Système de double freinage : frein à tambour + frein électronique séparé et frein de parking
<b>Chargeur</b>	36 V, 2 A	<b>Voltage</b>	36 Volt
<b>Temps de charge</b>	2 heures - 2.5 heures	<b>Motorisation</b>	6,5" - 250 watt
<b>Autonomie*</b> (selon ISO 7176-4)	15 km/h : 15 km max. 6 km/h : 28 km max.	<b>Pente max. de sécurité</b>	Jusqu'à 11% (6°)
<b>Dimensions</b>	920mm x 584mm x 610mm (hauteur x largeur x profondeur)	<b>Coloris</b>	Noir

\* L'autonomie dépend de la surface du sol, du poids de l'utilisateur, du comportement de conduite, de la température ambiante et du terrain, conformément à la norme ISO 7176-4.

3ème Roue Motorisée		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
EMD010000	<b>3ème roue motorisée F35 incluant :</b> Motorisation 250 W - Batterie Lithium Ion 4 Ah - Poignées rabattables avec verrouillage en position rabattue Marche avant et arrière - Régulateur de vitesse - Système de double freinage - Garde-boue - Éclairage avant				
	<b>F35 - 6 et 10 km/h</b>	TVA 5.5%	2 750.00	2 901.25	- -
	<b>F35 - 15 km/h</b>	TVA 20% taux à appliquer sur commande complète	2 750.00	3 300.00	- -
+ 1.75 € d'éco-participation					

Information Commande Fauteuils Roulants		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
EMD090213	Sans commande de fauteuil Sunrise	std	std	-	-
EMD090218	Avec commande de fauteuil Sunrise (Joindre la fiche de mesure du fauteuil)	Voir tarif sur fiche de mesure du fauteuil			

Fixation pour Châssis Fauteuil Roulant		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
EMD010027	Pour fauteuils roulants potences fixes	std	std	-	-
EMD010028	Pour fauteuils roulants potences escamotables	std	std	-	-
NOTE : Pas de combinaison possible avec les <b>fauteuils en carbone (toutes marques)</b>					

Pincettes de fixation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Avant de passer commande, toujours vérifier si l'espace disponibles est suffisant pour l'installation des pincettes de fixation. Selon la configuration du fauteuil roulant, il se peut qu'il n'y ait pas assez d'espace pour les pincettes de fixation.					
EMD010030	Pincettes pour tube de châssis <b>ovale</b> : Xenon <sup>2</sup> potences fixes, Helium, Nitrum	std	std	-	-
EMD010031	Pincettes pour Xenon <sup>2</sup> SA (potences escamotables)	std	std	-	-
EMD010029	Pincettes pour tube de châssis <b>rond</b> (Pour tubes diamètres : 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm, 30 mm & QS5X) Toujours vérifier les accords de combinaison pour les fauteuils roulants autres que Sunrise	std	std	-	-
EMD010062	Pincettes pour tube de châssis <b>rond</b> (pour tube diamètre 32 mm) <b>Option Indisponible Temporairement</b>	std	std	-	-

Ajustabilité (Veuillez commander la version plus petite lorsqu'une distance est mesurée entre les valeurs mentionnées ci-dessous)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur de châssis <b>avant</b> du fauteuil roulant, de 260 mm à 480 mm, mesurée du centre du tube au centre du tube opposé. Utilisez uniquement cette mesure pour vérifier la compatibilité, et non la largeur d'assise du fauteuil roulant.					
FW26	Largeur du châssis 260 mm	std	std	-	-
FW27	Largeur du châssis 270 mm	std	std	-	-
FW28	Largeur du châssis 280 mm	std	std	-	-
FW29	Largeur du châssis 290 mm	std	std	-	-
FW30	Largeur du châssis 300 mm	std	std	-	-
FW31	Largeur du châssis 310 mm	std	std	-	-
FW32	Largeur du châssis 320 mm	std	std	-	-
FW33	Largeur du châssis 330 mm	std	std	-	-
FW34	Largeur du châssis 340 mm	std	std	-	-
FW35	Largeur du châssis 350 mm	std	std	-	-
FW36	Largeur du châssis 360 mm	std	std	-	-
FW37	Largeur du châssis 370 mm	std	std	-	-
FW38	Largeur du châssis 380 mm	std	std	-	-
FW39	Largeur du châssis 390 mm	std	std	-	-
FW40	Largeur du châssis 400 mm	std	std	-	-
FW41	Largeur du châssis 410 mm	std	std	-	-
FW42	Largeur du châssis 420 mm	std	std	-	-
FW43	Largeur du châssis 430 mm	std	std	-	-
FW44	Largeur du châssis 440 mm	std	std	-	-
FW45	Largeur du châssis 450 mm	std	std	-	-
FW46	Largeur du châssis 460 mm	std	std	-	-
FW47	Largeur du châssis 470 mm	std	std	-	-
FW48	Largeur du châssis 480 mm	std	std	-	-

Hauteur nécessaire  
pour le montage : 249 mm - 370 mm  
(mesure : du sol à bord supérieur de la pince)



Vitesses		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
EMD000025	6 km/h	std	std	–	–
EMD000027	10 km/h Vérifiez les lois et réglementations locales pour connaître la vitesse maximale autorisée dans votre pays. Pour les réglages de vitesse > 6 km/h, une décharge Utilisateur (voir page 5) doit être fourni avec le présent bon de commande. Les réglages de vitesse maximale ne peuvent être modifiés que par Sunrise Medical.	std	std	–	–
EMD000028	15 km/h Le taux de TVA passe de 5.5% à 20% sur l'intégralité de la commande. Vérifiez les lois et réglementations locales pour connaître la vitesse maximale autorisée dans votre pays. Pour les réglages de vitesse > 6 km/h, une décharge Utilisateur (voir page 5) doit être fourni avec le présent bon de commande. Les réglages de vitesse maximale ne peuvent être modifiés que par Sunrise Medical.	std	std	–	–

Écran		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
	Affichage sur écran : Niveau de charge de la batterie, compteur kilométrique, vitesse, mode d'accélération, niveau de conduite, charge restante estimée	std	std	–	–

Accessories		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
	Éclairage avant LED	std	std	–	–
	Garde-boue	std	std	–	–
EMD010033	Protection mousse pour tubes de liaison (inclus)	std	std	–	–
EMD090206	Support smartphone	90.99	96.00	–	–
EMD090208	Adaptateur chargeur voiture (12V à 230V)	109.00	115.00	–	–
EMD110155	Chargeur supplémentaire	77.72	82.00	–	–
EMD090207	Butées de profondeur pour tubes de liaison (permet de conserver le réglage) (paire) <b>Option Indisponible Temporairement</b>	36.02	38.00	–	–
EMD090165	Dispositif anti-vol, câble	19.91	21.00	–	–

## DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ - À compléter et à signer par l'Utilisateur

Nous tenons à préciser que l'utilisation de l'Empulse F35 dans les versions 10km/h et 15 km/h n'est autorisée sur la voie publique que dans certains pays , sinon uniquement sur des voies privées.

En l'absence d'autorisation, conformément au code de la route, l'Empulse F35 avec des réglages de vitesse supérieures à 6 km/h ne peut pas être conduit sur les voies publiques, les pistes cyclables et les trottoirs. Vous devez vous informer sur la législation spécifique du pays concernant l'utilisation et votre obligation légale d'assurer l'Empulse F35 pour les versions supérieures à 6 km/h (10/15 km/h). Lorsque vous voyagez avec votre F35, vérifiez toujours la législation spécifique du pays de destination.

Lorsque vous passez une commande pour une version supérieure à 6 km/h, veuillez confirmer par votre signature ci-dessous, que vous avez compris les informations ci-dessus et que vous avez l'intention d'utiliser votre F35 uniquement sur une voie privée et que vous avez été informé de la nécessité de contracter une police d'assurance pour l'utilisation sur voie publique.

**Je confirme par la présente, avoir pris connaissance des informations ci-dessus et suivre strictement la législation spécifique du pays.**

Date			Signature Utilisateur
Jour	Mois	Année	

## Pinces de fixation



// EMD010029 Pinces pour tube de châssis **ron**d (Pour tubes diamètres : 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm, 30 mm & QS5X)

## Accessoires



// EMD090206 Support Smartphone



// EMD090208 Adaptateur chargeur voiture (12V à 230V)



// EMD090207 Butées de profondeur pour tubes de liaison (permet de conserver le réglage)

## Commentaires

F35

€

<b>Prix de base TTC (TVA 5.5%)</b>	<b>2 901.25</b>
<b>Prix de base TTC (TVA 20%)</b>	<b>3 300.00</b>
Total options TTC	
<b>Prix total TTC</b>	

Date

Signature

Jour

Mois

Année



### Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie

17 Rue Michaël Faraday

37170 Chambray-Lès-Tours

Tél: 02 47 55 44 31

E-Mail: [commandes@sunrisemedical.fr](mailto:commandes@sunrisemedical.fr)[www.SunriseMedical.fr](http://www.SunriseMedical.fr)