

Zip+

Das Rollstuhlsitzkissen für Kinder mit zweilagiger Schaumbasis und anatomisch geformter Sitzmulde für die bessere Stabilität des Beckens. Der Druck auf empfindliche Stellen wird verringert und das Gewicht über die gesamte Sitzfläche verteilt.

Die obere Schicht des Kissens besteht aus viskoelastischem Memory-Schaumstoff, der in Kombination mit der abgerundeten vorderen Kante höchsten Komfort bietet. Das Sitzkissen bietet einen moderaten Hautschutz sowie moderate Sitzstabilität und ist in zwei verschiedenen Konturen erhältlich.

Bezug:

- 1. CoolOver Bezug (nachtblau):** Reguliert die Hauttemperatur, um Dekubitus zu verhindern. Leitet überschüssige Wärme von der Haut ab, erleichtert bei Bedarf die Wärmespeicherung und hält die optimale Hauttemperatur aufrecht.
- 2. Mikroklimatischer Bezug (schwarz):** 2-Wege-Stretch-Abstandsgewebe zur Förderung der Durchblutung und dem Hautschutz.



Schaumstoff:

Hervorragende Druckverteilung über die gesamte Sitzfläche

Obere Schaumstofflage aus viskoelastischem Memory-Schaumstoff

Abgerundete Vorderkante für mehr Komfort

Schutzfolie
Dehnbar, atmungsaktiv und spritzwassergeschützt

Konturiert Flach

Erhältlich in flacher und konturierter Ausführung für unterschiedliche Haltungsanforderungen



QR-Code
scannen




Website

Diese Größen sind erhältlich.
Bitte beachten Sie das
Bestellblatt für Modifikationen
oder Spezialgrößen.

Gewicht	0,55 kg
Max. Nutzergewicht	158 kg
Höhe	50 mm
Breite	200 - 340 mm
Tiefe	200 - 460 mm

JAY Sitzkissen-Sortiment



Die Anforderungen an ein Sitzkissen sind so unterschiedlich wie die Menschen und Kompromisse im klinischen Einsatz sind nicht akzeptabel. Aus diesem Grund bietet unser JAY-Portfolio massgeschneiderte Sitzlösungen, die das breite Spektrum der klinischen Anforderungen abdecken und gleichzeitig die klinische Wirksamkeit gewährleisten. Alle unsere JAY-Kissen verbinden in höchstem Masse Hautschutz mit effektiver Unterstützung der Körperhaltung und Benutzerfreundlichkeit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

Sunrise Medical empfiehlt dringend einen Arzt oder Therapeuten mit Erfahrung im Bereich Sitzen und Positionieren zu konsultieren, um festzustellen, welches Sitzkissen und/oder welche Rückenlehne für die spezifischen Bedürfnisse des Benutzers geeignet ist und um Verletzungen zu vermeiden. Sitzkissen, Rückenlehnen und Lagerungshilfen sollten nur von einem autorisierten Sunrise Medical-Händler montiert werden.

Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
031 958 38 38
cs@sunrisemedical.ch

© 08.2024



www.SunriseMedical.ch