

SUNRISE  
MEDICAL

Empulse.



E | F35

NUESTRA HANDBIKE MÁS  
PEQUEÑA Y LIGERA

F35 - POTENCIA TU ESTILO DE VIDA



# LA HANDBIKE QUE REVOLUCIONA LA MOVILIDAD URBANA

Al usar una silla de ruedas, cada propulsión hacia delante puede no parecer gran cosa, pero día tras día y, con el tiempo, la tensión sobre los hombros se va acumulando.

Las ayudas eléctricas pueden ser las superheroínas del mundo de las sillas de ruedas, pero algunas son demasiado voluminosas y pesadas para el uso diario, especialmente para paseos rápidos por la ciudad o para viajar.

Empulse F35 consigue el equilibrio perfecto entre tamaño y funcionalidad. Esta compacta y portátil handbike no es sólo atractiva, sino que además garantiza una movilidad eléctrica rápida y sin esfuerzo en la jungla urbana.



Nuestra handbike más pequeña y ligera



Cabe en coches y espacios pequeños



Radio de giro reducido y hasta 15 km de autonomía, todo ello en un armazón compacto



2 formas de acoplarla



Se adapta a la mayoría de las sillas de ruedas rígidas o plegables



Batería apta para viajar en avión. Ideal también para viajar en coche y tren



Escanea el código QR para ver la F35 en movimiento

DISEÑO ESTILIZADO Y ELEGANTE



## DOS FORMAS DE ACOPLARLA - ELIGE LA QUE NECESITES

**1 "La más rápida"\*:** ofrece un acople y desacople fácil con un sólo movimiento, perfecto para paradas frecuentes por la ciudad. Retira fácilmente la handbike, mientras el sub-armazón permanece unido a la silla. Ideal para descansos donde no necesites el apoyo de la F35, como en una cafetería, en la universidad o en la oficina. ¿Lo mejor? Se vuelve a acoplar en cuestión de segundos cuando vuelvas a necesitar ese impulso extra.

*\*Pendiente de patente*

**Empuñaduras plegables:** las empuñaduras se pliegan completamente y se bloquean de forma segura en el armazón para ahorrar espacio, reduciendo al mínimo las dimensiones de la F35 para facilitar su almacenamiento y transporte.



Escanea el código QR para ver cómo acoplar la F35 a una silla de ruedas



# 2

**2 "Para almacenamiento":** cuando llegue el momento de transferirte de la silla de ruedas, podrás desacoplar fácilmente todo el dispositivo de tu silla. Simplemente retira la handbike y afloja las abrazaderas del tubo para retirar el sub-armazón, proporcionando la solución perfecta para guardar tu F35.



F35 se desmonta en dos partes más ligeras (el sub-armazón por un lado y la handbike por el otro).

## LIGERA Y COMPACTA: IDEAL PARA FÁCIL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

**Ligera como una pluma:** tanto si vas sólo como con ayuda, F35 ofrece un peso de transporte súper ligero de solo 7,5 kg (sub-armazón desmontado), lo que facilita los traslados en coche y fomenta la independencia en las aventuras diarias.

**Diseño compacto e inteligente:** adopta un perfil elegante y compacto con nuestro diseño de "tubo todo en uno", que garantiza un fácil manejo y transporte sin volumen.

TRANSPORTE FÁCIL

¡Maximiza la emoción de tus aventuras con las baterías de 4Ah aptas para viajar en avión! Compactas y de alto rendimiento, son ideales para tus desplazamientos en la ciudad y tus escapadas (asegúrate de consultar los requisitos de baterías de cada aerolínea antes de viajar).

La **gestión inteligente de la batería** y las innovadoras pilas 21700 permiten sacar el máximo partido a cada carga.

**Radio de giro ultra-reducido:** estar entre una multitud, subir en el ascensor... maniobra con destreza gracias a su radio de giro ultra-compacto.

Con hasta **15 km de autonomía**, tendrás la libertad para explorar a lo largo y ancho.



**Potente sistema de frenado:** benefíciate de un doble sistema de frenado - un freno eléctrico proporcional y un fiable freno de disco, así como un freno de estacionamiento que proporciona un control preciso y seguridad durante los viajes.



**Velocidad de crucero:** permite mantener la velocidad estable en las cuestas.



**Conquista las pendientes:** aparcamientos, rampas, transporte público, aceras... afronta esos molestos obstáculos cotidianos con confianza. F35 puede superar una pendiente de hasta 6 grados, incluso con un peso máximo de usuario de 110 kg.

**Estabilidad superior:** di adiós a los viajes agitados. Con su mecanismo de bloqueo pendiente de patente, la handbike eléctrica F35 se bloquea de forma segura al armazón de la silla de ruedas, eliminando las sacudidas y los traqueteos para una conducción excepcionalmente firme y estable.



**Potente motor de alto par:** experimenta una conducción dinámica impulsada por un motor de 250 vatios, que garantiza un viaje suave y con gran capacidad de respuesta.





**3 velocidades disponibles:**  
elige tu ritmo, ya sea relajado de 6 km/h, moderado de 10 km/h o rápido de 15 km/h.



**Evita que la rueda patine:**  
3 modos de conducción (lento, estándar y rápido) para cualquier superficie.



**El puerto de carga USB** permite cargar el teléfono para que no tengas que preocuparte por si se te agota la batería mientras usas la navegación o escuchas música.



Escanea el código QR para ver los vídeos de puesta en marcha y ajuste



**Luz LED:** la luz LED se integra perfectamente con el diseño de la F35, proporcionándole una manera práctica de iluminar el camino y mejorar la visibilidad.

LUZ LED BRILLANTE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carga máx.	110 kg
Dimensiones máx.	91,5 cm x 58,4 cm x 61 cm (altura x anchura x profundidad)
Autonomía máx.	hasta 15 km*
Pendiente máx.	hasta 11% (6°)
Peso total	desde 9 kg (con batería y sub-armazón) <sup>(1)</sup>
Peso de transporte	desde 7.5 kg <sup>(1)</sup>
Anchura armazón frontal	26 – 48 cm <sup>(2)</sup>
Color	negro
Máx. velocidad hacia delante	6 km/h (10 km/h y 15 km/h opcionales) <sup>(3)</sup> (cada velocidad puede regularse en 3 niveles)
Batería	Litio-ion, 36V, 4Ah
Tiempo de carga batería	2 horas aproximadamente
Tamaño de rueda	6,5"
Motor	250 W
Freno	Doble freno (freno eléctrico/electrofreno proporcional y freno de disco mecánico) y freno de estacionamiento.

\* Autonomía calculada según ISO standard 7176 parte 4. El peso del usuario, las condiciones del terreno, el uso y habilidad de conducción, así como las condiciones meteorológicas pueden afectar al rendimiento.

(1) En función de la configuración.

(2) Anchura del armazón de la silla de ruedas medida de interior a interior del tubo en la posición de montaje de las abrazaderas.

(3) Consulte siempre la ordenanza municipal de tráfico donde esté circulando, y respete las velocidades máximas.



Página web F35



Hoja de pedido F35

## ACCESORIOS



**Soporte para móvil:** permite mantenerte conectado mientras conduces.



**Adaptador de carga para el coche:** facilita la recarga de la batería directamente desde el coche, para que puedas mantenerte siempre con energía.



**Cierre con candado:** garantiza que tu F35 se quede donde la dejaste, otorgándote tranquilidad dondequiera que aparques.

### Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga, Vizcaya

Tel.: 902 14 24 34

Fax: 94 648 15 75

[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)



Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido. Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

