

SUNRISE
MEDICAL.

Empulse.



E | F35

DÉCOUVREZ LA GRANDE COMMODITÉ
DE CETTE AIDE LA TRACTION COMPACTE



À LA RECHERCHE D'UNE AIDE À LA TRACTION

Nous aussi. Parce que par moments l'assistance d'une cinquième roue motorisée s'avère très pratique et, dans certaines situations quotidiennes, un dispositif compact et léger est préférable à une assistance de plus grande taille. Prenez l'exemple de petites escapades en ville ou lorsqu'il s'agit de voyager.

C'est pour ces raisons que nous avons développé l'Empulse F35 : une aide à la traction ultra légère et compacte que vous connectez facilement et rapidement à votre fauteuil roulant au moment où vous en avez besoin.

Le F35 est l'accord parfait entre style et praticité.

-  Notre assistance électrique à la traction la plus compacte et la plus légère
-  Convient aux petites voitures et aux petits espaces de rangement
-  Très faible rayon de braquage et jusqu'à 15 km d'autonomie
-  2 modes d'arrimage faciles et rapides
-  Compatible avec des fauteuils roulants rigides et pliants, au cadre avant fixe ou à repose-pieds escamotables
-  Batterie adaptée aux voyages, pouvant être emportée en avion, train ou en voiture



Scannez le code QR pour voir le F35 en action !



DEUX POSSIBILITÉS D'ARRIMAGE - CHOISISSEZ LA VÔTRE SELON VOS BESOINS

La façon la plus rapide* : connecter et déconnecter le F35 du sous-châssis en un seul geste simple et rapide.

Utilisez le système de (dé)verrouillage rapide pour retirer le dispositif de traction mais laisser le sous-châssis en place. Cette méthode est très pratique pour les petits arrêts, par exemple dans un restaurant ou une bibliothèque. Et le meilleur dans tout cela ? Le F35 se remet en place en quelques secondes. Incroyablement facile !

Poignées rabattables et verrouillables :

Le F35 est compact et léger : facile à soulever et facile à ranger dans le plus petit coffre de voiture ou sur le siège arrière.



Scannez le code QR pour voir comment s'accroche le F35 à un fauteuil roulant.



*Brevet en instance

Pour faire un transfert ou un rangement efficace : retirez également le sous-châssis.

2

Desserrez simplement les vis oreilles pour déconnecter le sous-châssis du fauteuil roulant puis retirez le sous-châssis. Cela vous permettra alors de faire un transfert vers un autre fauteuil, votre lit ou une voiture. Ou bien de ranger ou emporter aisément votre F35.



Aisément divisible en deux parties maniables : pour faciliter le chargement séparez simplement le dispositif du sous-châssis.

LÉGER ET COMPACT POUR DES TRANSFERTS EN TOUTE AUTONOMIE

Léger comme une plume, le F35 très compact ne pèse que 7,5 kg, ce qui facilite grandement les transferts en voiture et favorise votre indépendance. À vous la liberté !

Une batterie haute capacité 4Ah rechargeable, pratique en voyage :

compacte, puissante et exactement ce qu'il faut pour faire un petit tour en ville ou pour emporter en voyage.

(avant d'organiser un voyage prenez soin de contacter votre voyageur ou compagnie aérienne pour connaître leurs conditions spécifiques relatives aux batteries. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour plus de détails.)

Système de gestion de batterie intelligent :

ce système vous permet de tirer le meilleur parti de chaque charge et de recharger la batterie en moins de 2 heures.

Rayon de braquage ultra-compact :

très pratique dans un magasin, un ascenseur ou au milieu d'une foule.



Profitez sans limites :
une autonomie impressionnante de 15 km permet de profiter pleinement de sorties insouciantes.



Deux systèmes de freinage indépendants à commandes séparées :

un frein à disque mécanique (stationnement) et un frein à disque électronique, pour un freinage précis et contrôlé!



Régulateur de Vitesse :

maintient une vitesse constante en montée et en descente.



Vaincre les Pentes :

aires de parkings, rampes d'accès, transports en commun, trottoirs... Surmontez avec brio ces obstacles gênants du quotidien ! Le F35 peut gravir une pente de 6°, même avec un poids utilisateur maximal de 110 kg.

Stabilité au plus haut niveau :

dites adieu aux ballades instables ! Grâce à son mécanisme de verrouillage* le F35 est pratiquement collé au cadre de votre fauteuil, apportant une stabilité Next Level à toute épreuve.



Moteur puissant à couple élevé:

profitez d'une conduite dynamique grâce à un moteur de 250 watt, qui garantit une conduite souple et réactive.





Choix de 3 vitesses de conduite :

une vitesse confortable de 6 km/h, modérée de 10 km/h ou rapide de 15 km/h. Choisissez votre propre rythme !



Une traction de roue optimisée :

adaptez les performances au départ en fonction du terrain, choisissez l'un des 3 modes d'accélération (Faible, Standard, Rapide).



À vous la liberté :

le port de charge USB permet de charger votre téléphone à tout moment. Vous n'avez donc pas à vous soucier de décharger votre batterie de téléphone lorsque vous utilisez la navigation ou écoutez de la musique.



Scannez le code QR pour les vidéos de service.



Éclairage LED : la lumière LED s'intègre parfaitement au design du F35, vous offrant un moyen pratique d'éclairer votre chemin et d'améliorer votre visibilité et sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids maximal utilisateur	110 kg
Dimensions maximales	915 mm x 584 mm x 610 mm / (hauteur x largeur x profondeur)
Autonomie*	jusqu'à 15 km
Pente maximale	jusqu'à 11%
Poids	
batterie et sous-châssis compris	à partir de 9 kg
poids de transport	à partir de 7.5 kg
Largeur du châssis avant	260 – 480 mm ¹
Coloris	noir
Vitesse maximale	6 km/h, en option 10/15 km/h (vitesse réglable sur 3 niveaux)
Batterie	Lithium-Ion 36V 4Ah
Temps de charge	environ 2 heures
Taille de la roue motrice	6,5"
Moteur	250 watt
Freins	Deux systèmes de freins indépendants : disque mécanique (stationnement) disque électrique à commande séparée.
ISO	EN12184

(¹) Largeur du châssis avant du fauteuil roulant, mesurée entre les centres des tubes, à la hauteur où seront montées les attaches au F35.



Page produit F35

* L'autonomie dépend de la surface du sol, du poids utilisateur, du comportement de conduite, de la température ambiante et du terrain, conformément à la norme ISO 7176-4.

COMPLÉTEZ AVEC DES ACCESSOIRES



Support pour téléphone : en route placez votre portable dans le support pour l'avoir sous la main à tout moment.



Adaptateur 12 V à 230 V : à brancher sur la prise allume-cigare de votre voiture pour charger la batterie du F35 pendant le trajet.



Sécurisez votre F35 avec un câble antivol : protégez votre F35 lorsque vous devez le garer ou l'entreposer dans un espace public.