



Adresse de facturation:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Adresse de livraison:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre Ref:



Encodage:
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
 Devis

- = Standard = Avec supplément
 = Sans supplément



Service Clientèle: commandes@sunrisemedical.be

Charge Maximale: 110 kg
Poids du client: kg

Prix en euros € 2.835,- (TVA 6% incluse)

Nous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2024.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

BASIS

- **Spécifications vélo d'appoint électrique F35**
Motorisation 250 W (nom.), Batterie Lithium Ion 4 Ah, poignées rabattables avec verrouillage en position repliée, marche avant et arrière, régulateur de vitesse, frein mécanique et électrique, garde-boue et éclairage LED.
- **Kit d'adaptation**
Un kit d'adaptation est inclus pour le montage du F35 sur des largeurs de châssis de 260 jusqu'au 480 mm. Le F35 est entièrement réglable et peut être adapté à toutes les hauteurs de cadre, hauteurs d'assise et angles de cadre.

Avec roue motrice 6,5", pneu solide

std

INFORMATION COMMANDE FAUTEUILS ROULANTS

EMD090213	<input type="checkbox"/> Sans nouvelle commande de siège	std
EMD090217	<input type="checkbox"/> Avec nouvelle commande de siège, non assemblé (1)	ss

AJUSTABILITÉ - LARGEUR DU CADRE

(Mesuré du centre au centre du tube)

Si la distance est comprise entre les valeurs mentionnées: arrondissez la largeur du cadre vers le bas

FW27	<input type="checkbox"/> Largeur du cadre 270 mm	std
FW29	<input type="checkbox"/> Largeur du cadre 290 mm	ss
FW31	<input type="checkbox"/> Largeur du cadre 310 mm	ss
FW33	<input type="checkbox"/> Largeur du cadre 330 mm	ss
FW35	<input type="checkbox"/> Largeur du cadre 350 mm	ss
FW37	<input type="checkbox"/> Largeur du cadre 370 mm	ss
FW39	<input type="checkbox"/> Largeur du cadre 390 mm	ss
FW41	<input type="checkbox"/> Largeur du cadre 410 mm	ss
FW43	<input type="checkbox"/> Largeur du cadre 430 mm	ss
FW45	<input type="checkbox"/> Largeur du cadre 450 mm	ss
FW47	<input type="checkbox"/> Largeur du cadre 470 mm	ss
FW48	<input type="checkbox"/> Largeur du cadre 480 mm	ss

FIXATION POUR CHÂSSIS FAUTEUIL ROULANT (montage sur le fauteuil roulant)

EMD010027	<input type="checkbox"/> Station d'accueil pour fauteuils roulants potences fixes	std
EMD010028	<input type="checkbox"/> Station d'accueil pour fauteuils roulants potences escamotables	ss
EMD010029	<input type="checkbox"/> Pince A - Colliers de fixation pour tubes de cadre ronds (pour tubes diamètres: 19,5 / 23 / 25 / 28,6 / 30 mm) (2)	ss
EMD010030	<input type="checkbox"/> Pince B - Colliers de fixation pour tubes de cadre ovales (Quickie Xenon² FF, Nitrum)	std
EMD010062	<input type="checkbox"/> Pince G - Colliers de fixation pour tubes de cadre ronds (pour tubes diamètres: 32 mm) (2)	306,47
EMD010031	<input type="checkbox"/> Pince D - Colliers de fixation pour Xenon² SA (potences escamotables) (2)	ss

(1) Les fauteuils roulants peuvent être commandés avec le F35. Il suffit de les ajouter au même bon de commande.

Le F35 sera ensuite expédié avec le fauteuil roulant.

(2) Avant de connecter un produit tiers, assurez-vous qu'il existe un accord avec le F35 de Sunrise Medical. Consultez le site

Web de Sunrise Medical ou de l'organisation professionnelle Firevaned pour un aperçu à jour.

Empulse F35

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

€

VITESSES

EMD000025	◇	Max. 6 km/h	std	
EMD000027	○	Max. 10 km/h	ss	
EMD000028	○	Max. 15 km/h	ss	

ÉCRAN

◇	Affichage sur écran: état de la batterie, compteur kilométrique, distance totale parcourue, vitesse moyenne, puissance en watts		std	
---	---	--	-----	--

ACCESSOIRES

◇	Éclairage LED		std	
◇	Garde-boue		std	
EMD100033	◇	Mousse de protection pour faux-châssis	std	
EMD090206	□	Support pour smartphone	200	
EMD090208	□	Convertisseur de charge de voiture (12V à 230V)	180	
EMD110155	□	Chargeur supplémentaire	155,21	
EMD090207	○	Butées de profondeur comprenant des verrous de sécurité pour l'amarrage	ss	
EMD090165	□	Dispositif anti-vol, câble	33,25	

Poids max. utilisateur: 110 kg
Roues 6,5" (avec pneu plein)
Poids total (incl. batterie et faux-châssis): À partir de 9 kg (poids de transport 7,5 kg) (ISO 7176-4)
Gamme: Max. 15 km
Type de batterie: Lithium-ion, 36V, 4 Ah, 144 Wh
Frein: Frein à disque, frein électrique indépendant supplémentaire



Empulse F35 - Prix de base€
Prix des options€
Prix total€

Service Clientèle Sunrise Medical
T: +32 (0)2 588 23 71
E: commandes@sunrisemedical.be

www.sunrisemedical.be
© Sunrise Medical 2024 Pagina 2/3



EMD010027: Roue motrice 6,5", pneu plein (montrée avec fixation sur fauteuils roulants à cadre avant fixe (EMD010027)).



EMD010028: Poignées rabattables avec blocage en position repliée.



EMD090206: Support pour smartphone.



EMD010029: Colliers de fixation pour fauteuils roulants avec tubes de cadre ronds (pour diamètres de tube 19,5 / 23 / 25 / 28,6 / 30 mm).



EMD090208: Convertisseur de charge de voiture (12V à 230V).



EMD090165: Dispositif anti-vol, câble.