





BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client		Adresse de livraison	
N° client:		correspond à l'adresse de facturation	
N° client:		N° client:	
Nom:		Nom:	
Rue:		Rue:	
NPA/Lieu:		NPA/Lieu:	
E-mail:		E-mail:	
Tél.:		Tél.:	
Informations relatives à la commande		Poids de l'utilisateur	
Commande	Devis	Poids total autorisé max. : 110 kg	
Commission		Poids de l'utilisateur	kg
N° art. 47700000		<h1>Prix de base CHF 3'490</h1> <p>Prix hors TVA, temps de montage / prix de vente recommandé</p>	
Dernière mise à jour : 09.01.2025, prix valables jusqu'à nouvel avis			

Données techniques

Poids max. utilisateur	110 kg	Vitesse max.	6 km/h; en option 10 / 15 km/h
Largeur du châssis avant	260 – 480 mm La largeur du châssis avant du fauteuil roulant est mesurée du centre du tube au centre du tube opposé. Pour contrôler la compatibilité, n'utilisez que la dimension mesurée et non l'argeur d'assise.	Dimension de la roue	6,5" bandage plein
Poids total avec tubes de liaison	dès 9 kg selon ISO 7176-4.	Batterie	Li-Ion, 36 V, 4 Ah, 144 Wh, (avec certificat IATA), système intelligent de gestion des batteries
Poids total, batterie incluse	dès 7,5 kg	Freins	Système de freinage double : frein à tambour + frein électronique séparé et frein de parking
Chargeur	36 V / 2 A	Tension de foctionnement	36 volts
Autonomie	jusqu'à 15 km Selon ISO 7176 - 4, en fonction de la structure du sol, du poids de l'utilisateur, de la vitesse conduite, du comportement de conduite et de la température ambiante.	Puissance du moteur max.	250 watts (nominal)
Couleur	noir	Pente max.	jusqu'à 11% (6°)

**Comment procéder pour définir la largeur de châssis intermédiaire :**

Du milieu d'un tube à l'autre, au niveau de la fixation des pinces.

Dispositif de traction F35 CHF

	Moteur 250 W (nominal), batterie li-ion 4 Ah, poignées pliables avec blocage en position repliée, vitesse avant et arrière, régulateur de vitesse, système de freinage couplé (frein à tambour, frein électrique), guidon rabattable, garde-boue, phare avant	3'490
EMD090213	Sans commande de fauteuil roulant	–
EMD090214	Avec commande de fauteuil roulant	–

Montage CHF

Temps de montage du F35 sur le fauteuil roulant : env. 1,5 heures

EMD010027	Montage pour fauteuils roulants avec châssis avant fixe (châssis rigide et fauteuil pliable)	–
EMD010028	Montage pour fauteuils roulants avec repose-pieds escamotable/amovible (châssis rigide et fauteuil pliable)	–

Système de fixation

Avant de passer la commande, vérifiez toujours l'espace de montage pour les pinces d'amarrage. Selon la configuration et les options, il est possible qu'il n'y a pas suffisamment d'espace.

EMD010030	Système de fixation pour fauteuils roulants SOPUR avec châssis à tubes ovale (Nitrum, Helium, Xenon ²)	–
EMD010031	Système de fixation pour Xenon ² SA (repose-pieds escamotable/amovible)	–
EMD010029	Système de fixation pour fauteuils roulants avec châssis à tubes ronds (pour tubes diamètres 19,5 / 23 / 25 / 28,6 / 30 mm & QS5 X) Toujours vérifier les accords de combinaison pour les fauteuils roulants autres que Sunrise Medical.	–
EMD010062	Système de fixation pour fauteuils roulants avec châssis à tubes ronds 32 mm	–

Ajustabilité (Veuillez commander la version plus petite lorsqu'une distance est mesurée entre les valeurs mentionnées ci-dessous) CHF

Largeur de châssis avant du fauteuil roulant, de 260 mm à 480 mm, mesurée du centre du tube au centre du tube opposé. Utilisez uniquement cette mesure pour vérifier la compatibilité, et non la largeur d'assise du fauteuil roulant.

FW26	Largeur du châssis 260 mm	–
FW27	Largeur du châssis 270 mm	–
FW28	Largeur du châssis 280 mm	–
FW29	Largeur du châssis 290 mm	–
FW30	Largeur du châssis 300 mm	–
FW31	Largeur du châssis 310 mm	–
FW32	Largeur du châssis 320 mm	–
FW33	Largeur du châssis 330 mm	–
FW34	Largeur du châssis 340 mm	–
FW35	Largeur du châssis 350 mm	–
FW36	Largeur du châssis 360 mm	–
FW37	Largeur du châssis 370 mm	–
FW38	Largeur du châssis 380 mm	–
FW39	Largeur du châssis 390 mm	–
FW40	Largeur du châssis 400 mm	–
FW41	Largeur du châssis 410 mm	–
FW42	Largeur du châssis 420 mm	–
FW43	Largeur du châssis 430 mm	–
FW44	Largeur du châssis 440 mm	–
FW45	Largeur du châssis 450 mm	–
FW46	Largeur du châssis 460 mm	–
FW47	Largeur du châssis 470 mm	–
FW48	Largeur du châssis 480 mm	–

Vitesse CHF

EMD000025	6 km/h	STD
EMD000027	10 km/h Vérifiez les lois et réglementations en vigueur dans votre pays concernant la vitesse maximale autorisée. Les réglages de vitesse maximale ne peuvent être modifiés que par Sunrise Medical.	–
EMD000028	15 km/h Vérifiez les lois et réglementations en vigueur dans votre pays concernant la vitesse maximale autorisée. Les réglages de vitesse maximale ne peuvent être modifiés que par Sunrise Medical.	145

Écran		CHF
-------	--	-----

	Affichage sur écran : niveau de charge de la batterie, compteur kilométrique, vitesse, mode d'accélération, niveau de conduite, charge restante estimée	–
--	---	---

Accessories		CHF
-------------	--	-----

	Éclairage avant LED	–
	Garde-boue	–
EMD010033	Protection mousse pour tubes de liaison (inclus)	–
EMD090206	Support smartphone	99
EMD090208	Adaptateur chargeur voiture (12 V à 230 V)	159
EMD110155	Chargeur supplémentaire	189
EMD090207	Butées de profondeur pour tubes de liaison (permet de conserver le réglage) (paire)	59
EMD090165	Antivol à spirale	25

Système de fixation



// EMD010029 Système de fixation pour fauteuils roulants avec châssis à tubes ronds (pour tubes diamètres : 19,5 / 23 / 25 / 28,6 / 30 mm & QS5 X)

Accessoires



// EMD090165 Antivol à spirale



// EMD090206 Support Smartphone



// EMD090207 Butées de profondeur pour tubes de liaison (permet de conserver le réglage)



// EMD090208 Adaptateur chargeur voiture (12V à 230V)



// EMD110155 Chargeur supplémentaire

Mention légale

Nous attirons votre attention sur le fait que l'utilisation du F35 dans sa version 15 km/h n'est autorisée sur la voie publique que dans certains pays et, sinon, uniquement sur des terrains privés.

Commentaires

F35	CHF
Prix de base	3'490
Total des suppléments (veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition	55
Prix hors TVA	
TVA 8.1%	
Prix T.T.C.	

Date	Signature
Jour Mois Année	



Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17
 3110 Münsingen
 031 958 38 38
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch