

SUNRISE
MEDICAL.

Empulse.



E | F35

UNSERE KLEINSTE UND
LEICHTESTE ZUGHILFE

F35 - EIN UPGRADE FÜR IHREN LIFESTYLE



SCHLUSS MIT UNHANDLICHEN ZUGHILFEN!

Das tägliche Vorwärtstkommen mag sich auf den ersten Blick nicht wie eine grosse Herausforderung anhören, aber mit der Zeit wird die Belastung für die Schultern immer grösser.

Man könnte die elektrischen Hilfsmittel auch als Superhelden der Mobilität bezeichnen, wären manche nicht so sperrig und schwer für den täglichen Gebrauch – vor allem für schnelle Ausflüge in die Stadt oder auf Reisen.

Diese handliche Zughilfe ist nicht nur ein Hingucker, sie ist die Eintrittskarte zu schneller und müheloser Mobilität im Grossstadtdschungel.



Unsere kleinste und leichteste Zughilfe aller Zeiten



Passt in kleine Autos



Kleinster Wendekreis und bis zu 15 km Reichweite
(28 km in der Version mit 6 km/h)



2 Andockmöglichkeiten zum rein- und rauskommen,
um einfach überall hinzukommen



Passt an die meisten Starr- oder Faltrahmenrollstühle



Reisetauglicher Akku, ideal für Reisen mit dem Flugzeug, Auto, Schiff und Zug



QR-Code scannen und
F35 Video sehen!

BESONDERHEITEN



Optimal für häufige Stops: Der F35 lässt sich in Sekundenschnelle vom Zwischenrahmen abnehmen.

ZWEI MÖGLICHKEITEN ZUM ANDOCKEN – SIE WÄHLEN DIE OPTION, DIE SIE MÖCHTEN

1 «Die Schnelle»: Zum Patent angemeldet. Einfaches Andocken mit einem Handgriff für schnelle Stops in der Stadt. **Der F35 lässt sich leicht vom Adapter abnehmen, während der Zwischenrahmen am Rollstuhl dran bleibt.** Ideal für kleinere Zwischenstops, wenn die Unterstützung des F35 nicht benötigt wird, z. B. in einem Café, in der Universität oder im Büro. Und das Beste daran? Er lässt sich in Sekundenschnelle wieder anbringen, wenn Sie wieder Unterstützung brauchen.

Klapp- und verriegelbare Griffe: Kein Hantieren mehr mit unhandlichen Geräten! Passt in den kleinsten Koffer-raum und ermöglicht einen mühelosen und selbständigen Autotransfer.

Zwischenrahmen bleibt dran



Scannen Sie den QR-Code um zu sehen, wie Sie den F35 an einen Rollstuhl andocken können.

2

2 «Zum Aufbewahren»: Wenn Sie es sich einfach machen möchten, kann das gesamte Gerät mit Zwischenrahmen einfach vom Rollstuhl abgenommen werden. Entfernen Sie einfach die Lenksäule und den Zwischenrahmen mit den einfach zu bedienenden Klemmen vom Stuhl, um Ihren F35 zu verstauen.



Zerlegbar in zwei leichtere Teile zur einfachen Verladung (Zwischenrahmen und F35 können getrennt werden).

LEICHT & KOMPAKT FÜR EINEN SELBSTSTÄNDIGEN AUTOTRANSFER

Federleicht: Egal ob Sie alleine unterwegs sind, oder eine helfende Hand Ihnen zur Seite steht, der F35 ist super leicht. Mit einem Gewicht von 7,5 kg (ohne Zwischenrahmen) macht es das Verladen ins Auto zu einem Kinderspiel und lässt Sie selbstständig die täglichen Herausforderungen meistern.

Smartes, kompaktes Design: Dank unserem All-in-One Röhrendesign, das eine einfache Handhabung und einen einfachen Transport ermöglicht, ohne sperrig zu sein.

VERLADEN

Volle Fahrt voraus mit den flugtauglichen 4 Ah-Akkus – kompakt und leistungsstark und genau das, was Sie für innerstädtische Fahrten und Reisen brauchen. Bitte erkundigen Sie sich im Voraus bei Ihrer Fluggesellschaft nach den spezifischen Bedingungen für den Akku.

Intelligentes Akku-Management: Das System und die innovativen 21700er-Akkuzellen sorgen dafür, dass Sie das Beste aus jeder Ladung herausholen können.

Ultrakompakter Wendekreis: Ob inmitten einer Menschenmenge oder im Lift – mit dem ultrakompakten Wendekreis ist das Drehen ein Leichtes.

Mit einer **Reichweite** bis zu **15 km** haben Sie die Freiheit alles zu erkunden, was Sie wollen.



Leistungsstarkes Bremssystem: Profitieren Sie von einem doppelten Bremssystem – einer elektronischen Bremse mit proportionaler Wirkung und einer zuverlässigen Trommelbremse – sowie einer Feststellbremse, die für präzise Kontrolle und Sicherheit während Ihrer Fahrt sorgt.



Tempomat: Hält die Geschwindigkeit konstant bergauf und bergab.



Hindernisse überwinden: Parkplätze, Rampen, öffentliche Verkehrsmittel, Bürgersteige – meistern Sie diese lästigen Alltagshindernisse mit Bravour! Der F35 kann eine Steigung von 6 Grad überwinden, selbst bei einem maximalen Benutzergewicht von 110 kg.

Stabilität auf höchstem Niveau: Verabschieden Sie sich von wackeligen Fahrten! Dank eines zum Patent angemeldeten Verriegelungsmechanismus ist das F35 regelrecht mit dem Rahmen verwachsen. Kein Wackeln, kein Klappern – nur eine superstabile Fahrt.



Leistungsstarker Motor mit hohem Drehmoment: Erleben Sie eine dynamische Fahrt, angetrieben von einem 250-Watt-Motor, der für eine sanfte und reaktionsschnelle Fahrt sorgt.





3 verfügbare Fahrgeschwindigkeiten:
Wählen Sie Ihr Tempo, egal ob es sich um gemütliche 6 km/h, moderate 10 km/h oder rasante 15 km/h handelt.



Kein durchdrehendes Rad:
3 Beschleunigungsstufen (Slow, Std, Fast) passen die Leistung an jede Umgebung an.



Der USB-Ladeanschluss ermöglicht es Ihnen, Ihr Handy aufzuladen, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass der Akku Ihres Handys schlapp macht, während Sie die Navigation nutzen oder Musik hören.



Scannen Sie den QR-Code, um die Service-Videos zu sehen!



Das LED-Licht fügt sich nahtlos in das Design des F35 ein und bietet Ihnen eine praktische Möglichkeit, Ihren Weg auszuleuchten und Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen.

LED-LICHT

TECHNISCHE DATEN

Nutzergewicht max.	110 kg
Dimensionen max.	915 mm x 584 mm x 610 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
Reichweite*	bis zu 15 km
Steigfähigkeit	bis zu 11% (6°)
Gewicht	
inkl. Akku und Zwischenrahmen	ab 9 kg
Transportgewicht	ab 7,5 kg
Frontrahmenbreite	260 – 480 mm**
Farbe	schwarz
Geschwindigkeit max.	6 km/h; optional 10/15 km/h (Geschwindigkeit kann in 3 Stufen reguliert werden)
Akku	Lithium-Ion 36 V, 4 Ah
Akku-Ladezeit	ca. 2 Std.
Radgrösse	6,5"
Motorleistung (max. Leistung)	250 W
Bremse	Doppelbremssystem: Mechanische Trommelbremse und separate proportionale elektronische Motorbremse sowie Feststellbremse
Garantie	gemäss den gesetzlichen Bestimmungen
Konformität	EN12184

* Die Reichweite ist abhängig von der Bodenbeschaffenheit, dem Nutzergewicht, dem Fahrverhalten, der Temperatur und dem Gelände gemäss ISO 7176-4.

** Rahmenbreite gemessen von der Mitte des Rahmenrohrs bis zur Mitte des Rahmenrohrs an der Montageposition.



F35 Website



F35 Bestellblatt

SUNRISE MEDICAL IST UM IHRE SICHERHEIT BESORGT. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung für den sicheren Betrieb. Anweisungen und Wartungsrichtlinien.

IHRE WAHL!



Smartphone Halterung:
Mit der Smartphone-Halterung bleiben Sie auch während der Fahrt erreichbar und haben immer die volle Kontrolle.



Auto-Ladeadapter:
Mit dem Ladeadapter für das Auto sind Sie immer bestens vorbereitet, egal wohin die Reise hin geht.



Sichern Sie es ab:
Das Schloss sorgt dafür, dass Ihr F35 dort bleibt, wo Sie ihn abgestellt haben und garantiert Ihnen ein sicheres Gefühl, wo auch immer Sie parken.

Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
031 958 38 38
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellblatt. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical.



Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.ch zur Verfügung