



Kinetic Balance Neoprenbælte
Art.nr. Størrelse

5001	S
5002	M
5003	L

Kinetic Balance

Neoprenbælte

BRUGERVEJLEDNING



KINETIC BALANCE

Produkt

KB Neoprenbælte
5001, 5002, 5003

Indhold

1 Neoprenbælte
1 Brugervejledning

Brug

Neoprenbælte til stabilisering og let positionering. Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt før brug.

Advarsel

Dette er ikke en sikkerhedssele! Dette produkt bør ikke bruges som sikkerhedssele under transport.

Montering

Bæltet er designet til at blive brugt på forskellige måder og områder. Det kan bruges på overkroppen, abdomen, lårene og underbenene til stabilisering og positionering af overkrop, ben og fødder. Det strækbare materiale giver mulighed for let respiration og bevægelse.

Vedligeholdelse

Skal vaskes i hånden i max. 30°C. Må ikke tørretumbles. Kontroller produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele ugentligt. Kontroller, at stropperne er korrekt fastgjort og strammet dagligt.



Sunrise Medical ApS
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
T: 70 22 43 49
E: info@sunrisemedical.dk
www.sunrisemedical.dk