



NOUVEAUTÉS

GAMME GEMINO 2024

NOUVELLE FOURCHE STANDARD DE ROUE AVANT

POIDS LÉGER, MONTAGE FACILITÉ,
MAINTENANCE SIMPLIFIÉE

Les nouvelles fourches de roue avant participent considérablement à la diminution du poids total du déambulateur et simplifient le montage des roues, ce qui en fait un jeu d'enfant.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
•	•			• (uniquement GEMINO 30 PARKINSON)		•	

NOUVELLE SACOCHE STANDARD AVEC RABAT RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES, SÛRE

Contrairement aux alternatives avec filet, la nouvelle sacoche imperméable garantit l'absence de dommages causés par la pluie ou l'humidité. La sacoche peut être fermée et offre ainsi à vos biens une protection supplémentaire.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
					•		•

NOUVELLE SANGLE STANDARD DE STABILISATION STABILITÉ AUGMENTÉE

Découvrez une stabilité améliorée par notre sangle moderne et réglable conçue spécialement pour le soutien des bras. Cette fonction fait partie de l'équipement standard de chaque déambulateur Gemino et assure un confort et une sécurité remarquables.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
						•	•

NOUVEAU : GEMINO 30 CARBON COMFORT

ROUES CONFORT DISPONIBLES EN OPTION

Avec des roues souples offrant un excellent confort et une absorption des chocs remarquable pour réduire secousses et vibrations – même sur des terrains accidentés. Avec leur design moderne, ces roues assurent un look stylé et contemporain tout en assurant un parcours en douceur.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
			• (uniquement GEMINO 30 CARBON COMFORT)				

NOUVEAU : GEMINO 60 ATR

AVEC ROUES TOUT TERRAIN

Les roues tout terrain (ATR) sont conçues pour les terrains accidentés et sont idéales pour être utilisées en hiver et sur toutes sortes de sols. Bénéficiez de plus de confort et de sécurité avec une adhérence et un amortissement améliorés.



NOUVEAU : GEMINO 30 COMFORT PARKINSON

UNE MOBILITÉ AMÉLIORÉE POUR LES PATIENTS PARKINSON

Cette solution innovante, développée spécialement pour les personnes ayant la maladie de Parkinson, dispose d'un frein ralentisseur qui favorise une vitesse régulière ainsi que d'un freinage inversé et d'un module laser contre le «freezing» (blocage soudain dans la succession des mouvements). Il est aussi conçu pour cheminer confortablement sur des terrains accidentés.



NOUVEAU LEVIER DE BASCULEMENT STANDARD

ERGONOMIQUE ET LÉGER

La surface d'appui du levier est plus proche du sol, ce qui facilite le basculement et ménage vos articulations.

Son design léger demande moins de force pour le manœuvrer et augmente dans son ensemble la mobilité de votre déambulateur.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
•	•	•		•	•	•	•

UNE TOILE DE SIÈGE AMÉLIORÉE

MATÉRIAU ET DESIGN INNOVANTS

Notre nouvelle toile de siège est réalisée dans un matériau moderne offrant toute une série d'avantages. Son design innovant élimine les bords coupants.

Sentez-vous plus en confiance grâce à l'amélioration de ses caractéristiques de sécurité, comme par exemple ses bordures renforcées.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
•	•	•	•	•	•	•	•

NOUVEAU CHARIOT DE COURSES «SHOP-N-GO»

AMÉLIOREZ VOS ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

Le chariot de courses « Shop-n-Go » est l'accessoire parfait pour votre déambulateur et transforme les courses et les sorties quotidiennes en un jeu d'enfant.

Laissez vos courses dans le chariot et ramenez-les en toute sécurité à la maison avec votre déambulateur, puis détachez le chariot d'un geste grâce à un mécanisme de fixation intelligent. Vous pouvez ensuite le tirer sans effort grâce à ses roues souples et sa poignée télescopique.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
	•	•		•			

MODULE LASER

NOUVEAU POUR LE WALKER

Notre module laser innovant est maintenant aussi disponible pour le Walker et est spécialement conçu pour les patients avec maladie de Parkinson. Cette fonction offre une stimulation visuelle pour initier la marche et l'améliorer afin de limiter le risque d'épisodes de freezing. En cas de blocage de la marche, une ligne laser située près du sol est activée à l'aide d'un bouton placé sur la poignée. En se concentrant sur cette ligne, le patient peut la franchir et se remettre en marche.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
						•	•



Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
031 958 38 38
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch



Sunrise Medical se soucie de votre sécurité. S'il-vous-plait, lisez le mode d'emploi pour prendre connaissance d'instructions d'utilisation et de directives de maintenance sûres. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les données techniques, les options et les accessoires dans le bon de commande. Les données sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Si vous avez des questions, adressez-vous à Sunrise medical.



Ce document existe en format PDF pour les personnes malvoyantes sur www.SunriseMedical.ch.



/SunriseMedical