


ACCESSORI PER UNITÀ POSTURALI BACINO



Inserto rigido in legno per Jay Combi (sono disponibili diverse misure in rapporto alla misura del cuscino).



Inserto rigido sagomato per Jay J2, Jay J2 Recline, Jay GS, Jay J2 Deep Contour (sono disponibili diverse misure in rapporto alla misura del cuscino).



Base a cuneo per cuscini Jay.



Cuneo abduzione (divaricatore) bambino 5 cm per Jay J2, Jay GS, Jay J2 Deep Contour, Jay Fit.



Cuneo abduzione (divaricatore) adulto 5 cm per Jay J2, Jay J2 Deep Contour, Jay GS, Jay Fit.



Cuneo abduzione (divaricatore) doppio 5 cm per Jay J2, Jay J2 Deep Contour, Jay GS, Jay Fit.



Cuneo abduzione (divaricatore) da 7,5 cm per Jay J2, Jay J2 Deep Contour, Jay GS.



Cunei adduzione 2,5 cm per Jay J2, Jay J2 Deep Contour, Jay GS.



Cunei adduzione bambino 5 cm per Jay J2, Jay J2 Deep Contour, Jay GS.



Cunei adduzione adulti 5 cm per Jay J2, Jay J2 Deep Contour, Jay GS.



Cunei adduzione da 7,5 cm per Jay J2, Jay J2 Deep Contour e Jay GS.




Elementi di contenimento laterale per bacino (guide per anca) per Jay J2, Jay J2 Deep Contour, Jay GS



Cuscinetti supplementari di Jay Flow piccoli per Jay J2, Jay GS.



Cuscinetti supplementari di Jay Flow grandi per Jay J2, Jay GS.



Inserto di schiuma per riduzione altezza avvallamento ischiatico per Jay GS (sono disponibili diverse misure in rapporto alla misura del cuscino).

ACCESSORI PER UNITÀ POSTURALI TRONCO/BACINO

		
Imbottitura grande e piccola regolabile in abduzione per cuneo divaricatore Jay Fit.	Supporto regolabile in senso antero/posteriore e ribaltabile per cuneo abduzione Jay Fit.	Elementi di contenimento laterale per bacino (supporti per bacino) per Jay Fit (sono disponibili diverse misure in rapporto alla misura del cuscino).
		
Elementi di contenimento laterale per bacino (supporti per coscia) per Jay Fit (sono disponibili diverse misure in rapporto alla misura del cuscino).	Riduttore laterale destro e sinistro per avvallamento per Jay Fit (misura unica).	Riduttore anteriore della profondità dell'avvallamento per Jay GS (sono disponibili diverse misure in rapporto alla misura del cuscino).
		
Riduttore anteriore della profondità dell'avvallamento per Jay Fit (sono disponibili diverse misure in rapporto alla misura del cuscino).	Imbottiture in materiale espanso per Jay Fit (sono disponibili diverse misure in rapporto alla misura del cuscino).	Imbottitura antidecubito di Jay Flow per Jay Fit (sono disponibili diverse misure in rapporto alla misura del cuscino).
		
Supporti per obliquità.	Supporti per obliquità morbidi e bassi.	Kit di montaggio standard per Jay Fit.

ACCESSORI PER UNITÀ POSTURALI TRONCO/BACINO



Kit di montaggio veloce per Jay Fit.




Fermi anteriore e posteriore per cuscino (da montare su sedile rigido).



Sostegni laterali in alluminio: bambino, corti, medi e lunghi per schienale Jay Modular.



Cuneo opzionale adulto, imbottitura di Jay Flow, imbottitura esterna e fodera per sostegni laterali in alluminio per schienale Jay Modular.



Cunei di transizione per deformità: piccoli, grandi ed incavati per schienale Jay Modular.



Imbottiture per deformità: piccole e grandi per schienale Jay Modular.



Imbottitura in fluido per piccole deformità per schienale Jay Modular, Jay J2, Jay J2 Deep Contour.



Cunei laterali in schiuma per schienale Jay Care.



Sostegni laterali piccolo - medio - grande per schienale Jay J2, Jay J2 Tall.



Sostegni laterali Swing Away (pieghevoli) piccolo, medio, grande per schienale Jay J2, Jay J2 Tall.




Supporti diritti e rientranti per sostegni laterali schienale Jay Fit.



Supporti rientranti per sostegni laterali (pieghevoli) Swing Away per schienale Jay Fit.

ACCESSORI PER UNITÀ POSTURALI TRONCO/BACINO

		
Imbottiture per sostegni laterali per schienale Jay Fit (varie misure).	Sostegni lombari in schiuma per schienale Jay J2, Jay J2 Tall (varie misure).	Supporti inferiori universali standard (da montare sulla carrozzina) per schienale Jay Care, Jay J2, Jay J2 Tall, Jay J2 Deep Contour, Jay Modular.
		
Supporti inferiori universali (da montare sulla carrozzina) con fascette di Ø superiore 2,5 cm per schienale Jay Care, Jay J2, Jay J2 Tall, Jay J2 Deep Contour, Jay Modular.	Supporti superiori universali standard (da montare sulla carrozzina) per schienale Jay Care, Jay J2, Jay J2 Tall, Jay J2 Deep Contour, Jay Modular, Jay Fit.	Supporti inferiori standard (da montare sulla carrozzina) per schienale Jay Fit.
		
Perni inferiori lunghi e ganci superiori lunghi e perni inferiori standard e ganci superiori standard (da montare sullo schienale) per schienale Jay Care, Jay Modular.	Ganci superiori standard e lunghi e perni inferiori standard per schienale Jay J2, Jay J2 Tall, Jay J2 Deep Contour.	Perni inferiori medi (6,5 cm) e lunghi 8,5 cm e ganci superiori medi (4,5 cm) e lunghi (5,5 cm) da montare sullo schienale per schienale Jay J2 Deep Contour.
		
Chiave a brugola per montaggio supporti superiori da applicare allo schienale per schienale Jay J2, Jay J2 Tall, Jay J2 Deep Contour.		