

J2 Djup

Stabilitet och positionering för individer med hög risk för trycksår

TRYCKAVLASTANDE & POSITIONERANDE

PRODUKTEGENSKAPER:

- Fast skumbas med anatomiskt utformad sittgrop
- Bas som går att skära i och anpassa till individuella behov
- Jay Djup Fluidinlägg i sittgropen med mjukt skumlager som täcker resten av basen
- Luftgenomsläppligt överdrag som standard, inkontinensöverdrag och träplatta finns som tillval
- Den stora mängden fluid tar effektivt hand om skjuvningskrafterna samtidigt som den tillåter brukarens sittbensknölar att sjunka djupt ner i dynan
- Stabil och plan framdel som underlättar förflyttningar
- Fluiden kräver ingen justering eller underhåll och bidrar därmed till god trygghet i vardagen

KLINISK TILLÄMPNING:


- Designad för brukare med hög risk för trycksår och symmetriska till stora behov av positionering
- För brukare som inte kan göra viktöverföring eller ändra position själv



Djup mm	Bredd							
	360	380	410	430	460	510	560	610
360								
380								
410								
430								
460								
510								

Höjd (i mm)		Högsta punkt
Främre	Bakre	
100	100	110

Dynans vikt i 410 x 410 mm	2,4 kg
Max. brukarvikt	150 kg



Storlekar och artikelnummer:

Art nr	Storlek	Vikt (kg)
2444AT	36x36 cm	2,0
2446AT	36x41 cm	2,4
2455AT	38x38 cm	2,4
2457AT	38x43 cm	2,6
2466AT	41x41 cm	2,9
2468AT	41x46 cm	3,2
2460AT	41x51 cm	3,6
2475AT	43x38 cm	2,9
2477AT	43x43 cm	3,0

Art nr	Storlek	Vikt (kg)
2486AT	46x41 cm	3,4
2488AT	46x46 cm	3,8
2480AT	46x51 cm	3,9
2406AT	51x41 cm	3,6
2408AT	51x46 cm	3,9
2400AT	51x51 cm	4,2
2426AT	56x41 cm	3,9
2428AT	56x46 cm	4,6
2448AT	61x46 cm	4,7

Reservdelar

Överdrag:

- Luftgenomsläppligt överdrag (art nr C2444A, C2446A, osv)
- Inkontinensöverdrag (art nr C2444N, C2446N, osv)

Övriga delar

- Skumbas (art nr B2444, B2446, osv)
- Fluidinlägg (art nr F2444, F2446, osv)
- J2 plant sitsinlägg (art nr S2108, S2105, osv)