



JAY® Cojín Jay Balance

Rev.3

Facturado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nombre:
 Calle: Código postal:
 Localidad:
 E-Mail: Fax:
 Tel:

Fecha de pedido:
 Nº de pedido de Sunrise:



Pedido
 Presupuesto

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

Cojín Jay® Balance

Base de espuma contorneada, multi-capa
 Opciones de Relleno Hondonada: FLUIDO (Cryo o Jay Standard) y AIRE (1 ó 2 Válvulas) para favorecer la inmersión en el cojín y acomodar necesidades posturales
 Disponible en 2 alturas: 75 mm (JAY Balance Standard) o 100 mm (JAY Balance Profundo)
 Cuñas de posicionamiento disponibles
 2 Fundas: Funda Interna Impermeable de serie y 3 Opciones de Funda Externa: Microclimática, de Incontinencia o Elástica.

Peso máx. usuario:

150 kg (anchura cojín 34 a 50 cm)
 225 kg (anchura cojín 56 a 60 cm)

Peso usuario kg

Tipo de usuario - Indicaciones clínicas:

Paciente con riesgo alto ó muy alto de escaras
 Proporciona excelente estabilidad pélvica con/sin posicionamiento de extremidades inferiores (cuñas abd/add y soporte pélvico)
 Indicado también en aquellos usuarios que son incapaces de reposicionarse o realizar independientemente cambios de peso.

Cojín Jay Balance con FLUIDO JAY o AIRE:
 (con/sin Kit de posicionamiento)
 Cod. SRC030B

685,45 €

Cojín Jay Balance con FLUIDO CRYO
 (con/sin Kit de posicionamiento)
 Cod. SRC030B (mejora)

725,00 €

Siga los siguientes pasos para obtener la referencia del cojín **JAY Balance Standard (altura 75 mm)**

Todas las referencias de cojines Jay Balance Standard deben empezar por **JBALC**

Ejemplo: **JBALC4042FLMPEU**

Cojín Standard de 40 cm de ancho x 42 cm de profundidad, con fluido, funda Microclimática y kit de posicionamiento

	PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	PASO 5	
JBALC	40	42	FL	M	P	EU
Cojín Jay Balance Standard (75 mm)	Anchura	Profund.	Relleno	Funda	Kit Posicionamiento	

Siga los siguientes pasos para obtener la referencia del cojín **JAY Balance Profundo (altura 100 mm)**

Todas las referencias de cojines Jay Balance Profundo deben empezar por **JBALCDC**

Ejemplo: **JBALCDC4042FLMPEU**

Cojín Profundo de 40 cm de ancho x 42 cm de profundidad, con fluido, funda Microclimática y kit de posicionamiento



	PASO 0	PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	PASO 5	
JBALC	DC	40	42	FL	M	P	EU
Cojín Jay Balance Profundo (100 mm)	Altura	Anchura	Profund.	Relleno	Funda	Kit Posicionamiento	

PASOS 1 y 2 - ANCHURA Y PROFUNDIDAD

Seleccione anchura y profundidad del cojín

		Anchura de cojín										
		34	36	38	40	42	44	46	48	50	56	60
Profundidad de cojín	34	○*										
	36	○*	○	○								
	38	○*	○	○	○	○	○					
	40	○*	○	○	○	○	○					
	42	○*	○	○	○	○	○	○	○	○		
	44		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	46		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48					○	○	○	○	○	○	○
	50						○	○	○	○	○	○
	56										○	○
	60										○	○
Tamaño hondonada (PLA)		A			B				C			

* Tallas no disponibles con Fluido CRYO. Si disponibles con Fluido Jay o Aire



Anote aquí la anchura y profundidad del cojín que desea



PASO 3 - RELLENO PARA LA HONDONADA PÉLVICA (PLA)*

Seleccione bolsa de fluido Standard (FL), Bolsa de fluido CRYO (CFL), bolsa de aire de 1 válvula (AS) o de 2 válvulas (AD)


Bolsa de FLUIDO:

- Bolsa de FLUIDO Standard (FL)
- Bolsa de FLUIDO CRYO (CFL)

Bolsa de AIRE:

- Bolsa de AIRE de 1 válvula ** (AS)
- Bolsa de AIRE de 2 válvulas** (AD)

** Incluye instrucciones, bomba de aire y kit de reparación



**PASO 3
RELLENO HONDONADA**

Anote FL para fluido Standard, CFL para fluido CRYO, AS para aire de 1 válvula o AD para aire de 2 válvulas.

* El tamaño de la bolsa se establecerá automáticamente en función del tamaño de la hondonada (PLA) correspondiente a la talla del cojín (ver cuadro de la primera página)

PASO 4 - FUNDA EXTERIOR

Seleccione tipo de funda exterior: Microclimática (M), Elástica (S) o Funda de Incontinencia (I)

- Funda Microclimática (M)
- Funda Elástica (S)
- Funda de Incontinencia (I)

**PASO 4
FUNDA EXTERIOR**

Anote M para Funda Microclimática, S para Funda Elástica ó I para Funda de Incontinencia

PASO 5 - KIT DE POSICIONAMIENTO (OPCIONAL)*

Si desea cuñas de posicionamiento para su cojín anote en el recuadro la letra P.

Si no desea accesorios de posicionamiento deje este espacio en blanco y recibirá un cojín standard (sin cuñas ni soportes pélvicos)

- Kit de posicionamiento (P)

El kit incluye:

- 1 Cuña adductora de 2.5 cm, Izquierda
- 1 Cuña adductora de 2.5 cm, Derecha
- 1 Cuña abductora de 2.5 cm (unidad)
- 1 Soporte pélvico de 2.5 cm, Izquierdo
- 1 Soporte pélvico de 2.5 cm, Derecho



**PASO 5
KIT POS.**

Anote P si desea el kit de posicionamiento. De lo contrario deje este espacio en blanco.

*) Si selecciona el kit de posicionamiento, el cojín se enviará con una funda interior especial para acomodar estos accesorios.

Referencia cojín JAY Balance

Anote aquí la referencia del cojín Jay Balance que necesita

Cojín JAY Balance Standard (75 mm altura)

JBALC						EU
	PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	PASO 5	

Cojín JAY Balance Profundo (100 mm altura)

JBALC	DC					EU
	PASO 0	PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	PASO 5

Comentarios

Aclaraciones

No hace falta seleccionar el tipo de funda interior al realizar el pedido, esta se enviará según su selección: fluido o aire, y con o sin bolsillos para acomodar los accesorios de posicionamiento.

Cojín Jay Balance - Precio base€
Precio accesorios€
Precio total€

Para ampliar información visita nuestra Web www.SunriseMedical.es
© Sunrise Medical 2/5

NOTA PLAZOS DE ENTREGA - Los cojines no incluidos en este listado tendrán un plazo de entrega superior al habitual

Anchura	Profundidad	Referencia cojín	Anchura	Profundidad	Referencia cojín	Anchura	Profundidad	Referencia cojín
34	34	JBALC3434FLMPEU	42	46	JBALC4246FLIEU	46	50	JBALC4650FLIEU
	36	JBALC3436FLMPEU			JBALC4246FLIPEU			JBALC4650FLMPEU
	40	JBALC3440FLMPEU			JBALC4246FLMPEU			JBALC4650FLIPEU
36	36	JBALC3636FLMPEU	42	48	JBALC4246FLMPEU	48	46	JBALC4650FLMPEU
	40	JBALC3640ASMEU			JBALC4246FLMPEU			JBALC4650FLSEU
		JBALC3640FLMPEU			JBALC4248FLIEU			JBALC4650FLMPEU
		JBALC3640FLMPEU			JBALC4248FLIPEU			JBALC4650FLMPEU
	42	JBALC3642FLMPEU			JBALC4248FLMPEU			JBALC4650FLMPEU
	44	JBALC3644FLMPEU			JBALC4248FLSEU			JBALC4650FLMPEU
46	JBALC3646FLMPEU	JBALC4248FLMPEU	JBALC4650FLMPEU					
38	38	JBALC3838FLMPEU	44	40	JBALC4440FLIEU	48	50	JBALC4842FLMPEU
	40	JBALC3838FLMPEU			JBALC4440FLIPEU			JBALC4842FLMPEU
		JBALC3840FLMPEU			JBALC4440FLMPEU			JBALC4844FLMPEU
		JBALC3840FLMPEU			JBALC4442FLIPEU			JBALC4844FLMPEU
	42	JBALC3842FLMPEU			JBALC4442FLIEU			JBALC4844FLMPEU
	44	JBALC3844FLIEU			JBALC4442FLMPEU			JBALC4846FLIEU
46	JBALC3844FLMPEU	JBALC4442FLMPEU	JBALC4846FLIPEU					
40	40	JBALC3846FLMPEU	44	46	JBALC4444ADMEU	50	46	JBALC4846FLMPEU
		JBALC3846FLMPEU			JBALC4444ADMPEU			JBALC4846FLMPEU
		JBALC4040ADMEU			JBALC4444ASMPEU			JBALC4846FLMPEU
		JBALC4040ASMEU			JBALC4444CFLMPEU			JBALC4846FLMPEU
		JBALC4040FLIEU			JBALC4444FLIPEU			JBALC4848FLMPEU
		JBALC4040FLMPEU			JBALC4444FLIEU			JBALC4848FLMPEU
	JBALC4040FLMPEU	JBALC4444FLMPEU			JBALC4848FLMPEU			
	JBALC4040FLSEU	JBALC4444FLMPEU			JBALC4848FLMPEU			
	JBALC4040FLSPEU	JBALC4444FLSPEU			JBALC4850FLIEU			
	42	JBALC4042ADMEU			JBALC4444FLSPEU			JBALC4850FLMPEU
		JBALC4042ASMEU			JBALC4444FLMPEU			JBALC4850FLMPEU
		JBALC4042FLMPEU			JBALC4444FLMPEU			JBALC4850FLMPEU
		JBALC4042FLIPEU			JBALC4446ADMEU			JBALC4850FLMPEU
		JBALC4042FLMPEU			JBALC4446ADMPEU			JBALC4850FLMPEU
		JBALC4042CFLMPEU			JBALC4446ASMPEU			JBALC4850FLMPEU
	44	JBALC4044ASMEU			JBALC4446CFLMPEU			JBALC4850FLMPEU
		JBALC4044FLMPEU			JBALC4446FLIEU			JBALC4850FLMPEU
		JBALC4044FLMPEU			JBALC4446FLMPEU			JBALC4850FLMPEU
JBALC4044FLIEU		JBALC4446FLMPEU	JBALC4850FLMPEU					
JBALC4044FLIPEU		JBALC4446FLSPEU	JBALC4850FLMPEU					
JBALC4044FLMPEU		JBALC4446FLMPEU	JBALC4850FLMPEU					
46	JBALC4046ADMEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC4850FLMPEU					
	JBALC4046ASMEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC4850FLMPEU					
	JBALC4046CFLMPEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC4850FLMPEU					
	JBALC4046FLIEU	JBALC4450ASMPEU	JBALC4850FLMPEU					
	JBALC4046FLIPEU	JBALC4450FLIEU	JBALC4850FLMPEU					
	JBALC4046FLMPEU	JBALC4450FLIPEU	JBALC4850FLMPEU					
42	40	JBALC4046FLMPEU	46	48	JBALC4450FLMPEU	56	50	JBALC5042FLIPEU
		JBALC4046FLMPEU			JBALC4450FLMPEU			JBALC5042FLMPEU
		JBALC4046FLMPEU			JBALC4450FLMPEU			JBALC5042FLMPEU
		JBALC4046FLMPEU			JBALC4450FLMPEU			JBALC5042FLMPEU
		JBALC4046FLMPEU			JBALC4450FLMPEU			JBALC5042FLMPEU
		JBALC4046FLMPEU			JBALC4450FLMPEU			JBALC5042FLMPEU
	42	JBALC4240FLIEU			JBALC4448FLMPEU			JBALC5044FLIPEU
		JBALC4240FLMPEU			JBALC4448FLMPEU			JBALC5044FLMPEU
		JBALC4240FLMPEU			JBALC4448FLMPEU			JBALC5044FLMPEU
		JBALC4242ADMEU			JBALC4448FLMPEU			JBALC5044FLMPEU
		JBALC4242ADMPEU			JBALC4448FLMPEU			JBALC5044FLMPEU
		JBALC4242ASMPPEU			JBALC4448FLMPEU			JBALC5044FLMPEU
	44	JBALC4242CFLMPEU			JBALC4448FLMPEU			JBALC5044FLMPEU
		JBALC4242FLIEU			JBALC4448FLMPEU			JBALC5044FLMPEU
		JBALC4242FLIPEU			JBALC4448FLMPEU			JBALC5044FLMPEU
		JBALC4242FLMPEU			JBALC4448FLMPEU			JBALC5044FLMPEU
		JBALC4242FLMPEU			JBALC4448FLMPEU			JBALC5044FLMPEU
		JBALC4242FLMPEU			JBALC4448FLMPEU			JBALC5044FLMPEU
46	JBALC4242FLSPEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4242FLSPEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4242FLSPEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4242FLSPEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4242FLSPEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4242FLSPEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
46	JBALC4244ADMEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4244CFLMPEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4244FLIEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4244FLIPEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4244FLMPEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4244FLMPEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
46	JBALC4244FLMPEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4244FLMPEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4244FLMPEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4244FLMPEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4244FLMPEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4244FLMPEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
46	JBALC4246ASMPPEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4246ADMEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4246ADMEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4246ADMEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4246ADMEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					
	JBALC4246ADMEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC5044FLMPEU					

Cojín JAY© BALANCE

REPUESTOS

PVP

Base del cojín

Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

BJBALC____EU	<input type="checkbox"/>	Base de espuma Jay Balance Standard, 75 mm altura	321,23 €
BJBALCDC____EU	<input type="checkbox"/>	Base de espuma Jay Balance Profundo, 100 mm altura	321,23 €
MBJBALC____EU	<input type="checkbox"/>	Base de espuma Jay Balance 85 mm (via JAY Your Way)	321,23 €

Importante: Indique en la referencia la anchura y profundidad de la base. Ejemplo: referencia base BJBALC3438EU <cojín anchura=34 cm prof=38 cm

Funda exterior para cojín JAY Balance Standard (75 mm altura)

Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

CJBALC____SEU	<input type="checkbox"/>	Funda elástica para cojín con fluido standard o aire, 75 mm altura	128,48 €
CJBALC____MEU	<input type="checkbox"/>	Funda microclimática para cojín con fluido standard o aire, 75 mm altura	128,48 €
CJBALC____IEU	<input type="checkbox"/>	Funda de incontinencia para cojín con fluido standard o aire, 75 mm altura	128,48 €
CCJBALC____SEU	<input type="checkbox"/>	Funda elástica para cojín con fluido CRYO, 75 mm altura	128,48 €
CCJBALC____MEU	<input type="checkbox"/>	Funda microclimática para cojín con fluido CRYO, 75 mm altura	128,48 €
CCJBALC____IEU	<input type="checkbox"/>	Funda de incontinencia para cojín con fluido CRYO, 75 mm altura	128,48 €

Funda exterior para cojín JAY Balance Profundo (100 mm altura)

Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

CJBALCDC____SEU	<input type="checkbox"/>	Funda elástica para cojín con fluido standard o aire, 100 mm altura	128,48 €
CJBALCDC____MEU	<input type="checkbox"/>	Funda microclimática para cojín con fluido standard o aire, 100 mm altura	128,48 €
CJBALCDC____IEU	<input type="checkbox"/>	Funda de incontinencia para cojín con fluido standard o aire, 100 mm altura	128,48 €
CCJBALCDC____SEU	<input type="checkbox"/>	Funda elástica para cojín con fluido CRYO, 100 mm altura	128,48 €
CCJBALCDC____MEU	<input type="checkbox"/>	Funda microclimática para cojín con fluido CRYO, 100 mm altura	128,48 €
CCJBALCDC____IEU	<input type="checkbox"/>	Funda de incontinencia para cojín con fluido CRYO, 100 mm altura	128,48 €

Importante: Indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín para el que desea la funda Ejemplo: referencia funda CJBALC3438SEU <cojín anchura=34 cm prof=38 cm

Funda interior para cojín JAY Balance Standard (75 mm altura)

Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

CIFLJBALC____EU	<input type="checkbox"/>	Funda interior para cojín con fluido Standard o CRYO, 75 mm altura	90,47 €
CIFLPJBALC____EU	<input type="checkbox"/>	Funda interior para cojín con fluido Standard o CRYO y kit de posicionamiento, 75 mm altura	90,47 €
CIAJBALC____EU	<input type="checkbox"/>	Funda interior para cojín con aire, 75 mm altura	90,47 €
CIAPJBALC____EU	<input type="checkbox"/>	Funda interior para cojín con aire y kit de posicionamiento, 75 mm altura	90,47 €

Funda interior para cojín JAY Balance Profundo (100 mm altura)

Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

CIFLJBALCDC____EU	<input type="checkbox"/>	Funda interior para cojín con fluido Standard o CRYO, 100 mm altura	90,47 €
CIFLPJBALCDC____EU	<input type="checkbox"/>	Funda interior para cojín con fluido Standard o CRYO y kit de posicionamiento, 100 mm altura	90,47 €
CIAJBALCDC____EU	<input type="checkbox"/>	Funda interior para cojín con aire, 100 mm altura	90,47 €
CIAPJBALCDC____EU	<input type="checkbox"/>	Funda interior para cojín con aire y kit de posicionamiento, 100 mm altura	90,47 €

Importante: Indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín para el que desea la funda Ejemplo: referencia funda CIFLJBALC3438EU <cojín anchura=34 cm prof=38 cm

Nota: Las **fundas de repuesto interiores y exteriores** se adaptan tanto al nuevo cojín Balance de 75 mm de altura como al antiguo cojín Balance de 85 mm de altura.

Base sólida de madera **Cod. SRA030I**

JSI_____	<input type="checkbox"/>	Base sólida de madera <i>Recomendada para sillas con tapicería. Indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín</i>	46,81 €
----------	--------------------------	---	---------

Importante: Indique en la referencia la anchura y profundidad de la base Ejemplo: referencia base JSI3438 <cojín anchura=34 cm prof=38 cm

Cuña de ajuste en ángulo ** Cod. SRA000D**

JB114	<input type="checkbox"/>	Cuña de ajuste en ángulo, 4 cm	53,94 €
-------	--------------------------	--------------------------------	---------

Cojín JAY© BALANCE

Bolsas de fluido y bolsas de aire (1)

PLA A

FLJBALCAEU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de Fluido para cojín Standard (75 mm altura)	484,00 €
FLJBALCDCAEU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de Fluido para cojín Profundo (100 mm altura)	484,00 €
CFLJBALAEU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de Fluido CRYO para cojín Standard (75 mm altura)	520,00 €
CFLJBALDCAEU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de Fluido CRYO para cojín Profundo (100 mm altura)	520,00 €
J3CSAASEU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de Aire de 1 válvula	484,00 €
J3CSAADEU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de Aire de 2 válvulas	484,00 €

PLA B

FLJBALCBEU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de Fluido para cojín Standard (75 mm altura)	484,00 €
FLJBALCDCBEU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de Fluido para cojín Profundo (100 mm altura)	484,00 €
CFLJBALBEU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de Fluido CRYO para cojín Standard (75 mm altura)	520,00 €
CFLJBALDCBEU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de Fluido CRYO para cojín Profundo (100 mm altura)	520,00 €
J3CSBASEU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de Aire de 1 válvula	484,00 €
J3CSBADEU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de Aire de 2 válvulas	484,00 €

PLA C

FLJBALCCEU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de Fluido para cojín Standard (75 mm altura)	484,00 €
CFLJBALDCCEU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de Fluido para cojín Profundo (100 mm altura)	484,00 €
CFLJBALCEU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de Fluido CRYO para cojín Standard (75 mm altura)	520,00 €
FLJBALDCCEU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de Fluido CRYO para cojín Profundo (100 mm altura)	520,00 €
J3CSCASEU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de Aire de 1 válvula	484,00 €
J3CSCADEU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de Aire de 2 válvulas	484,00 €

(1) Si modifica a futuro el tipo de relleno del cojín (de fluido a aire o vice versa) o añade o retira los accesorios de posicionamiento necesitará también en consecuencia sustituir la funda interior del cojín.

CUÑAS DE POSICIONAMIENTO JAY BALANCE (1)

	Profundidad 34 a 40 cm	Profundidad 42 a 60 cm	PVP
Cuña adductora de 2.5cm, Izquierda **Cod. SRA000D**	<input type="checkbox"/> JBALCLTLH-S	<input type="checkbox"/> JBALCLTLH	53,94 €
Cuña adductora de 2.5cm, Derecha **Cod. SRA000D**	<input type="checkbox"/> JBALCLTRH-S	<input type="checkbox"/> JBALCLTRH	53,94 €
Cuña abductora de 2.5cm (unidad) **Cod. SRA000E**	<input type="checkbox"/> JBALCMT-S	<input type="checkbox"/> JBALCMT	64,48 €
Soporte pélvico de 2.5 cm, Izquierdo **Cod. SRA000D**	<input type="checkbox"/> JBALCLPLH-S	<input type="checkbox"/> JBALCLPLH	53,94 €
Soporte pélvico de 2.5 cm, Derecho **Cod. SRA000D**	<input type="checkbox"/> JBALCLPRH-S	<input type="checkbox"/> JBALCLPRH	53,94 €
Kit de posicionamiento completo (contiene una cuña y soporte de cada)	<input type="checkbox"/> JBALCPKIT-S	<input type="checkbox"/> JBALCPKIT	167,25 €

CUÑAS DE OBLICUIDAD PÉLVICA JAY BALANCE ****Cod. SRA000D****

PVP

Selecciona una o dos cuñas de oblicuidad pélvica por lado, en función del nivel de corrección que se precise. Las cuñas tienen un sistema de fijación, por lo que pueden ser apiladas entre sí (un máximo de 2). Las cuñas de oblicuidad pélvica pueden apilarse de la siguiente forma:

- Para hondonadas A: selecciona la cuña de oblicuidad pélvica para PLA A (der. o izq.) -y una de tamaño B (der. o izq.) si fuera necesario
- Para hondonadas B, selecciona la cuña de oblicuidad pélvica para PLA B (der. o izq.) - y una de tamaño C (der. o izq.) si fuera necesario
- Para hondonadas C, selecciona la cuña de oblicuidad pélvica para PLA C (der. o izq.) - y una de tamaño D (der. o izq.) si fuera necesario

Por favor, ten en cuenta que la cuña de oblicuidad extra talla D sólo puede pedirse en combinación con la C, de lo contrario no encajará en la PLA

<input type="checkbox"/> JBALCOP-ALH	Cuña de oblicuidad (izquierda) para PLA tamaño A		53,94 €
<input type="checkbox"/> JBALCOP-BLH	Cuña de oblicuidad (izquierda) para PLA tamaño B		53,94 €
<input type="checkbox"/> JBALCOP-CLH	Cuña de oblicuidad (izquierda) para PLA tamaño C		53,94 €
<input type="checkbox"/> JBALCOP-DLH	Cuña de oblicuidad extra talla D (izquierda).	<i>Para sobreponer a cuñas de oblicuidad PLA tamaño C</i>	53,94 €
<input type="checkbox"/> JBALCOP-ARH	Cuña de oblicuidad (derecha) para PLA tamaño A		53,94 €
<input type="checkbox"/> JBALCOP-BRH	Cuña de oblicuidad (derecha) para PLA tamaño B		53,94 €
<input type="checkbox"/> JBALCOP-CRH	Cuña de oblicuidad (derecha) para PLA tamaño C		53,94 €
<input type="checkbox"/> JBALCOP-DRH	Cuña de oblicuidad extra talla D (derecha).	<i>Para sobreponer a cuñas de oblicuidad PLA tamaño C</i>	53,94 €

Nota: Los cojines o fundas interiores anteriores a Febrero de 2017 no poseen los velcros necesarios para acoplar las cuñas de oblicuidad pélvica.