



JAY[®] Almofada Jay Balance

Rev.2

Facturado a:
 Nome:
 Morada:
 Localidade: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nome:
 Morada: Código postal:
 Localidade:
 E-Mail: Fax:
 Tel:

Nota de encomenda:
 Nº de pedido de Sunrise:



Encomenda
 Orçamento

Os preços abaixo referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

Almofada Jay[®] Balance

Base de espuma com contornos, multi capa
 Opções de enchimento da cavida: Fluido (Cryo ou Jay standard) e Ar (1 ou 2 válvulas) para favorecer a imersão na almofada e acomodar necessidades posturais
 Disponível em 2 alturas: 75 mm (Jay Balance standard) ou 100 mm (Jay Balance Profundo)
 Cunhas de posicionamento disponíveis
 2 Fundas: Funda Interna impermeável de serie e 3 opções de Funda Externa: Microclimática, Incontinência ou Elástica

Peso máx utilizador:

150 kg (largura da almofada 34 a 50 cm)
 225 kg (largura da almofada 56 a 60cm)

Peso utilizador: kg

Tipo de Utilizador - Indicações Clínicas:

Paciente com risco alto ou elevado de escaras
 Proporciona excelente estabilidade pélvica com/sem posicionamento dos membros inferiores(cunhas abd/add e suporte pélvico)
 Indicado em utilizadores incapazes de se reposicionarem ou de realizarem independentemente as mudanças de peso

Jay Balance com FLUÍDO JAY ou AR:
 (com/sem Kit de posicionamento)

685,45 €

Jay Balance com FLUÍDO CRYO
 (com/sem Kit de posicionamento)

725,00 €

Siga os seguintes passos para obter a referência da almofada **JAY Balance Standard (altura 75 mm)**

Todas as referências de almofadas Jay Balance deve começar por **JBALC**

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| JBALC | 40 | 42 | FL | M | P | EU |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|

Almofada Jay Balance Standard (75 mm) Largura Profund. Enchimento Funda Kit Posicionamento

Exemplo: **JBALC4042FLMPEU**
 Almofada Standard de 40 cm de largura x 42 cm de profundidade, com fluido, funda Microclimática e kit de posicionamento

Siga os seguintes passos para obter a referência da almofada **JAY Balance Profundo (altura 100 mm)**

Todas as referências de almofadas Jay Balance Profundo deve começar por **JBALCDC**

PASSO 0 PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| JBALC | DC | 40 | 42 | FL | M | P | EU |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|

Almofada Jay Balance Profundo (100 mm) Altura Largura Profund. Enchimento Funda Kit Posicionamento



Exemplo: **JBALCDC4042FLMPEU**
 Almofada Profunda de 40 cm de largura x 42 cm de profundidade, com fluido, funda Microclimática e kit de posicionamento

PASSOS 1 E 2 - LARGURA E PROFUNDIDADE

Selecione largura e profundidade da almofada

| | | Largura da almofada | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 60 |
| Profundidade da almofada | 34 | ○* | | | | | | | | | | | |
| | 36 | ○* | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | 38 | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 40 | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 42 | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 44 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 46 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 48 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 50 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 56 | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| 60 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | |
| Tamanho cavidade (PLA) | | | A | | | B | | | | C | | | |

* Tamanhos não disponiveis com Fluido Cryo. Disponiveis com fluido Jay ou ar



Anote, por favor, aqui a largura e profundidade da almofada que deseja



www.SunriseMedical.pt

© Sunrise Medical 1/5

NOTA PRAZOS DE ENTREGA – As almofadas não incluídas nesta lista terão um prazo de entrega superior ao habitual

| Largura | Profundidade | Referência da almofada | | |
|---------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 34 | 34 | JBALC3434FLMPEU | | |
| | 36 | JBALC3640FLMEU | | |
| | 40 | JBALC3440FLMEU | | |
| 36 | 36 | JBALC3636FLMEU | | |
| | | JBALC3640ASMEU | | |
| | 40 | JBALC3640FLMEU | | |
| | | JBALC3640FLMPEU | | |
| | 42 | JBALC3642FLMEU | | |
| | | JBALC3642FLMPEU | | |
| 40 | 44 | JBALC3644FLMPEU | | |
| | | JBALC3646FLMEU | | |
| | | JBALC3646FLMPEU | | |
| | 40 | JBALC4040ADMEU | | |
| | | JBALC4040ASMEU | | |
| | | JBALC4040FLIEU | | |
| | 42 | JBALC4042ADMEU | | |
| | | JBALC4042ASMEU | | |
| | | JBALC4042FLMPEU | | |
| | 44 | JBALC4044ASMEU | | |
| | JBALC4044FLMEU | | | |
| | JBALC4044FLMPEU | | | |
| | JBALC4046ADMEU | | | |
| | JBALC4046FLIEU | | | |
| | JBALC4046FLMEU | | | |
| | JBALC4046FLMPEU | | | |
| 42 | 40 | JBALC4240FLIEU | | |
| | | JBALC4240FLMEU | | |
| | | JBALC4240FLMPEU | | |
| | 42 | | JBALC4242ADMEU | |
| | | | JBALC4242ADMPEU | |
| | | | JBALC4242ASMPEU | |
| | | | JBALC4242FLIEU | |
| | | | JBALC4242FLIPEU | |
| | | | JBALC4242FLMEU | |
| | | JBALC4242FLMPEU | | |
| | | JBALC4242FLSPEU | | |
| | 44 | | JBALC4244ADMEU | |
| | | | JBALC4244FLIEU | |
| | | | JBALC4244FLIPEU | |
| | | | JBALC4244FLMEU | |
| | | | JBALC4244FLMPEU | |
| | | | JBALC4246ASMPEU | |
| | 46 | | JBALC4246ADMEU | |
| | | | JBALC4246FLIEU | |
| | | | JBALC4246FLIPEU | |
| | | JBALC4246FLMEU | | |
| | | JBALC4246FLMPEU | | |
| | | JBALC4248FLIEU | | |
| 48 | | JBALC4248FLIPEU | | |
| | | JBALC4248FLMEU | | |
| | | JBALC4248FLMPEU | | |
| | | JBALC4248FLSEU | | |
| 44 | 40 | JBALC4440FLMEU | | |
| | | JBALC4440FLIEU | | |
| | | JBALC4440FLMPEU | | |
| | 42 | | JBALC4442FLIPEU | |
| | | | JBALC4442FLIEU | |
| | | | JBALC4442FLMPEU | |
| | 44 | | JBALC4444ADMEU | |
| | | | JBALC4444ADMPEU | |
| | | | JBALC4444ASMPEU | |
| | | 44 | | JBALC4444ASMEU |
| | | | | JBALC4444FLIPEU |
| | | | | JBALC4444FLIEU |
| | | | | JBALC4444FLMEU |
| | | | JBALC4444FLMPEU | |
| | JBALC4444FLSPEU | | | |
| 46 | JBALC4446ADMEU | | | |

| Anchura | Profundidade | Referência da almofada | |
|---------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 44 | 46 | JBALC4446ADMPEU | |
| | | JBALC4446ASMPEU | |
| | | JBALC4446FLSPEU | |
| | | JBALC4446FLIPEU | |
| | | JBALC4446FLIEU | |
| | | JBALC4446FLMEU | |
| | 48 | JBALC4446FLMPEU | |
| | | JBALC4448FLMEU | |
| | | JBALC4448FLMPEU | |
| | | JBALC4450FLMEU | |
| | | JBALC4450FLIPEU | |
| | | JBALC4450FLIEU | |
| 46 | 42 | JBALC4450ASMPEU | |
| | | JBALC4450FLMPEU | |
| | | JBALC4642FLIEU | |
| | | JBALC4642FLMEU | |
| | | JBALC4642FLMPEU | |
| | | JBALC4644FLMEU | |
| | 44 | JBALC4644FLMPEU | |
| | | JBALC4646ADMEU | |
| | | JBALC4646FLSPEU | |
| | | JBALC4646ASMPEU | |
| | 46 | JBALC4646ADMPEU | |
| | | JBALC4646ASMEU | |
| | | JBALC4646FLIEU | |
| | | JBALC4646FLIPEU | |
| | | JBALC4646FLMEU | |
| | | JBALC4646FLMPEU | |
| | | 48 | JBALC4648FLIEU |
| | | | JBALC4648FLMEU |
| | | | JBALC4648FLMPEU |
| | | | JBALC4650FLIEU |
| 50 | JBALC4650FLMEU | | |
| | JBALC4650FLIPEU | | |
| | JBALC4650FLMPEU | | |
| | JBALC4650FLSEU | | |
| | 42 | JBALC4842FLMPEU | |
| | 44 | JBALC4844FLMPEU | |
| 48 | 44 | JBALC4844FLMEU | |
| | 46 | JBALC4846FLIEU | |
| | 46 | JBALC4846FLMPEU | |
| | 48 | JBALC4848FLMEU | |
| | 48 | JBALC4848FLMPEU | |
| | 50 | JBALC4850FLIEU | |
| 50 | 50 | JBALC4850FLMEU | |
| | 50 | JBALC4850FLMPEU | |
| | 42 | JBALC5042FLMEU | |
| | | 42 | JBALC5042FLMPEU |
| | | 44 | JBALC5044FLMEU |
| | | 44 | JBALC5044FLMPEU |
| | 46 | 46 | JBALC5046FLIEU |
| | | 46 | JBALC5046FLMEU |
| | | 46 | JBALC5046FLMPEU |
| | | 48 | 48 |
| 48 | | | JBALC5048FLMPEU |
| 50 | | 50 | JBALC5050ASMPEU |
| | 50 | JBALC5050FLIEU | |
| | 50 | JBALC5050FLMEU | |
| | 50 | JBALC5050FLMPEU | |
| 56 | 46 | JBALC5646FLMEU | |
| | 50 | JBALC5650FLMEU | |
| | 50 | JBALC5650ASMEU | |
| | 56 | 56 | JBALC5650FLMPEU |
| | | 56 | JBALC5656FLMPEU |
| | | 56 | JBALC5656FLMPEU |

Almofada JAY© BALANCE

REPOSIÇÕES

PVP

Base da almofada

Por favor indique na referência a largura e profundidade da almofada

| | | | |
|----------------|--------------------------|---|----------|
| BJBALC____EU | <input type="checkbox"/> | Base de espuma Jay Balance Standard, 75 mm altura | 321,23 € |
| BJBALCDC____EU | <input type="checkbox"/> | Base de espuma Jay Balance Profundo, 100 mm altura | 321,23 € |
| MBJBALC____EU | <input type="checkbox"/> | Base de espuma Jay Balance 85 mm (via JAY Your Way) | 321,23 € |

Importante: Indique na referência a largura e profundidade da base. Exemplo: referência base BJBALC3438EU <almofada largura=34 cm prof=38 cm

Funda exterior para almofada JAY Balance Standard (75 mm altura)

Por favor indique na referência a largura e profundidade da almofada

| | | | |
|----------------|--------------------------|--|----------|
| CJBALC____SEU | <input type="checkbox"/> | Funda elástica para almofada com fluido Standard ou ar | 128,48 € |
| CJBALC____MEU | <input type="checkbox"/> | Funda microclimática para almofada com fluido Standard ou ar | 128,48 € |
| CJBALC____IEU | <input type="checkbox"/> | Funda de Incontinência para almofada com fluido Standard ou ar | 128,48 € |
| CCJBALC____SEU | <input type="checkbox"/> | Funda elástica para almofada com fluido CRYO | 128,48 € |
| CCJBALC____MEU | <input type="checkbox"/> | Funda microclimática para almofada com fluido CRYO | 128,48 € |
| CCJBALC____IEU | <input type="checkbox"/> | Funda de Incontinência para almofada com fluido CRYO | 128,48 € |

Funda exterior para almofada JAY Balance Profundo (100 mm altura)

Por favor indique na referência a largura e profundidade da almofada

| | | | |
|------------------|--------------------------|---|----------|
| CJBALCDC____SEU | <input type="checkbox"/> | Funda elástica para almofada com fluido standard ou ar, 100 mm altura | 128,48 € |
| CJBALCDC____MEU | <input type="checkbox"/> | Funda microclimática para almofada com fluido standard ou ar, 100 mm altura | 128,48 € |
| CJBALCDC____IEU | <input type="checkbox"/> | Funda de Incontinência para almofada com fluido standard ou ar, 100 mm altura | 128,48 € |
| CCJBALCDC____SEU | <input type="checkbox"/> | Funda elástica para almofada com fluido CRYO, 100 mm altura | 128,48 € |
| CCJBALCDC____MEU | <input type="checkbox"/> | Funda microclimática para almofada com fluido CRYO, 100 mm altura | 128,48 € |
| CCJBALCDC____IEU | <input type="checkbox"/> | Funda de Incontinência para almofada com fluido CRYO, 100 mm altura | 128,48 € |

Importante: Indique na referência a largura e profundidade da almofada para a qual deseja a funda Ex.: refª funda CJBALC3438SEU <almofada largura=34 cm prof=38 cm

Funda interior para almofada JAY Balance Standard (75 mm altura)

Por favor indique na referência a largura e profundidade da almofada

| | | | |
|------------------|--------------------------|--|---------|
| CIFLJBALC____EU | <input type="checkbox"/> | Funda interior para almofada com fluido Standard ou CRYO | 90,47 € |
| CIFLPJBALC____EU | <input type="checkbox"/> | Funda interior para almofada com fluido Standard ou CRYO e kit de posicionamento | 90,47 € |
| CIAJBALC____EU | <input type="checkbox"/> | Funda interior para almofada com ar | 90,47 € |
| CIAPJBALC____EU | <input type="checkbox"/> | Funda interior para almofada com ar e kit de posicionamento | 90,47 € |

Funda interior para almofada JAY Balance Profundo (100 mm altura)

Por favor indique na referência a largura e profundidade da almofada

| | | | |
|--------------------|--------------------------|---|---------|
| CIFLJBALCDC____EU | <input type="checkbox"/> | Funda interior para almofada com fluido Standard ou CRYO, 100 mm altura | 90,47 € |
| CIFLPJBALCDC____EU | <input type="checkbox"/> | Funda interior para almofada com fluido Standard ou CRYO e kit de posicionamento, 100 mm altura | 90,47 € |
| CIAJBALCDC____EU | <input type="checkbox"/> | Funda interior para almofada com ar, 100 mm altura | 90,47 € |
| CIAPJBALCDC____EU | <input type="checkbox"/> | Funda interior para almofada com ar e kit de posicionamento, 100 mm altura | 90,47 € |

Importante: Indique na referência a largura e profundidade da almofada para a qual deseja a funda Ex.: refª funda CJBALC3438SEU <almofada largura=34 cm prof=38 cm

Nota: As fundas de reposição interior e exterior adaptam-se tanto na nova almofada Balance de 75 mm de altura como na antiga almofada Balance de 85 mm de altura.

Base sólida de madeira

| | | | | |
|----------|--------------------------|------------------------|---|---------|
| JSI_____ | <input type="checkbox"/> | Base sólida de madeira | Recomendada para cadeiras com assento de tecido. Indique largura e profundidade da almofada | 46,81 € |
|----------|--------------------------|------------------------|---|---------|

Importante: Indique na referência a largura e profundidade da base Exemplo: referência base JSI3438 <almofada largura=34 cm prof=38 cm

Cunha ajuste em ângulo

| | | | |
|-------|--------------------------|---------------------------|---------|
| JB114 | <input type="checkbox"/> | Cunha ajuste ângulo, 4 cm | 53,94 € |
|-------|--------------------------|---------------------------|---------|

Almofada JAY© BALANCE**Bolsas de fluido e bolsas de ar (1)****PLA A**

| | | | |
|--------------|--------------------------|---|----------|
| FLJBALCAEU | <input type="checkbox"/> | Bolsa de Fluido | 484,00 € |
| FLJBALCDCAEU | <input type="checkbox"/> | Bolsa de Fluido para almofada Profunda (100 mm altura) | 484,00 € |
| CFLJBALAEU | <input type="checkbox"/> | Bolsa de Fluido CRYO para almofada Standard (75 mm altura) | 520,00 € |
| CFLJBALDCAEU | <input type="checkbox"/> | Bolsa de Fluido CRYO para almofada Profunda (100 mm altura) | 520,00 € |
| J3CSAASEU | <input type="checkbox"/> | Bolsa de Ar de 1 válvula | 484,00 € |
| J3CSAADEU | <input type="checkbox"/> | Bolsa de Ar de 2 válvulas | 484,00 € |

PLA B

| | | | |
|--------------|--------------------------|---|----------|
| FLJBALCBEU | <input type="checkbox"/> | Bolsa de Fluido | 484,00 € |
| FLJBALCDCBEU | <input type="checkbox"/> | Bolsa de Fluido para almofada Profunda (100 mm altura) | 484,00 € |
| CFLJBALBEU | <input type="checkbox"/> | Bolsa de Fluido CRYO | 520,00 € |
| CFLJBALDCBEU | <input type="checkbox"/> | Bolsa de Fluido CRYO para almofada Profunda (100 mm altura) | 520,00 € |
| J3CSBASEU | <input type="checkbox"/> | Bolsa de Ar de 1 válvula | 484,00 € |
| J3CSBADEU | <input type="checkbox"/> | Bolsa de Ar de 2 válvulas | 484,00 € |

PLA C

| | | | |
|--------------|--------------------------|---|----------|
| FLJBALCCEU | <input type="checkbox"/> | Bolsa de Fluido | 484,00 € |
| CFLJBALDCCEU | <input type="checkbox"/> | Bolsa de Fluido para almofada Profunda (100 mm altura) | 484,00 € |
| CFLJBALCEU | <input type="checkbox"/> | Bolsa de Fluido CRYO | 520,00 € |
| FLJBALCDCCEU | <input type="checkbox"/> | Bolsa de Fluido CRYO para almofada Profunda (100 mm altura) | 520,00 € |
| J3CSCAS | <input type="checkbox"/> | Bolsa de Ar de 1 válvula | 484,00 € |
| J3CSCADEU | <input type="checkbox"/> | Bolsa de Ar de 2 válvulas | 484,00 € |

(1) Se modificar no futuro o tipo de enchimento da almofada (de fluido a ar ou vice versa) ou adicionar ou retirar os acessórios de posicionamento necessitará também em consequência substituir a funda interior da almofada.

| CUNHAS DE POSICIONAMENTO JAY BALANCE (1) | Profundidade 34 a 40 cm | Profundidade 42 a 60 cm | PVP |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Cunha abduutora de 2.5cm, Esquerda | <input type="checkbox"/> JBALCLTLH-S | <input type="checkbox"/> JBALCLTLH | 53,94 € |
| Cunha abduutora de 2.5cm, Direita | <input type="checkbox"/> JBALCLTRH-S | <input type="checkbox"/> JBALCLTRH | 53,94 € |
| Cunha abduutora de 2.5cm (unidade) | <input type="checkbox"/> JBALCMT-S | <input type="checkbox"/> JBALCMT | 64,48 € |
| Suporte Pélvico de 2.5 cm, Esquerdo | <input type="checkbox"/> JBALCLPLH-S | <input type="checkbox"/> JBALCLPLH | 53,94 € |
| Suporte Pélvico de 2.5 cm, Direito | <input type="checkbox"/> JBALCLPRH-S | <input type="checkbox"/> JBALCLPRH | 53,94 € |
| Kit de posicionamento completo (contém uma cunha e suporte de cada) | <input type="checkbox"/> JBALCPKIT-S | <input type="checkbox"/> JBALCPKIT | 167,25 € |

CUNHAS DE OBLIQUIDADE PÉLVICA JAY BALANCE**PVP**

Selecione 1 ou 2 cunhas de obliquidade pélvica por lado, em função do nível de correção necessário. As cunhas têm um sistema de fixação, pelo que podem aplicadas em simultâneo (um máximo de 2). As cunhas de obliquidade pélvica podem-se aplicar da seguinte forma:

- Para cavidades A: selecione a cunha de obliquidade pélvica para PLA A (dir. ou esq.) -e uma de tamanho B (dir. ou esq.) se fosse necessário
- Para cavidades B, selecione a cunha de obliquidade pélvica para PLA B (dir. ou esq.) - e uma de tamanho C (dir. ou esq.) se fosse necessário
- Para cavidades C, selecione a cunha de obliquidade pélvica para PLA C (dir. ou esq.) - e uma de tamanho D (dir. ou esq.) se fosse necessário

Por favor, tenha em conta que a cunha de obliquidade extra tamanho D só se pode pedir com a C, de contrário não encaixa na PLA

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---------|
| <input type="checkbox"/> JBALCOP-ALH | Cunha de obliquidade (esquerda) para PLA tamanho A | | 53,94 € |
| <input type="checkbox"/> JBALCOP-BLH | Cunha de obliquidade (esquerda) para PLA tamanho B | | 53,94 € |
| <input type="checkbox"/> JBALCOP-CLH | Cunha de obliquidade (esquerda) para PLA tamanho C | | 53,94 € |
| <input type="checkbox"/> JBALCOP-DLH | Cunha de obliquidade extra tamanho D (esquerda). | <i>Para sobrepor as cunhas de obliquidade PLA tamanho C</i> | 53,94 € |
| <input type="checkbox"/> JBALCOP-ARH | Cunha de obliquidade (direita) para PLA tamanho A | | 53,94 € |
| <input type="checkbox"/> JBALCOP-BRH | Cunha de obliquidade (direita) para PLA tamanho B | | 53,94 € |
| <input type="checkbox"/> JBALCOP-CRH | Cunha de obliquidade (direita) para PLA tamanho C | | 53,94 € |
| <input type="checkbox"/> JBALCOP-DRH | Cunha de obliquidade extra tamanho D (direita). | <i>Para sobrepor as cunhas de obliquidade PLA tamanho C</i> | 53,94 € |

Nota: As almof.ou fundas interiores anteriores a Fev. 2017 não possuem os velcros necessários para acoplar as cunhas de obliquidade pélvica.