



JAY[®] Almofada Xtreme Active

Rev.3

Faturado a:
 Nome:
 Morada:
 Localidade: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nome:
 Morada:
 Localidade: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Data do pedido:

Número de pedido da Sunrise



- Pedido
 Orçamento

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

Características Jay[®] Xtreme Active

Almofada ligeira e de baixo perfil para facilitar as transferências
 Espuma com contornos para estabilização pélvica
 Bolsa de fluido disponível em 2 tamanhos: standard ou Overfill
 2 fundas: funda interior resistente à incontinência de fácil limpeza, e 3 opções de funda exterior: elástica, microclimática ou resistente à incontinência
 Kit de posicionamento opcional para o correto alinhamento dos membros inferiores

Peso máximo usuário: 150 kg

Peso usuário **kg**

Tipo de usuário - Indicações clínicas:

Usuário ativo que necessita de uma óptima proteção da pele com estabilidade numa almofada de baixo perfil (altura do assento ao solo baixa).
 Excelente manuseio da pressão e fricção na sedestação.
 Ideal em usuários com posturas simétricas e capazes de realizar independentemente das alterações de peso.

Almofada Jay Xtreme Active com bolsa de fluido Standard

616,15 €

Almofada Jay Xtreme Active com bolsa de fluido Overfill

616,15 €

Siga os seguintes passos para obter a referência da almofada Jay Xtreme Active
 Todas as referências das almofadas Jay Xtreme Active devem começar por **JXAC**

Exemplo: **JXAC4042SMEU**

Almofada de 40 cm de largura x 42 cm de profundidade, com fluido standard e funda Microclimática

| | PASSO 1 | PASSO 2 | PASSO 3 | PASSO 4 | |
|------------------------|-----------|--------------|----------------|----------|-----------|
| JXAC | 40 | 42 | S | M | EU |
| Almofada Xtreme Active | Largura | Profundidade | Tipo de fluido | Funda | |

PASSOS 1 e 2 - LARGURA E PROFUNDIDADE

Selecione a largura e a profundidade da almofada

| | | Largura da almofada | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Profundidade da almofada | Kit posicionamento disponível (S) Prof 34 - 42 cm | 34 | ○ | ○ | | | | | | | |
| | | 36 | ○ | ○ | | | | | | | |
| | | 38 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | 40 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | 42 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kit posicionamento disponível (R) Prof 44 - 50 cm | 44 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 46 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 48 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 50 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | |

PASSO 1



LARGURA

PASSO 2



PROFUNDIDADE

Tome nota aqui da largura e da profundidade da almofada que deseja

Almofada JAY® XTREME ACTIVE

PASSO 3 - FLUÍDO

Todos as almofadas são fornecidas com uma funda interior resistente à incontinência.

Selecione tamanho da bolsa de fluído: **Standard (S)** ou **Overfill (L)**

- Bolsa de fluído Standard **(S)**
- Bolsa de fluído Overfill **(L)**

PASSO 3
TIPO DE FLUÍDO

Tome nota **S** para bolsa de fluído standard
Tome nota **L** para bolsa de fluído Overfill

PASSO 4 - FUNDA EXTERIOR

Selecione tipo de funda exterior: **Microclimática (M)**, **Elástica (S)** ou **Funda de Incontinência (I)**

- Funda Microclimática **(M)**
- Funda Elástica **(S)**
- Funda de Incontinência **(I)**

PASSO 4
FUNDA EXTERIOR

Tome nota **M** para Funda Microclimática,
S para Funda Elástica ou
I para Funda de Incontinência

Referência almofada JAY Xtreme Active

Tome nota, aqui, da referência da almofada Jay Xtreme Active que necessita

| | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|--|-----------|
| JXAC | | | | | EU |
| PASSO 1 | PASSO 2 | PASSO 3 | PASSO 4 | | |

Comentários

Para modificações na almofada, por favor contacte com o nosso Departamento de Atenção ao Cliente (modificações na largura ou na profundidade ou modificações no volume de fluído: overfill, underfill)

ACESSÓRIOS E REPOSIÇÕES

CUNHAS DE POSICIONAMENTO (Opcional)

| | PVP |
|---|---------|
| LSKJXACEU-S <input type="checkbox"/> Kit de posicionamento (curto) para almofadas com profundidades até 42 cm (1) <i>Contém 2 cunhas adductororas (direita e esquerda) e 1 cunha abductora (central), todas elas de 2,5 cm de altura</i> | 64,48 € |
| LSKJXACEU-R <input type="checkbox"/> Kit de posicionamento (regular) para almofadas com profundidades entre 44 e 50 cm (1) <i>Contém 2 cunhas adductororas (direita e esquerda) e 1 cunha abductora (central), todas elas de 2,5 cm de altura</i> | 64,48 € |

REPOSIÇÕES

Cantidad

PVP

Importante: Por favor indique nas referências a largura e profundidade da almofada. Exemplo: CJXAC3638MEU <almofada largura 36 cm, prof 38 cm>

| | | |
|---|--|----------|
| CJXAC_ _ _ _MEU <input type="checkbox"/> Funda exterior microclimática <i>(válida para almofadas com ou sem o kit de posicionamento)</i> | | 104,93 € |
| CJXAC_ _ _ _IEU <input type="checkbox"/> Funda exterior de incontinência <i>(válida para as almofadas com ou sem o kit de posicionamento)</i> | | 104,93 € |
| CJXAC_ _ _ _SEU <input type="checkbox"/> Funda exterior elástica <i>(válida para as almofadas com ou sem o kit de posicionamento)</i> | | 104,93 € |
| CIJXAC_ _ _ _EU <input type="checkbox"/> Funda interior <i>(Válida para todos os tipos de fluídos e com ou sem o kit de posicionamento)</i> | | 90,47 € |
| BJXA_ _ _ _-SEU <input type="checkbox"/> Base de espuma para bolsa de fluído standard | | 149,89 € |
| BJXAC_ _ _ _-LEU <input type="checkbox"/> Base de espuma para bolsa de fluído Overfill | | 149,89 € |
| FLJXAC-L1EU <input type="checkbox"/> Bolsa de fluído Overfill para almofadas com larguras de 34 e 36 cm (2) | | 343,50 € |
| FLJXAC-L3EU <input type="checkbox"/> Bolsa de fluído Overfill para almofadas com larguras de 38 e 40 cm (2) | | 343,50 € |
| FLJXAC-L5EU <input type="checkbox"/> Bolsa de fluído Overfill para almofadas com larguras de 42 e 44 cm (2) | | 343,50 € |
| FLJXAC-L6EU <input type="checkbox"/> Bolsa de fluído Overfill para almofadas com larguras de 46 e 50 cm (2) | | 343,50 € |
| FLJXAC-S1EU <input type="checkbox"/> Bolsa de fluído standard para almofadas com largura de 34 e 36 cm (2) | | 244,82 € |
| FLJXAC-S3EU <input type="checkbox"/> Bolsa de fluído standard para almofadas com larguras de 38 e 40 cm (2) | | 244,82 € |
| FLJXAC-S5EU <input type="checkbox"/> Bolsa de fluído standard para almofadas com larguras de 42 e 44 cm (2) | | 244,82 € |
| FLJXAC-S6EU <input type="checkbox"/> Bolsa de fluído standard para almofadas com larguras de 46 e 50 cm (2) | | 244,82 € |
| JSI_ _ _ _ <input type="checkbox"/> Base sólida de madeira <i>(Recomendada para cadeiras com tecido)</i> | | 46,81 € |

Esclarecimentos:

(1) As cunhas do kit de posicionamento levam a sua própria funda e aderem à funda interior da almofada mediante velcros, pelo que é escusado seleccionar outro tipo de funda interior quando a almofada leva o kit de posicionamento

(2) Se o paciente necessita alterar o tipo de bolsa de fluído, de standard a Overfill ou viceversa, é necessário alterar também a base de espuma. O desenho da base de espuma é diferente se leva a bolsa de fluído standard ou Overfill elas não são substituíveis.

Almofada Jay Xtreme Active - Preço base

Preço acessórios

Preço total

.....€
.....€
.....€

Para mais informação
visite a nossa página Web
www.SunriseMedical.pt

© Sunrise Medical 2 / 2

Bolsa de fluido STANDARD

Funda microclimática JAXC___SMEU

| | | Largura da almofada | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Profundidade da almofada | 34 | ○ | ◇ | | | | | | | | |
| | 36 | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | 38 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | 40 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | 42 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 44 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 46 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 48 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 50 | | | | | | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ |

Bolsa de Fluido OVERFILL

Funda microclimática JAXC___LMEU

| | | Largura da almofada | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Profundidade da almofada | 34 | ◇ | ◇ | | | | | | | | |
| | 36 | ◇ | ◇ | | | | | | | | |
| | 38 | | ◇ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | | | | |
| | 40 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | 42 | | ◇ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ◇ |
| | 44 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 46 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 48 | | | | | ○ | ○ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | 50 | | | | | | ○ | ○ | ◇ | ◇ | ◇ |

Funda de Incontinência JAXC___SIEU

| | | Largura da almofada | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Profundidade da almofada | 34 | ◇ | ◇ | | | | | | | | |
| | 36 | ◇ | ◇ | | | | | | | | |
| | 38 | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | | | | |
| | 40 | | ◇ | ○ | ○ | ◇ | ◇ | | | | |
| | 42 | | ◇ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | 44 | | | ◇ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | 46 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | 48 | | | | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | 50 | | | | | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |

Funda de Incontinência JAXC___LIEU

| | | Largura da almofada | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Profundidade da almofada | 34 | ◇ | ◇ | | | | | | | | |
| | 36 | ◇ | ◇ | | | | | | | | |
| | 38 | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | | | | |
| | 40 | | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ | | | | |
| | 42 | | ◇ | ◇ | ○ | ○ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | 44 | | | ◇ | ◇ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | 46 | | | | ◇ | ◇ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | 48 | | | | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | 50 | | | | | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |

Funda elástica JAXC___SSEU

| | | Largura da almofada | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Profundidade da almofada | 34 | ◇ | ◇ | | | | | | | | |
| | 36 | ◇ | ◇ | | | | | | | | |
| | 38 | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | | | | |
| | 40 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◇ | | | | |
| | 42 | | ◇ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | 44 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | 46 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 48 | | | | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | 50 | | | | | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |

Funda elástica JAXC___LSEU

| | | Largura da almofada | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Profundidade da almofada | 34 | ◇ | ◇ | | | | | | | | |
| | 36 | ◇ | ◇ | | | | | | | | |
| | 38 | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | | | | |
| | 40 | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | | | | |
| | 42 | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | 44 | | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | 46 | | | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | 48 | | | | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | 50 | | | | | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |

Prazo de entrega

- Prazo de entrega standard
- ◇ Prazo de entrega superior
- Tamanho não disponível