



# JAY® Fusion™ Adjustable Cushion

# ジェイ フュージョン 調整可能クッション

2025年5月

2025\_V1

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

御注文: [order@sunrisemedical.jp](mailto:order@sunrisemedical.jp)

<b>代理店情報</b>		<b>サンライズ記入欄</b>	
発注日: _____ 年 _____ 月 _____ 日		受注日: _____ 年 _____ 月 _____ 日	
代理店名: _____ 様 担当者: _____ 様		PO# _____	
担当者電話番号 or Email: _____		<b>顧客情報</b>	
住所: _____		顧客名(漢字) _____ 様	
電話番号: _____ ( ) _____		顧客名(アルファベット) Mr. / Ms. _____	
<b>送付先情報</b> ※上記と異なる場合のみご記入ください		身長 _____ cm 体重 _____ kg	
送付先住所: _____		障がい名(任意) _____	
送付先電話番号: _____ ( ) _____		障がいレベル(任意) _____	

### JAY FUSION CUSHION ジェイフュージョンクッション

Note: XX = Width and YY = Depth (Select appropriate assembly # on page 2)

注: XX = 幅(インチ)、YY = 奥行(インチ) (ページ2で適したサイズ・組合せをお選びください)

#### JAY Fusion Cushion w/ JAY Flow Fluid ジェイフュージョンクッション JAY流動体付き

Includes: X-Static fabric outer cover, inner cover, foam base, and a JAY Flow fluid insert with a 300 or 500 lb weight capacity. X-スタティック素材外カバー、内カバー、フォームベース、JAY流動体インサート含む。耐荷重136kg又は226kg

- JFUSIONXXYY JAY Fusion Fluid Cushion ジェイフュージョン流動体付クッション  
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥76,500
- JFUSIONXXYYRP JAY Fusion Reduced Profile Fluid Cushion  
ジェイフュージョン薄型ベース流動体付きクッション  
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥76,500
- JFUSIONXXYYP JAY Fusion Positioning Fluid Cushion  
ジェイフュージョンポジショニング流動体付きクッション  
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥76,500

#### JAY Fusion Cushion w/ Air Insert - Single Valve

##### ジェイフュージョンクッション エアインサート付き-シングルバルブ

Incl: Stretch fabric outer cover, inner cover, foam base, and an Air Insert single valve insert. ストレッチ素材外カバー、内カバー、フォームベース、エアインサート シングルバルブ インサート含む。

- JFUSIONXXYYAS JAY Fusion w/ Air Insert - Single Valve  
ジェイフュージョン エア インサート付き - シングルバルブ  
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥69,600
- JFUSIONXXYYRPAS JAY Fusion Reduced Profile w/ Air Insert -Single Valve  
ジェイフュージョン薄型ベースエアインサート付-シングルバルブ  
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥69,600
- JFUSIONXXYYPAS JAY Fusion Positioning w/ Air Insert -Single Valve  
ジェイフュージョンポジショニング エアインサート付-シングルバルブ  
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥69,600

#### JAY Fusion Cushion w/ Air Insert - Dual Valve

##### ジェイフュージョンクッション エア インサート付き-デュアルバルブ

Includes: Stretch fabric outer cover, inner cover, foam base, and an Air Insert single valve insert. ストレッチ素材外カバー、内カバー、フォームベース、エアインサート シングルバルブ インサート含む。

- JFUSIONXXYYAD JAY Fusion w/ Air Insert - Dual Valve  
ジェイフュージョン エア インサート付き - デュアルバルブ  
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥69,500
- JFUSIONXXYYRPAD JAY Fusion Reduced Profile w/ Air Insert - Dual Valve  
ジェイ薄型ベース エアインサート付き - デュアルバルブ  
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥69,500
- JFUSIONXXYYPAD JAY Fusion Positioning w/ Air Insert -Dual Valve  
ジェイフュージョンポジショニング エア インサート付-デュアルバルブ  
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥69,500

Note: To order sizes offered via JAY Your Way add a "M" to the front of the part number and follow the prompts. 注:ジェイユアウェイで特別サイズをご注文の際は商品番号の前に"M"を付けてください。

For additional modifications see Page 2 or visit [www.sunrisemedical.com](http://www.sunrisemedical.com) to view even more! その他の変更は2ページまたは[www.sunrisemedical.com](http://www.sunrisemedical.com)をご覧ください!

Please visit [www.sunparts.us](http://www.sunparts.us) for spare parts information. 予備部品等の詳細は [www.sunparts.us](http://www.sunparts.us) をご覧ください。


		WIDTH 幅										
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
DEPTH 奥行	14						JYW	JYW	JYW	JYW	N/A	N/A
	15							JYW	JYW	JYW	JYW	
	16								JYW	JYW	JYW	JYW
	17									JYW	JYW	
	18										JYW	JYW
	19	JYW										
	20	JYW										
	21	JYW										
	22	N/A	JYW									
	23	N/A	N/A	JYW								
	24	N/A	N/A	N/A	JYW							

- = Standard Offering 標準サイズ
- JYW = Offered Via Jay Your Way
- N/A = ジェイユアウェイを通じて注文可能なサイズ
- = Not available 製造できないサイズ

#### Fusion Measuring Guide フュージョン測り方

Measurements made from completed cushion with covers.

完成したクッションをカバーを装着した上から測定



Bottom View 裏側から見た図

##### Width 幅

X = Width X=幅

Note: Measurement made from outside edge to outside edge of cushion. 注:外側から外側を測定 Ex: JFUSION1618 X= 16" 例: JFUSION1618 X=40.64cm

##### Depth 奥行

Y = Depth Y=奥行

Note: Measurement made from front edge of rear cutout and front lower edge of cushion. 注:クッションの底面側の前側端から後ろ側切り込みまでを測定 Ex: JFUSION1618 Y= 18" 例: JFUSION1618 Y=45.72cm



JAY® Fusion™ Adjustable Cushion

ジェイ フュージョン 調整可能クッション 2025年5月

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

Order form with fields for shipping information (発注日, 代理店情報, 送付先住所) and customer information (受注日, サンライズ記入欄, 顧客情報).

JAY Fusion Cushion Size ジェイフュージョンクッション サイズ

Table listing cushion options with columns for Option #, 商品番号#, Definition 詳細, and Price 価格. Includes two columns of options ranging from 14" x 14" to 18" x 18" sizes.

JAY Your Way - Modifications ジェイユアウェイ - 特注加工

Modification options form including Fluid Volume Change (流動体量の変更), Length Change (奥行変更), Obliquity Fluid Volume Change (左右流動体量の変更), Reduced Profile (薄型ベース), Cover Options (カバーオプション), and Positioning Components (ポジショニングパーツ).

Notes: Removes 5/8" of the top layer soft foam from the cushion for a reduced profile. 注:クッションのソフトフォームの上層部を1.59cm削って薄型にします. Don't see the option you want? NO PROBLEM! Write your request below and we can evaluate it and provide a quote.

Notes: Modification adds 1" tall Lateral, Medial, and Pelvic Positioning Pieces. 注:追加できるのは、高さ2.54cmの左右側面、中央、骨盤ポジショニング用パーツです。