



J3 Rygg

BU_10501_J3 Rygg_2025-02-11

Fakturaadress:
Namn:
Adress:
Postnr: Ort:
E-post:
Tel:

Leveransadress:
Namn:
Adress:
Postnr: Ort:
E-post:
Tel:

Beställningsdatum:
Beställningsnummer:
Önskat antal:

Märkes:

Sunrise Medical beställningsnummer:

- ☐ Order
- ☐ Offert

J3 ryggens utbud:

Komplett utbud av ryggar för brukarvikt upp till 225 kg. Universalt enpunktsfäste för snabb montering. Enkel att justera vid utprovning & förändrade behov. Stort utbud av positioneringstillbehör. Ryggar och tillbehör är krocktestade. Positioneringsdelar: 1 stort & 1 litet lumbalstöd är inkluderat i MT, UT & SH ryggarnas box: 1 litet lumbalstöd i LT ryggarnas box.

Användningsområde:

För alla brukare som är i behov av postural ryggsupport från milt lateralt stöd till mycket lateralt och posteralt stöd. Stort utbud av ryggstödsformer och höjder för att täcka brukarens behov. Inställbar i djup, höjd, vinkel och stolsbredd, ger snabb och omfattande positionering av brukaren.

Översikt: Jay J3 Ryggens utbud - för detaljerad information och val av rygg se följande sidor

				
	Djup 5 cm	Djup 8 cm	Djup 15/18 cm	Djup 15/18 cm
	Standard kontur (SC)	Mellan kontur (MC)	Djup kontur (DC)	Rib kontur (MDC)
J3 rygg storlekar	3136414651	3136414651	36414651	3136414651
Rygghöjd				
Låg	Låg (S) - 17			
Thorakal	Med. (M) - 20			
(LT)	Hög (T) - 24			
Rygghöjd				
Mellan	Låg (S) - 30			
Thorakal	Med. (M) - 34			
	Hög (T) - 38			
(MT)	Hög (T) - 38**			
Rygghöjd				
Hög	Låg (S) - 42			
Thorakal	Med. (M) - 46			
	Med. (M) - 46**			
(UT)	Hög (T) - 50			
Rygghöjd				
Skulder	Låg (S) - 53			
Höjd	Med. (M) - 57			
(SH)	Hög (T) - 61			

** Kontur djup = 18 cm

Max.brukarvikt: 136 kg (kompakt monteringsbeslag) / 225 kg (kompakt HD "Heavy Duty" monteringsbeslag)

Brukarvikt:

Obligatorisk information för att säkerställa korrekt konfiguration


LT och MT-ryggar levereras med kompakt monteringsbeslag

UT- och SH-ryggar levereras med kompakt HD "Heavy Duty" monteringsbeslag

För mer information
besök vår hemsida
www.sunrisemedical.se
© Sunrise Medical 2025

Standard kontur (SC)

- Måttlig lateral support
- Kontur djup: 5 cm



Jay J3 Rygg storlek
Stolens bredd (mätt från utsida till utsida på ryggrören)
Max bålbredd brukare

31	36	41	46	51
31-36 cm	36-41 cm	41-46 cm	46-51 cm	51-56 cm
28 cm	33 cm	38 cm	43 cm	48 cm

↓ Rygghöjd ↓	
Låg Thorakal (LT)	Låg (S) - 17
	Medium (M) - 20
	Hög (T) - 24

	○ J3SCLTS36	○ J3SCLTS41	○ J3SCLTS46	
○ J3SCLTM31	○ J3SCLTM36	○ J3SCLTM41	○ J3SCLTM46	
○ J3SCLTT31	○ J3SCLTT36	○ J3SCLTT41	○ J3SCLTT46	○ J3SCLTT51

↓ Rygghöjd ↓	
Mellan Thorakal (MT)	Låg (S) - 30
	Medium (M) - 34
	Hög (T) - 38

○ J3SCMTS31	○ J3SCMTS36	○ J3SCMTS41	○ J3SCMTS46	○ J3SCMTS51
○ J3SCMTM31	○ J3SCMTM36	○ J3SCMTM41	○ J3SCMTM46	○ J3SCMTM51
○ J3SCMTT31	○ J3SCMTT36	○ J3SCMTT41	○ J3SCMTT46	○ J3SCMTT51

Bålstöd, huvudstöd & selar finns till UT & SH höjder

↓ Rygghöjd ↓	
Hög Thorakal (UT)	Låg (S) - 42
	Medium (M) - 46
	Hög (T) - 50

○ J3SCUTS31	○ J3SCUTS36	○ J3SCUTS41	○ J3SCUTS46	○ J3SCUTS51
	○ J3SCUTM36	○ J3SCUTM41	○ J3SCUTM46	○ J3SCUTM51
	○ J3SCUTT36	○ J3SCUTT41	○ J3SCUTT46	○ J3SCUTT51

Bålstöd, huvudstöd & selar finns till UT & SH höjder

↓ Rygghöjd ↓	
Skulder Höjd (SH)	Låg (S) - 53
	Medium (M) - 57
	Hög (T) - 61

	○ J3SCSHS36	○ J3SCSHS41	○ J3SCSHS46	○ J3SCSHS51
		○ J3SCSHM41	○ J3SCSHM46	○ J3SCSHM51
			○ J3SCSHT46	○ J3SCSHT51


Bålstöd, huvudstöd & selar finns till UT & SH höjder

LT och MT-ryggar levereras med kompakt monteringsbeslag.
UT- och SH-ryggar levereras med kompakt HD "Heavy Duty" monteringsbeslag.
Kompakt beslag: max. brukarvikt 136 kg
Heavy duty kompakt beslag: max. brukarvikt 225 kg

För mer information
besök vår hemsida
www.sunrisemedical.se
© Sunrise Medical 2025

Mellan Kontur (MC)

- Måttlig lateral support
- Kontur djup: 8 cm



Jay J3 Rygg storlek
Stolens bredd (mätt från utsida till utsida på ryggrören)
Max bålbredd brukare

31	36	41	46	51
31-36 cm	36-41 cm	41-46 cm	46-51 cm	51-56 cm
24,5 cm	29,5 cm	34,5 cm	39,5 cm	44,5 cm

↓ Rygghöjd ↓	
Låg Thorakal (LT)	Låg (S) - 17
	Medium (M) - 20
	Hög (T) - 24

↓ Rygghöjd ↓	
Mellan Thorakal (MT)	Låg (S) - 30
	Medium (M) - 34
	Hög (T) - 38

○ J3MCMTS31	○ J3MCMTS36	○ J3MCMTS41	○ J3MCMTS46	○ J3MCMTS51
○ J3MCMTM31	○ J3MCMTM36	○ J3MCMTM41	○ J3MCMTM46	○ J3MCMTM51
○ J3MCMTT31	○ J3MCMTT36	○ J3MCMTT41	○ J3MCMTT46	○ J3MCMTT51

Bålstöd, huvudstöd & selar finns till UT & SH höjder

↓ Rygghöjd ↓	
Hög Thorakal (UT)	Låg (S) - 42
	Medium (M) - 46
	Hög (T) - 50

○ J3MCUTS31	○ J3MCUTS36	○ J3MCUTS41	○ J3MCUTS46	○ J3MCUTS51
	○ J3MCUTM36	○ J3MCUTM41	○ J3MCUTM46	○ J3MCUTM51
	○ J3MCUTT36	○ J3MCUTT41	○ J3MCUTT46	○ J3MCUTT51

Bålstöd, huvudstöd & selar finns till UT & SH höjder

↓ Rygghöjd ↓	
Skulder Höjd (SH)	Låg (S) - 53
	Medium (M) - 57
	Hög (T) - 61


	○ J3MCSHS36	○ J3MCSHS41	○ J3MCSHS46	○ J3MCSHS51
		○ J3MCSHM41	○ J3MCSHM46	○ J3MCSHM51
			○ J3MCSHT46	○ J3MCSHT51

Bålstöd, huvudstöd & selar finns till UT & SH höjder

LT och MT-ryggar levereras med kompakt monteringsbeslag.
UT- och SH-ryggar levereras med kompakt HD "Heavy Duty" monteringsbeslag.
Kompakt beslag: max. brukarvikt 136 kg
Heavy duty kompakt beslag: max. brukarvikt 225 kg

Djup Kontur (DC)

- Full lateral support
- Kontur djup: 15 cm/18 cm



Jay J3 Rygg storlek
Stolens bredd (mätt från utsida till utsida på ryggrören)
Max bålbredd brukare

36	41	46	51
36-41 cm	41-46 cm	46-51 cm	51-56 cm
28 cm	33 cm	38 cm	43 cm

↓ Rygghöjd ↓	
Låg Thorakal (LT)	Låg (S) - 17
	Medium (M) - 20
	Hög (T) - 24

↓ Rygghöjd ↓	
Mellan Thorakal (MT)	Låg (S) - 30
	Medium (M) - 34
	Hög (T) - 38

↓ Rygghöjd ↓	
Hög Thorakal (UT)	Låg (S) - 42
	Medium (M) - 46
	Medium** (M) - 46
	Hög (T) - 50

Bålstöd, huvudstöd & selar finns till UT & SH höjder

○ J3DCUTS36	○ J3DCUTS41	○ J3DCUTS46	○ J3DCUTS51
○ J3DCUTM36	○ J3DCUTM41	○ J3DCUTM46	○ J3DCUTM51
	○ J3XDCUTM41	○ J3XDCUTM46	○ J3XDCUTM51
○ J3DCUTT36	○ J3DCUTT41	○ J3DCUTT46	○ J3DCUTT51

Bålstöd, huvudstöd & selar finns till UT & SH höjder

↓ Rygghöjd ↓	
Skulder Höjd (SH)	Låg (S) - 53
	Medium (M) - 57
	Hög (T) - 61

○ J3DCSHS36	○ J3DCSHS41	○ J3DCSHS46	○ J3DCSHS51
	○ J3DCSHM41	○ J3DCSHM46	○ J3DCSHM51
		○ J3DCSHT46	○ J3DCSHT51

Bålstöd, huvudstöd & selar finns till UT & SH höjder

LT och MT-ryggar levereras med kompakt monteringsbeslag.

UT- och SH-ryggar levereras med kompakt HD "Heavy Duty" monteringsbeslag.

Kompakt beslag: max. brukarvikt 136 kg

Heavy duty kompakt beslag: max. brukarvikt 225 kg

** Kontur djup = 180 mm

JAY J3 Rygg - Välj kontur

Rib Kontur (MDC)

- Full lateral support
- Kontur djup: 15 cm / 18 cm



Jay J3 Rygg storlek	31	36	41	46	51
Stolens bredd (mätt från utsida till utsida på ryggrören)	31-36 cm	36-41 cm	41-46 cm	46-51 cm	51-56 cm
Max bålbredd brukare	21 cm	28 cm	33 cm	38 cm	43 cm

↓ Rygghöjd ↓						
Låg Thorakal (LT)	Låg (S) - 17					
	Medium (M) - 20		○ J3MDCLTM36	○ J3MDCLTM41	○ J3MDCLTM46	
	Hög (T) - 24		○ J3MDCLTT36	○ J3MDCLTT41	○ J3MDCLTT46	○ J3MDCLTT51

↓ Rygghöjd ↓						
Mellan Thorakal (MT)	Låg (S) - 30	○ J3MDCMTS31	○ J3MDCMTS36	○ J3MDCMTS41	○ J3MDCMTS46	○ J3MDCMTS51
	Medium (M) - 34	○ J3MDCMTM31	○ J3MDCMTM36	○ J3MDCMTM41	○ J3MDCMTM46	○ J3MDCMTM51
	Hög (T) - 38	○ J3MDCMTT31	○ J3MDCMTT36	○ J3MDCMTT41	○ J3MDCMTT46	○ J3MDCMTT51
	Hög (T)** - 38			○ J3XMDCMTT41	○ J3XMDCMTT46	○ J3XMDCMTT51

↓ Rygghöjd ↓						
Hög Thorakal (UT)	Låg (S) - 42	○ J3MDCUTS31	○ J3MDCUTS36	○ J3MDCUTS41	○ J3MDCUTS46	○ J3MDCUTS51
	Medium (M) - 46		○ J3MDCUTM36	○ J3MDCUTM41	○ J3MDCUTM46	○ J3MDCUTM51
	Medium** (M) - 46			○ J3XMDCUTM41	○ J3XMDCUTM46	○ J3XMDCUTM51
	Hög (T) - 50		○ J3MDCUTT36	○ J3MDCUTT41	○ J3MDCUTT46	○ J3MDCUTT51

Bålstöd, huvudstöd & selar finns till UT & SH höjder

↓ Rygghöjd ↓						
Skulder höjd (SH)	Låg (S) - 53		○ J3MDCSHS36	○ J3MDCSHS41	○ J3MDCSHS46	○ J3MDCSHS51
	Medium (M) - 57			○ J3MDCSHM41	○ J3MDCSHM46	○ J3MDCSHM51
	Hög (T) - 61				○ J3MDCSHT46	○ J3MDCSHT51

Bålstöd, huvudstöd & selar finns till UT & SH höjder

LT och MT-ryggar levereras med kompakt monteringsbeslag.
UT- och SH-ryggar levereras med kompakt HD "Heavy Duty" monteringsbeslag.
Kompakt beslag: max. brukarvikt 136 kg
Heavy duty kompakt beslag: max. brukarvikt 225 kg
** Kontur djup = 18 cm

För mer information
besök vår hemsida
www.sunrisemedical.com
© Sunrise Medical 2025

JAY© 3 RYGG TILLBEHÖR

Sunrise Medical Kundservice
Neongatan 5, 431 53 Mölndal
031-748 37 00
BU_10501_J3_2025-02-11

E-post: post@sunrisemedical.se
Web: www.sunrisemedical.se

© Sunrise Medical 2025

JAY© 3 Innehåll kit och boxar

Positionerings Mini-kit 1			Antal
J3SPNK1ww	Positionerings kit 1		
	J3SPNWEww	Kilar (Storlek beroende på vilken bredd som valts)	3
	J3SPNLLS	Lateral utfyllnadsplattor	2
	J3SPNPLP	Bäckenstödsplattor	2
Positionerings Mini-kit 2			Antal
J3SPNK2ww	Positionerings kit 2		
	J3SPNWEww	Kilar (Storlek beroende på vilken bredd som valts)	5
	J3SPNLLS	Lateral utfyllnadsplattor	2
	J3SPNPLP	Bäckenstödsplattor	2
	J3SPNLLww	Stor svankkil	1
	J3SPNFLS	Flat utfyllnadsplatta	1
	J3SPNCRS	Böjd utfyllnadsplatta	1
Positionerings box			Antal
J3SPNKEU	Positioneringsbox		
	J3SPNLL36	Stora lumbalstöd (alltid 36cm, eftersom rätt storlek medföljer J3 ryggen)	2
	J3SPNSL36	Små lumbalstöd (alltid 36cm, eftersom rätt storlek medföljer J3 ryggen)	2
	J3SPNWE36	Kilar (alltid 36cm, eftersom rätt storlek medföljer J3 ryggen)	16
	J3SPNCRS	Böjda utfyllnadsplattor	2
	J3SPNFLS	Flata utfyllnadsplattor	2
	J3SPNPLP	Bäckenstödsplattor	2
	J3SPNLLS	Lateral utfyllnadsplattor	2
	J3SPNSBB	Små bönpåsar	2
	J3SPNLBB	Stora bönpåsar	2
Tillbehörsbox för J3 ryggen			Antal
J3HWKEU	Tillbehörsbox för J3 ryggen		
	J3EUAHB	Fästen för längre sittdjup	2
	J3EUHDXH	Jay standard huvudstöd (endast beslag och monteringsdetaljer)	1
	J3EUHDFH	Jay Flip Back huvudstöd (endast beslag och monteringsdetaljer)	1
	J3EUHDLSP	Jay Standard huvudstödsdyna	1
	J3EUHDLCP	Jay Contour huvudstödsdyna	1
	J3EULATFB	Beslag för fixerat bålstöd	2
	J3EULATFP	Monteringsdetaljer för fixerat bålstöd	2
	J3EULATSABL	Beslag för S/A bålstöd vänster	1
	J3EULATSABR	Beslag för S/A bålstöd höger	1
	J3EULATSAP	Monteringsdetaljer för J3 S/A bålstöd	2
	för att skapa ett komplett bålstöd använd beslag, fixerat eller S/A, och lägg till den bålstödsdyna som önskas.		
		10 x 10 Bålstödsdyna	2
		15 x 12 Bålstödsdyna	2
		15 x 15 Bålstödsdyna	2
	J3HRNCOHM	Bröstsele Jay J3 öppning fram medium	1
	J3HRNPASM	Bröstsele Jay J3 polstrad medium	1
	J3HRNPASX	Bröstsele Jay J3 polstrad extra large	1
	J3EUUHM	Universell huvudstödsmontering	1