



# JAY XTREME ACTIVE

Edition: 01/24

**Adresse de facturation:**

Société: \_\_\_\_\_

Rue: \_\_\_\_\_

NPA/Lieu: \_\_\_\_\_

Fon: \_\_\_\_\_



**Adresse de livraison:**

Société: \_\_\_\_\_

Rue: \_\_\_\_\_

NPA/Lieu: \_\_\_\_\_

Fon: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Commission: \_\_\_\_\_

Numéro de commande Sunrise Medical: \_\_\_\_\_

**JAY® XTREME ACTIVE - caractéristiques**

Jay technologie Fluide offre un soulagement optimal des lombaires

Base en mousse légère et préformée pour la stabilisation du bassin (profil peu profond)

Support latéral et médian pour le positionnement des jambes/cuisses (en option)

Système innovant combinant 2 housses: une housse intérieure déperlante facile d'entretien et une housse extérieure (lavable) de 3 types aux choix:

housse microclimatique, housse stretch ou housse incontinence

E-mail service clientèle : [cs@sunrisemedical.ch](mailto:cs@sunrisemedical.ch)

Poids max. de l'utilisateur 150 kg

Poids de l'utilisateur  kg

**Exemple d'utilisation:**

Utilisateurs actifs avec risque d'escarres élevé et positionnement symétrique normal nécessitant un soutien léger et un coussin peu épais.

Utilisateur actifs recherchant à la fois une bonne répartition des pressions, une importante réduction de l'effet de cisaillement et une stabilité avant/latérale modérée.

**Prix de base dès CHF 895 hors TVA**

Prix de vente recommandé

**Garantie**

Selon nos conditions générales de vente

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

Pour commander un coussin Jay Xtreme Active, veuillez respecter les étapes suivantes. Accessoires voir page suivante.

Exemple:

	Largeur siège	Prof. siège	Rempl. Fluide	Housse	
<b>JXAC</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>EU</b>
JAY XTREME ACTIVE	ETAPE 1	ETAPE 2	ETAPE 3	ETAPE 4	

Exemple d'un code complet:

COUSSIN JAY XTREME ACTIVE	Code #	Prix
Support Fluide Standard (voir étape 3)	JXAC	895
Support Fluide Large (voir étape 3)	JXAC	895


**ETAPE 1 & 2**

**LARGEUR (LS) ET PROFONDEUR (PS) DU SIÈGE**

		Largeur du siège (LS)								
		34	36	38	40	42	44	46	48	
Profondeur du siège (PS)	34	○	○	■	■	■	■	■	■	■
	36	○	○	■	■	■	■	■	■	■
	38	■	○	○	○	○	○	■	■	■
	40	■	○	○	○	○	○	○	○	○
	42	■	○	○	○	○	○	○	○	○
Profondeur du siège (PS)	44	■	■	○	○	○	○	○	○	○
	46	■	■	■	○	○	○	○	○	○
	48	■	■	■	■	○	○	○	○	○
50	■	■	■	■	■	○	○	○	○	

Kit de positionnement Petit (Taille S) pour prof. de siège 34 - 42 cm

Kit de positionnement Standard (Taille R) pour prof. de siège 44 - 50 cm



**ETAPE 3**

REMPLEISSAGE DE FLUIDE	Sélection	Code #
Support Fluide Standard	<input type="checkbox"/>	S
Support Fluide Large	<input type="checkbox"/>	L



S ou L

Support Fluide Standard

Support Fluide Large

ETAPE 3

Tous les coussins sont dotés d'une housse intérieure déperlante adaptée pour les deux volumes de remplissage de fluide (Standard ou Large).

**ETAPE 4**


HOUSSE DU COUSSIN	Sélection	Code #
Housse microclimatique	<input type="checkbox"/>	M
Housse stretch	<input type="checkbox"/>	S
Housse incontinence	<input type="checkbox"/>	I

M ou S ou I

ETAPE 4

**POSITIONNEMENT***(Etape optionale - seulement si un coussin de positionnement est désiré)***KIT DE POSITIONNEMENT POUR LES JAMBES (voir matrice p. 1)**

<input type="checkbox"/>	LSKJXACEU-S	Kit de positionnement (petit) jusqu'à PS 42 cm
<input type="checkbox"/>	LSKJXACEU-R	Kit de positionnement (std) pour PS 44 - 50 cm
Contient 2 supports latéraux & 1 support médial pour le positionnement des jambes; hauteur 2.5 cm		

**ACCESSOIRES****Housse de remplacement, housse extérieure (aussi pour version pos.)**

<input type="checkbox"/>	CJXAC ____ MEU	Housse microclimatique	<b>133</b>
<input type="checkbox"/>	CJXAC ____ SEU	Housse stretch	<b>133</b>
<input type="checkbox"/>	CJXAC ____ IEU	Housse incontinence	<b>133</b>

**LSPS** Veuillez ajouter la largeur/prof. du coussin**Base du coussin**

<input type="checkbox"/>	BJXAC ____ SEU	Base du coussin pour Fluide Standard	<b>297</b>
<input type="checkbox"/>	BJXAC ____ LEU	Base du coussin pour Fluide Large	<b>297</b>

**LSPS** Veuillez ajouter la largeur/prof. du coussin**Housse de remplacement, housse intérieure**

<input type="checkbox"/>	CIJXAC ____ SEU	Housse intérieure (pour tous les coussins)	<b>92</b>
--------------------------	-----------------	--	-----------

**LSPS** Veuillez ajouter la largeur/prof. du coussin**Planche pour siège fixe**

<input type="checkbox"/>	JSI ____	Planche pour siège fixe (en bois)	<b>77</b>
--------------------------	----------	-----------------------------------	-----------

**LSPS** Veuillez ajouter la largeur/prof. du coussin**SUPPORT FLUIDE****Support Fluide standard**

<input type="checkbox"/>	FLJXAC-S1EU	Support Fluide Std pour larg. siège 34 - 36 cm	<b>549</b>
<input type="checkbox"/>	FLJXAC-S3EU	Support Fluide Std pour larg. siège 38 - 40 cm	<b>549</b>
<input type="checkbox"/>	FLJXAC-S5EU	Support Fluide Std pour larg. siège 42 - 44 cm	<b>549</b>
<input type="checkbox"/>	FLJXAC-S6EU	Support Fluide Std pour larg. siège 46 - 50 cm	<b>549</b>

**Support Fluide grand**

<input type="checkbox"/>	FLJXAC-L1EU	Support Fluide Large pour larg. siège 34 - 36 cm	<b>549</b>
<input type="checkbox"/>	FLJXAC-L3EU	Support Fluide Large pour larg. siège 38 - 40 cm	<b>549</b>
<input type="checkbox"/>	FLJXAC-L5EU	Support Fluide Large pour larg. siège 42 - 44 cm	<b>549</b>
<input type="checkbox"/>	FLJXAC-L6EU	Support Fluide Large pour larg. siège 46 - 50 cm	<b>549</b>

**CODE JAY XTREME ACTIVE**

Larg. siège (LS)	Prof. siège (PS)	S / L	M / S / I	EU
JXAC				
ETAPE 1	ETAPE 2	ETAPE 3	ETAPE 4	

Merci de reporter le code approprié (par palier de 1 à 4) dans les cases ci-dessus. Cela nous sert de récapitulatif pour la commande du coussin.

Remarques:


**NOTICES EXPLICATIVES**

Si vous commandez un kit de positionnement en option lors de la commande du coussin, il n'est pas nécessaire de commander une housse intérieure supplémentaire. Toutes les housses intérieures sont dotées de bandes Velcro permettant d'adapter les cales de positionnement (valable pour tous les coussins Xtreme Active). Si vous souhaitez changer le volume de remplissage de fluide à l'intérieur du coussin (de Standard à Large - ou inversement), vous devez commander une nouvelle base de coussin. En effet, les bases sont spécifiquement conçues en fonction du volume de remplissage (Standard ou Large) et ne sont pas interchangeables. Si vous souhaitez personnaliser un coussin JAY Xtreme Active, merci de contacter notre service client.

JAY JAY XTREME ACTIVE	Prix de base	CHF	895
Total des suppléments/réductions de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	13
TVA 8.1%		CHF	
Prix T.T.C.		CHF	