



**Adresse de facturation ou n° client**

N° client \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Rue \_\_\_\_\_

NPA/Lieu \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_



**Adresse de livraison**

N° client \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Rue \_\_\_\_\_

NPA/Lieu \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_

Date de commande \_\_\_\_\_

Commission \_\_\_\_\_

Commandé par \_\_\_\_\_

Notre n° de commande \_\_\_\_\_

Commande  Devis

**Prix hors TVA**  
Prix de vente recommandé



**E-mail service clientèle : cs@sunrisemedical.ch**


Charge utile max.: **136 kg**  
Charge utile max. (Heavy Duty) : **225 kg**

Poids de l'utilisateur :

- 1a. Préciser les besoins en positionnement latéral (profondeur de galbe 150 mm ou extra-profond 180 mm = X) ex. : art. n° X
- 1b. Clarifier les besoins du positionnement latéral (SC, MC, MDC ou DC) MDC
2. Clarifier les besoins du niveau de support (LT, MT, UT ou SH) MT
3. Choisir la hauteur du dossier appropriée (court, moyen ou grand) T
4. Mesurer la largeur du dossier/tronc (en travers du sternum) du client et comparer-là avec les largeurs du dossier JAY 41
5. Choisir les options et éléments d'adaptation **J3 X MDC MT T 41**

**Commande : utilisez svp les pages suivantes avec les numéros d'article détaillés !  
Tous les dossiers se règlent en hauteur, profondeur, largeur et angle.**

Non disponible



Mesures en cm		Galbe peu profond (SC)					Galbe moyen (MC)					Galbe profond (DC)				Galbe profond central (MDC)				
Largeur du dossier		31	36	41	46	51	31	36	41	46	51	36	41	46	51	31	36	41	46	51
<b>Hauteur du dossier</b>		<b>CHF 1'180</b>														<b>CHF 1'410</b>				
Thoracique inférieur (LT)	court (S) - 17	✓	✓	✓																
	moyen (M) - 20	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	
	grand (T) - 24	✓	✓	✓	✓	✓*										✓	✓	✓	✓	✓*
<b>Hauteur du dossier</b>		<b>CHF 1'180</b>					<b>CHF 1'280</b>									<b>CHF 1'410</b>				
Thoracique moyen (MT)	court (S) - 30	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*					✓	✓	✓	✓*	✓*
	moyen (M) - 34	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*					✓	✓	✓	✓*	✓*
	grand (T) - 38	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*					✓	✓	✓	✓*	✓*
	grand (T) - 38**																	✓	✓*	✓*
<b>Hauteur du dossier</b>		<b>CHF 1'180</b>					<b>CHF 1'280</b>					<b>CHF 1'410</b>				<b>CHF 1'410</b>				
Thoracique supérieur (UT)	court (S) - 42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	moyen (M) - 46		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	moyen (M) - 46**												✓	✓	✓			✓	✓	✓
	grand (T) - 50		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
<b>Hauteur du dossier</b>		<b>CHF 1'180</b>					<b>CHF 1'280</b>					<b>CHF 1'410</b>				<b>CHF 1'410</b>				
Hauteur d'épaule (SH)	court (S) - 53		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	moyen (M) - 57			✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓
	grand (T) - 61				✓	✓				✓	✓				✓				✓	✓

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

\*\*Profondeur de galbe 180 mm

\*Commande possible avec fixation renforcée (HD) (225 kg); pas de supplément

# JAY J3 Back - choix du galbe

## Galbe peu profond (SC)

- soutien latéral modéré
- profondeur de galbe : 50 mm
- charge utile max. : dépend de la configuration



Largeur du dossier JAY J3	
Largeur du fauteuil (mesurée d'un bord extérieur à l'autre)	
Dimensions intérieures	

31	36	41	46	51
310-360 mm	360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
280 mm	330 mm	380 mm	430 mm	480 mm

↓ Hauteur du dossier ↓	
Thoracique inférieur (LT)	court (S) - 17
	moyen (M) - 20
	grand (T) - 24

CHF 1'180				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	J3SCLTS36	J3SCLTS41	J3SCLTS46	
<input type="checkbox"/>	J3SCLTM31	J3SCLTM36	J3SCLTM41	J3SCLTM46
<input type="checkbox"/>	J3SCLTT31	J3SCLTT36	J3SCLTT41	J3SCLTT46
				<input type="checkbox"/>
				J3SCLTT51HD (*)

↓ Hauteur du dossier ↓	
Thoracique moyen (MT)	court (S) - 30
	moyen (M) - 34
	grand (T) - 38

CHF 1'180				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J3SCMTS31	J3SCMTS36	J3SCMTS41	J3SCMTS46	J3SCMTS51
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			J3SCMTS46HD (*)	J3SCMTS51HD (*)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J3SCMTM31	J3SCMTM36	J3SCMTM41	J3SCMTM46	J3SCMTM51
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			J3SCMTM46HD (*)	J3SCMTM51HD (*)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J3SCMTT31	J3SCMTT36	J3SCMTT41	J3SCMTT46	J3SCMTT51
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			J3SCMTT46HD (*)	J3SCMTT51HD (*)

↓ Hauteur du dossier ↓	
Thoracique supérieur (UT)	court (S) - 42
	moyen (M) - 46
	grand (T) - 50
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)	

CHF 1'180				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J3SCUTS31	J3SCUTS36	J3SCUTS41	J3SCUTS46	J3SCUTS51
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	J3SCUTM36	J3SCUTM41	J3SCUTM46	J3SCUTM51
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	J3SCUTT36	J3SCUTT41	J3SCUTT46	J3SCUTT51

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

↓ Hauteur du dossier ↓	
Hauteur d'épaule (SH)	court (S) - 53
	moyen (M) - 57
	grand (T) - 61
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)	

CHF 1'180				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	J3SCSHS36	J3SCSHS41	J3SCSHS46	J3SCSHS51
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		J3SCSHM41	J3SCSHM46	J3SCSHM51
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			J3SCSHT46	J3SCSHT51

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Les dossiers LT & MT sont livrés avec fixation compacte; les dossiers UT & SH avec fixation renforcée

Fixation compacte : poids maximum usager (charge utile max.) 136 kg (optimisée pour la légèreté)

Fixation renforcée : poids maximum usager 225 kg (optimisée pour les réglages et la stabilité)


(\*) Pour des dossiers LT et MT plus larges (460 et 510 mm), possibilité de choisir entre fixation compacte ou renforcée (HD).

Pas de supplément.

# JAY J3 Back - choix du galbe

## Galbe moyen (MC)

- soutien latéral moyen
- profondeur de galbe : 80 mm
- charge utile max. : dépend de la configuration



Largeur du dossier JAY J3
Largeur du fauteuil (mesurée d'un bord extérieur à l'autre)
Dimensions intérieures

31	36	41	46	51
310-360 mm	360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
245 mm	295 mm	345 mm	395 mm	445 mm

↓ Hauteur du dossier ↓	
Thoracique inférieur (LT)	court (S) - 17
	moyen (M) - 20
	grand (T) - 24


↓ Hauteur du dossier ↓	
Thoracique moyen (MT)	court (S) - 30
	moyen (M) - 34
	grand (T) - 38

CHF 1'280				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J3MCMTS31	J3MCMTS36	J3MCMTS41	J3MCMTS46	J3MCMTS51
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			J3MCMTS46HD (*)	J3MCMTS51HD (*)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J3MCMTM31	J3MCMTM36	J3MCMTM41	J3MCMTM46	J3MCMTM51
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			J3MCMTM46HD (*)	J3MCMTM51HD (*)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J3MCMTT31	J3MCMTT36	J3MCMTT41	J3MCMTT46	J3MCMTT51
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			J3MCMTT46HD (*)	J3MCMTT51HD (*)

↓ Hauteur du dossier ↓	
Thoracique supérieur (UT)	court (S) - 42
	moyen (M) - 46
	grand (T) - 50
<b>Toujours avec fixation HD (Heave Duty)</b>	

CHF 1'280				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J3MCUTS31	J3MCUTS36	J3MCUTS41	J3MCUTS46	J3MCUTS51
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	J3MCUTM36	J3MCUTM41	J3MCUTM46	J3MCUTM51
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	J3MCUTT36	J3MCUTT41	J3MCUTT46	J3MCUTT51

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

↓ Hauteur du dossier ↓	
Hauteur d'épaule (SH)	court (S) - 53
	moyen (M) - 57
	grand (T) - 61
<b>Toujours avec fixation HD (Heave Duty)</b>	

CHF 1'280				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	J3MCSHS36	J3MCSHS41	J3MCSHS46	J3MCSHS51
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		J3MCSHM41	J3MCSHM46	J3MCSHM51
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			J3MCSHT46	J3MCSHT51

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Le dossier MT est livré avec fixation compacte, les dossiers UT & SH avec fixation renforcée

Fixation compacte : poids maximum usager (charge utile max.) 136 kg (optimisée pour la légèreté)

Fixation renforcée : poids maximum usager 225 kg (optimisée pour les réglages et la stabilité)

(\*) Pour des dossiers LT et MT plus larges (460 et 510 mm), possibilité de choisir entre fixation compacte ou renforcée (HD).

Pas de supplément.

# JAY J3 Back - choix du galbe

## Galbe profond (DC)

- soutien latéral prononcé
- profondeur de galbe : 150 mm et 180 mm
- charge utile max. : 225 kg



Largeur du dossier JAY J3	
Largeur du fauteuil (mesurée d'un bord extérieur à l'autre)	
Dimensions intérieures	

36	41	46	51
360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
280 mm	330 mm	380 mm	430 mm

↓ Hauteur du dossier ↓	
Thoracique inférieur (LT)	court (S) - 17
	moyen (M) - 20
	grand (T) - 24


↓ Hauteur du dossier ↓	
Thoracique moyen (MT)	court (S) - 30
	moyen (M) - 34
	grand (T) - 38


↓ Hauteur du dossier ↓	
Thoracique supérieur (UT)	court (S) - 42
	moyen (M) - 46
	moyen (M) - 46**
	grand (T) - 50
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)	

CHF 1'410			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J3DCUTS36	J3DCUTS41	J3DCUTS46	J3DCUTS51
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J3DCUTM36	J3DCUTM41	J3DCUTM46	J3DCUTM51
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	J3XDCUTM41	J3XDCUTM46	J3XDCUTM51
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J3DCUTT36	J3DCUTT41	J3DCUTT46	J3DCUTT51

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

↓ Hauteur du dossier ↓	
Hauteur d'épaule (SH)	court (S) - 53
	moyen (M) - 57
	grand (T) - 61
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)	

CHF 1'410			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J3DCSHS36	J3DCSHS41	J3DCSHS46	J3DCSHS51
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	J3DCSHM41	J3DCSHM46	J3DCSHM51
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		J3DCSHT46	J3DCSHT51

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Les dossiers UT & SH sont toujours livrés avec fixation renforcée (HD)

Fixation renforcée : poids maximum usager 225 kg (optimisée pour les réglages et la stabilité)

\*\* Profondeur de galbe 180 mm

## Galbe profond central (MDC)

- soutien latéral à mi-hauteur
- profondeur de galbe : 150 mm et 180 mm
- charge utile max. : dépend de la configuration



Largeur du dossier JAY J3	
Largeur du fauteuil (mesurée d'un bord extérieur à l'autre)	
Dimensions intérieures	

31	36	41	46	51
310-360 mm	360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
230 mm	280 mm	330 mm	380 mm	430 mm

↓ Hauteur du dossier ↓	
Thoracique	court (S) - 17
	inférieur (LT)
moyen (M) - 20	
grand (T) - 24	

CHF 1'410				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	J3MDCLTM36	J3MDCLTM41	J3MDCLTM46	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	J3MDCLTT36	J3MDCLTT41	J3MDCLTT46	J3MDCLTT51
				<input type="checkbox"/>
				J3MDCLTT51HD (*)

↓ Hauteur du dossier ↓	
Thoracique	court (S) - 30
	moyen (MT)
moyen (M) - 34	
grand (T) - 38	
grand (T) - 38**	

CHF 1'410				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J3MDCMTS31	J3MDCMTS36	J3MDCMTS41	J3MDCMTS46	J3MDCMTS51
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			J3MDCMTS46HD (*)	J3MDCMTS51HD (*)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J3MDCMTM31	J3MDCMTM36	J3MDCMTM41	J3MDCMTM46	J3MDCMTM51
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			J3MDCMTM46HD (*)	J3MDCMTM51HD (*)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J3MDCMTT31	J3MDCMTT36	J3MDCMTT41	J3MDCMTT46	J3MDCMTT51
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			J3MDCMTT46HD (*)	J3MDCMTT51HD (*)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		J3XMDCMTT41	J3XMDCMTT46	J3XMDCMTT51
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			J3XMDCMTT46HD(*)	J3XMDCMTT51HD(*)

↓ Hauteur du dossier ↓	
Thoracique supérieur	court (S) - 42
	moyen (M) - 46
(UT)	moyen (M) - 46**
	grand (T) - 50
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)	

CHF 1'410				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J3MDCUTS31	J3MDCUTS36	J3MDCUTS41	J3MDCUTS46	J3MDCUTS51
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	J3MDCUTM36	J3MDCUTM41	J3MDCUTM46	J3MDCUTM51
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		J3XMDCUTM41	J3XMDCUTM46	J3XMDCUTM51
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	J3MDCUTT36	J3MDCUTT41	J3MDCUTT46	J3MDCUTT51

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

↓ Hauteur du dossier ↓	
Hauteur d'épaule (SH)	court (S) - 53
	moyen (M) - 57
grand (T) - 61	
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)	

CHF 1'410				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	J3MDCSHS36	J3MDCSHS41	J3MDCSHS46	J3MDCSHS51
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		J3MDCSHM41	J3MDCSHM46	J3MDCSHM51
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			J3MDCSHT46	J3MDCSHT51

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Le dossier MT est livré avec fixation compacte, les dossiers UT & SH avec fixation renforcée

Fixation compacte : poids maximum usager (charge utile max.) 136 kg (optimisée pour la légèreté)


Fixation renforcée : poids maximum usager 225 kg (optimisée pour les réglages et la stabilité)

(\*) Pour des dossiers LT et MT plus larges (460 et 510 mm), possibilité de choisir entre fixation compacte ou renforcée (HD).

Pas de supplément.

\*\* Profondeur de galbe 180 mm

# JAY J3 BACK - ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES


<b>SAC À ACCESSOIRES</b>		Largeur en cm	32	36	41	46	51	CHF	
ABJ3BCFww	Sac à accessoires		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70	
<b>APPUI-TÊTES</b> (seulement disponible où appui-tête est mentionné sur la première page)								CHF	
<b>Choisir svp 1 mode de fixation et 1 coussin</b>									
<b>Mode de fixation pour appui-tête</b>									
J3EUHDXH	<input type="checkbox"/>	Whitmyer AXYS, support d'appui-tête, fixation incluse (seulement pour JAY J3 Back)						312	
J3EUHDFH	<input type="checkbox"/>	Whitmyer COBRA XTRA, support d'appui-tête, fixation incluse, rabattable (seulement pour JAY J3 Back)						644	
J3EUUHM	<input type="checkbox"/>	Fixation universelle pour appui-tête (pour différents appui-têtes)						96	
<b>Coussin pour appui-tête</b>									
P100L	<input type="checkbox"/>	Whitmyer coussin plush, 235 mm						155	
P300L	<input type="checkbox"/>	Whitmyer coussin galbé, 250 mm						175	
<b>PELOTES LATÉRALES</b> (pas compatibles avec tous les dossier, voir page 1)								CHF	
<b>&lt;- gauche</b>		<b>Pelotes latérales, support incl.</b>				<b>droite -&gt;</b>			
<b>support fixe</b>		<i>profondeur 10 cm</i>		<i>profondeur 15 cm</i>		<i>profondeur 10 cm</i>		<i>profondeur 15 cm</i>	
<i>hauteur 10 cm</i>	<input type="checkbox"/>	J3LAT1010FXLH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1510FXLH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1010FXRH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1510FXRH	142
<i>hauteur 12 cm</i>	<input type="checkbox"/>	J3LAT1012FXLH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1512FXLH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1012FXRH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1512FXRH	142
<i>hauteur 15 cm</i>	<input type="checkbox"/>	J3LAT1015FXLH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1515FXLH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1015FXRH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1515FXRH	142
<b>support escamotables &amp; réglables en angle</b>		<i>profondeur 10 cm</i>		<i>profondeur 15 cm</i>		<i>profondeur 10 cm</i>		<i>profondeur 15 cm</i>	
<i>hauteur 10 cm</i>	<input type="checkbox"/>	JLATSA1010LH	<input type="checkbox"/>	JLATSA1510LH	<input type="checkbox"/>	JLATSA1010RH	<input type="checkbox"/>	JLATSA1510RH	232
<i>hauteur 12 cm</i>	<input type="checkbox"/>	JLATSA1012LH	<input type="checkbox"/>	JLATSA1512LH	<input type="checkbox"/>	JLATSA1012RH	<input type="checkbox"/>	JLATSA1512RH	232
<i>hauteur 15 cm</i>	<input type="checkbox"/>	JLATSA1015LH	<input type="checkbox"/>	JLATSA1515LH	<input type="checkbox"/>	JLATSA1015RH	<input type="checkbox"/>	JLATSA1515RH	232
									
<b>KIT DE POSITIONNEMENT</b>			Largeur en cm	36	41	46	51	CHF	
J3SPNK1ww	Mini Fit Kit I			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	191	
J3SPNK2ww	Mini Fit Kit II			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	286	
J3SPNKEU	<input type="checkbox"/>	Boîte de positionnement pour Jay J3 Back						478	
J3HWKEU	<input type="checkbox"/>	Boîte d'accessoires pour Jay J3 Back						1'145	
<b>CEINTURE</b> (pas compatibles avec tous les dossier, voir les deux premières pages)				S	M	L	XL	CHF	
J3HRNPASw	Sangle rembourrée (harnais à 2 points)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	152	
J3HRNCOHw	Harnais à ouverture centrale (harnais à 4 points)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	229	
<b>PIÈCES DÉTACHÉES</b> (livrées à part)			SB	36	41	46	51	CHF	
J3SPNSLww	Support lombaire petit <i>(1 pièce est toujours livrée avec le dossier)</i>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	77	
J3SPNLLww	Support lombaire large <i>(1 pièce est toujours livrée avec le dossier)</i>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	77	
J3SPNWEww	Cale			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	77	
							Prix à l'unité	Quantité	Total
J3SPNCRS	<input type="checkbox"/>	Cale de distance courbée					77		
J3SPNFLS	<input type="checkbox"/>	Cale de distance plate					77		
J3SPNPLP	<input type="checkbox"/>	Postérieur/latéral Pelvien					77		
J3SPNLLS	<input type="checkbox"/>	Cale de distance latéral (pelote)					77		
J3SPNSBB	<input type="checkbox"/>	Petit sacco					77		
J3SPNLBB	<input type="checkbox"/>	Large sacco					77		
<b>JAY J3 Back - prix de base</b>								<b>CHF</b>	
Total des suppléments									
Emballage et participation aux frais d'expédition								13	
Prix hors TVA									
TVA 8.1%									
<b>Prix T.T.C.</b>									


## Informations sur le dossier JAY J3 Back


<b>Positionnement : Mini Fit Kit I</b>		<b>Quantité</b>
J3SPNK1ww	Mini Fit Kit I (tailles disponibles : LS 36 cm; 41 cm; 46 cm et 51 cm)	dans le kit
J3SPNWEww	Cale	3
J3SPNLS	Cale de distance latéral	2
J3SPNLP	Postérieur/latéral Pelvien	2



<b>Positionnement : Mini Fit Kit II</b>		<b>Quantité</b>
J3SPNK2ww	Mini Fit Kit II (tailles disponibles : LS 36 cm; 41 cm; 46 cm et 51 cm)	dans le kit
J3SPNWEww	Cale	5
J3SPNLS	Cale de distance latéral	2
J3SPNLP	Postérieur/latéral Pelvien	2
J3SPNLLww	Support lombaire large	1
J3SPNFL	Cale de distance plate	1
J3SPNCR	Cale de distance courbée	1



<b>Boîte de positionnement pour dossier Jay J3 Back</b>		<b>Quantité</b>
J3SPNKEU	Boîte de positionnement pour dossier Jay J3 Back contenant :	dans le kit
	J3SPNLL36 Support lombaire large	2
	J3SPNSL36 Support lombaire petit	2
	J3SPNWE36 Cale	16
	J3SPNCR Cale de distance courbée	2
	J3SPNFL Cale de distance plate	2
	J3SPNLP Postérieur/latéral Pelvien	2
	J3SPNLS Cale de distance latéral	2
	J3SPNBS Petit coussin	2
	J3SPNBL Grand coussin	2



<b>Boîte d'accessoires pour Jay J3 Back</b>		<b>Quantité</b>
J3HWKEU	Boîte d'accessoires pour Jay J3 Back contenant :	dans le kit
	J3EUHDXH Whitmyer AXYS, support d'appui-tête, fixation incluse	1
	J3EUHDFH Whitmyer COBRA XTRA, support d'appui-tête, fixation incluse, rabattable	1
	P1000L Whitmyer coussin plush, 235 mm	1
	P300L Whitmyer coussin galbé, 250 mm	1
	J3EULATFB Support pour pelotes latérales fixes pour J3 (gauche / droite)	2
	J3EULATFP Kit de fixation pour pelotes latérales fixes pour J3	2
	J3EULATSABL Support pour pelotes latérales escamotables pour J3 gauche	1
	J3EULATSABR Support pour pelotes latérales escamotables pour J3 droite	1
	J3EULATSAP Kit de fixation pour pelotes latérales escamotables du J3	2
	Toutes les pelotes latérales à tester	
	10 x 10 pelote latérale	2
	15 x 12 pelote latérale	2
	15 x 15 pelote latérale	2
	J3HRNCOM Harnais à ouverture centrale M (harnais à 4 points)	1
	J3HRNPSM Sangle rembourrée, taille M (harnais à 2 points)	1
	J3HRNPSX Sangle rembourrée, taille XL (harnais à 2 points)	1
	J3EUUHM Fixation universelle pour appui-tête (pour différents appui-têtes)	1



**Processus de mesure**

Nous recommandons une hauteur de dossier de 35 cm minimum sur le fauteuil roulant.

Poids env. 1,5 kg

**Galbe peu profond (SC)**

**Galbe moyen (MC)**

**Galbe profond (DC)  
Galbe profond central (MDC)**



(SC)

(MC)

(DC)

(MDC)

Largeurs de dossier disponibles

LD = Largeur du dossier

**31 cm**


**36 cm**

**41 cm**

**46 cm**

**51 cm**


**Thoracique inférieur (LT)**



**Hauteur du dossier**

HD 17 cm (S)  
HD 20 cm (M)  
HD 24 cm (T)


**Thoracique moyen (MT)**



HD 30 cm (S)  
HD 34 cm (M)  
HD 38 cm (T)

**Thoracique supérieur (UT)**

Appui-tête et ceinture disponible




HD 42 cm (S)  
HD 46 cm (M)  
HD 50 cm (T)

**Hauteur d'épaule (SH)**


Appui-tête et ceinture disponible



HD 53 cm (S)  
HD 57 cm (M)  
HD 61 cm (T)




**Processus de mesure :**  
Largeur du dos du patient  
(mesure intérieure)



**Fixation des pelotes latérales pour dossiers thoracique hauteur d'épaules & thoracique supérieur**




Fixation JAY J3 compacte



Fixation JAY J3 compacte















Fixation JAY J3 renforcée (HD)  
pour une plus grande stabilité



Fixation JAY J3 renforcée (HD)  
pour une plus grande stabilité






## Hauteur du dossier

 50 mm  Galbe peu profond (SC)	 80 mm  Galbe moyen (MC)	 150 mm  Galbe profond (DC)	 150 mm  Galbe profond central (MDC)	 180 mm  Galbe extra profond (XDC)	 180 mm  Galbe extra profond central (XMDC)
Inférieur (LT)					
Moyen (MT)	Moyen (MT)		Moyen (MT)		Moyen (MT)
Supérieur (UT)	Supérieur (UT)	Supérieur (UT)	Supérieur (UT)	Supérieur (UT)	Supérieur (UT)
Hauteur d'épaule (SH)	Hauteur d'épaule (SH)	Hauteur d'épaule (SH)	Hauteur d'épaule (SH)		

## Ceinture positionnement

 Sangle rembourrée	 Harnais à ouverture centrale	 Harnais à ouverture centrale
--	--	--

## Pelotes latérales

 Pelotes latérales fixes	 Pelotes latérales escamotables et réglables en angle	 Fixation 4 points
--	--	--

## Appui-tête

 Fixation universelle pour appui-tête	 Fixation standard	 Whitmyer coussin plush	 Whitmyer coussin galbé	 Sac à accessoires
 Whitmyer AXYS, support d'appui-tête	 Whitmyer COBRA XTRA, support d'appui-tête	 Appui-tête complètement assemblé		