


\*\*Profondeur de galbe 180 mm

dresse de facturation ou n° cl	lient		Adresse de livraison	
' client			N° client	
om			Nom	
ıe			Rue	
PA/Lieu			NPA/Lieu	
mail			E-mail	
el.			Tél.	
ata da aammanda				
ate de commande				
ommission			<b>.</b>	
ommandé par			Notre no° de commande	9
☐ Commande [	☐ Devis		E-mail service clientèle	e : cs@sunrisemedical.ch
		CR AS E	Charge utile max.:	136 kg
Prix hors TVA		16840-4	Charge utile max. (Heavy D	uty): 225 kg
Prix de vente recommandé		N. STE	Poids de l'utilisateur :	
1a. Préciser les besoins en position	nement latéral (profondeu	r de galbe 150 mm ou ex	tra-profond 180 mm = X)	ex. : art. X
n° 1b. Clarifier les besoins du positionr	nement latéral (SC MC M	DC ou DC)		MDC
2. Clarifier les besoins du niveau d	e support (LT, MT, UT ou	SH)		MT T
<ul><li>3. Choisir la hauteur du dossier ap</li><li>4. Mesurer la largeur du dossier/tro</li></ul>			à avec les largeurs du dession	41
5. Choisir les options et éléments d	d'adaptation			J3 X MDC MT 1 41
			c les numéros d'article d ofondeur, largeur et angl	
Non disponible	<b>A</b>			A
			150 mm	150 mm
	50 mm	80 mm	180 mm	180 mm
	Galbe peu profond	Galbe moyen	Galbe profond	Galbe profond central
Mesures en cm	(SC)	(MC)	(DC)	(MDC)
Largeur du dossier	31 36 41 46 51	31 36 41 46 51	36 41 46 51	31   36   41   46   51
Hauteur du dossier	CHF 1'180			CHF 1'410
Thoracique court (S) - 17	<b>√ √ √</b>			
inférieur moyen (M) - 20	<b>4 4 4</b>			<b>✓ ✓</b>
<b>(LT)</b> grand (T) - 24	<b>√ √ √ √</b> *			✓ ✓ ✓ ✓*
Hauteur du dossier	CHF 1'180	CHF 1'280		CHF 1'410
Thoracique court (S) - 30	<b>√ √ √</b> * <b>√</b> *	<b>√ √ √ * √</b> *		<b>√ √ √</b> * <b>√</b> *
moyen (M) - 34	<b>√ √ √</b> * <b>√</b> *	<b>√ √ √ * √</b> *		✓ ✓ ✓ ✓* ✓*
(MT) grand (T) - 38	<b>√ √ √</b> * <b>√</b> *	<b>√ √ √</b> * <b>√</b> *		✓ ✓ ✓ ✓* ✓*
grand (T) - 38**				✓ ✓* ✓*
Hauteur du dossier	CHF 1'180	CHF 1'280	CHF 1'410	CHF 1'410
Thoracique court (S) - 42	<b>1 1 1 1</b>	<b>4 4 4 4</b>	<b>4 4 4</b>	<b>√ √ √ √</b>
supérieur moyen (M) - 46	4 4 4	<b>4 4 4</b>	<b>√ √ √</b>	<b>√ √ √</b>
(0.4) 40**				
moyen (M) - 46**				
(UT) grand (T) - 50	<b>* * * *</b>	<b>4 4 4</b>	<b>V V V</b>	<b>* * * *</b>
, ,				<b>4 4 4</b>
(UT) grand (T) - 50  Toujours avec fixation HD (Heave Duty)	4 4 4 4	Pelotes latérales, ap	<b>4 4 4</b>	<b>4 4 4</b>
(UT) grand (T) - 50  Toujours avec fixation HD (Heave Duty)  Hauteur du dossier			pui-tête et ceinture dispo	nibles
(UT) grand (T) - 50  Toujours avec fixation HD (Heave Duty)	CHF 1'180	Pelotes latérales, ap	pui-tête et ceinture dispo	nibles  CHF 1'410
(UT) grand (T) - 50  Toujours avec fixation HD (Heave Duty)  Hauteur du dossier  Hauteur court (S) - 53	CHF 1'180	Pelotes latérales, ap  CHF 1'280	pui-tête et ceinture dispo	nibles  CHF 1'410

\*Commande possible avec fixation renforcée (HD) (225 kg); pas de supplément

## Galbe peu profond (SC)

- soutien latéral modéré
- profondeur de galbe : 50 mm
- charge utile max. : dépend de la configuration



Largeur du dossier JAY J3			
Mesuré du bord extérieur tube			
d'assise au bord ext. tube d'assise			
Dimensions intérieures			

31	36	41	46	51
310-360 mm	360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
280 mm	330 mm	380 mm	430 mm	480 mm

↓ Hauteur du dossier ↓			
Thoracique	court <b>(S)</b> - 17		
inférieur	moyen <b>(M)</b> - 20		
(LT)			
	grand <b>(T)</b> - 24		

		CHF 1'180		
	J3SCLTS36	J3SCLTS41	J3SCLTS46	
J3SCLTM31	J3SCLTM36	J3SCLTM41	J3SCLTM46	
J3SCLTT31	J3SCLTT36	J3SCLTT41	J3SCLTT46	J3SCLTT51
				J3SCLTT51 <b>HD</b> (*)

↓ Haute	↓ Hauteur du dossier ↓			
	·			
Thoracique	court <b>(S)</b> - 30			
moyen				
	(B.B) 0.4			
	moyen <b>(M)</b> - 34			
(MT)				
	grand <b>(T)</b> - 38			
	grand <b>(1) -</b> 36			

	CHF 1'180				
J3SCMTS31	J3SCMTS36	J3SCMTS41	J3SCMTS46	J3SCMTS51	
			J3SCMTS46 <b>HD</b> (*)	J3SCMTS51 <b>HD</b> (*)	
J3SCMTM31	J3SCMTM36	J3SCMTM41	J3SCMTM46	J3SCMTM51	
			J3SCMTM46 <b>HD</b> (*)	J3SCMTM51 <b>HD</b> (*)	
J3SCMTT31	J3SCMTT36	J3SCMTT41	J3SCMTT46	J3SCMTT51	
			J3SCMTT46 <b>HD</b> (*)	J3SCMTT51 <b>HD</b> (*)	

↓ Hauteur du dossier ↓			
Thoracique	court <b>(S)</b> - 42		
supérieur	moyen <b>(M)</b> - 46		
(UT)	grand <b>(T)</b> - 50		
Toujours avec fixation HD			

	CHF 1'180				
J3SCUTS31	J3SCUTS36	J3SCUTS41	J3SCUTS46	J3SCUTS51	
	J3SCUTM36	J3SCUTM41	J3SCUTM46	J3SCUTM51	
	J3SCUTT36	J3SCUTT41	J3SCUTT46	J3SCUTT51	

Toujours avec fixation HD (Heave Duty)

Pelotes	latérales,	, appui-tête et	ceinture	disponibles
---------	------------	-----------------	----------	-------------

↓ Hauteur du dossier ↓				
Hauteur	court <b>(S)</b> - 53			
d'ápaula				
d'épaule	moyen <b>(M)</b> - 57			
(SH)	, , ,			
, ,	grand <b>(T)</b> - 61			
Toujours avec fixation HD				

(Heave Duty)

CHF 1'180				
	J3SCSHS36	J3SCSHS41	J3SCSHS46	J3SCSHS51
		J3SCSHM41	J3SCSHM46	J3SCSHM51
			J3SCSHT46	J3SCSHT51

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Les dossiers LT & MT sont livrés avec fixation compacte; les dossiers UT & SH avec fixation renforcée

Fixation compacte : poids maximum usager (charge utile max.) 136 kg (optimisée pour la légèreté)

Fixation renforcée : poids maximum usager 225 kg (optimisée pour les réglages et la stabilité)

(\*) Pour des dossiers LT et MT plus larges (460 et 510 mm), possibilité de choisir entre fixation compacte ou renforcée (HD). Pas de supplément.

### Galbe moyen (MC)

- soutien latéral moyen
- profondeur de galbe : 80 mm
- charge utile max. : dépend de la configuration



Largeur du dossier JAY J3
Mesuré du bord extérieur tube
d'assise au bord ext. tube d'assise
Dimensions intérieures

31	36	41	46	51
310-360 mm	360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
245 mm	295 mm	345 mm	395 mm	445 mm

↓ Hauteur du dossier ↓		
Thoracique	court <b>(S)</b> - 17	
inférieur		
illielleui	moyen <b>(M)</b> - 20	
(LT)		
	grand <b>(T)</b> - 24	

<b>↓ Hauteur du dossier ↓</b>			
↓ ⊓aute	ur au aossier 🗼		
Thoracique	court <b>(S)</b> - 30		
moyen			
	moyen <b>(M)</b> - 34		
(MT)			
(,			
	grand <b>(T)</b> - 38		

	CHF 1'280				
J3MCMTS31	J3MCMTS36	J3MCMTS41	J3MCMTS46	J3MCMTS51	
			J3MCMTS46 <b>HD</b> (*)	J3MCMTS51 <b>HD</b> (*)	
J3MCMTM31	J3MCMTM36	J3MCMTM41	J3MCMTM46	J3MCMTM51	
			J3MCMTM46 <b>HD</b> (*)	J3MCMTM51 <b>HD</b> (*)	
J3MCMTT31	J3MCMTT36	J3MCMTT41	J3MCMTT46	J3MCMTT51	
		·	J3MCMTT46 <b>HD</b> (*)	J3MCMTT51 <b>HD</b> (*)	

↓ Hauteur du dossier ↓			
Thoracique	court <b>(S)</b> - 42		
supérieur	moyen <b>(M)</b> - 46		
(UT)	grand <b>(T)</b> - 50		
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)			

	CHF 1'280			
J3MCUTS31	J3MCUTS36	J3MCUTS41	J3MCUTS46	J3MCUTS51
	J3MCUTM36	J3MCUTM41	J3MCUTM46	J3MCUTM51
	J3MCUTT36	J3MCUTT41	J3MCUTT46	J3MCUTT51

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

↓ Hauteur du dossier ↓			
Hauteur	court <b>(S)</b> - 53		
d'épaule	moyen <b>(M)</b> - 57		
(SH)	meyen (my er		
, ,	grand <b>(T)</b> - 61		
Toujours avec fixation HD			
(Heave Duty)			

CHF 1'280				
	J3MCSHS36	J3MCSHS41	J3MCSHS46	J3MCSHS51
		J3MCSHM41	J3MCSHM46	J3MCSHM51
			J3MCSHT46	J3MCSHT51

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Le dossier MT est livré avec fixation compacte, les dossiers UT & SH avec fixation renforcée

Fixation compacte : poids maximum usager (charge utile max.) 136 kg (optimisée pour la légèreté)

Fixation renforcée : poids maximum usager 225 kg (optimisée pour les réglages et la stabilité)

(\*) Pour des dossiers LT et MT plus larges (460 et 510 mm), possibilité de choisir entre fixation compacte ou renforcée (HD). Pas de supplément.

#### JAY J3 Back - choix du galbe


### Galbe profond (DC)

• soutien latéral prononcé

• profondeur de galbe : 150 mm et 180 mm

• charge utile max. : 225 kg





Largeur du dossier JAY J3
Mesuré du bord extérieur tube
d'assise au bord ext. tube d'assise
Dimensions intérieures

36	41	46	51
360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
280 mm	330 mm	380 mm	430 mm

<b>↓ Hauteur du dossier ↓</b>					
¥ 1111	¥ 1100000011 010 0100101				
Thoracique	court <b>(S)</b> - 17				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3341 <b>(3)</b> 11				
inférieur					
IIIIeiieui	moyen (M) - 20				
(1 T)	meyen (m) Ze				
(LT)					
	grand <b>(T)</b> - 24				

↓ Hauteur du dossier ↓					
Thoracique	court <b>(S)</b> - 30				
moyen	moyen <b>(M)</b> - 34				
(MT)	, , ,				
	grand <b>(T)</b> - 38				

↓ Hauteur du dossier ↓		
Thoracique	court <b>(S)</b> - 42	
supérieur		
Superieur	moyen <b>(M)</b> - 46	
	moyen <b>(M)</b> - 46**	
(UT)		
	grand <b>(T)</b> - 50	
Toujours avec fixation HD		
(Heave Duty)		

	CHF 1'410					
J3DCUTS36	J3DCUTS41	J3DCUTS46	J3DCUTS51			
J3DCUTM36	J3DCUTM41	J3DCUTM46	J3DCUTM51			
J3XDCUTM41		J3XDCUTM46	J3XDCUTM51			
J3DCUTT36	J3DCUTT41	J3DCUTT46	J3DCUTT51			

#### Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

↓ Hauteur du dossier ↓					
Hauteur	court <b>(S)</b> - 53				
d'épaule	moyen <b>(M)</b> - 57				
(SH)					
	grand <b>(T)</b> - 61				
Toujours avec fixation HD					
(Heave Duty)					

CHF 1'410					
J3DCSHS36	J3DCSHS41	J3DCSHS46	J3DCSHS51		
J3DCSHM41		J3DCSHM46	J3DCSHM51		
		J3DCSHT46	J3DCSHT51		

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Les dossiers UT & SH sont toujours livrés avec fixation renforcée (HD)

Fixation renforcée : poids maximum usager 225 kg (optimisée pour les réglages et la stabilité)

<sup>\*\*</sup> Profondeur de galbe 180 mm

#### Galbe profond central (MDC)

- soutien latéral à mi-hauteur
- profondeur de galbe : 150 mm et 180 mm
- charge utile max. : dépend de la configuration



Largeur du dossier JAY J3			
Mesuré du bord extérieur tube			
d'assise au bord ext. tube d'assise			
Dimensions intérieures			

31	36	41	46	51
310-360 mm	360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
230 mm	280 mm	330 mm	380 mm	430 mm

↓ Hauteur du dossier ↓			
Thoracique court (S) -			
inférieur	moyen <b>(M)</b> - 20		
(LT)	grand <b>(T)</b> - 24		

 	200	000	000		
CHF 1'410					
	J3MDCLTM36	J3MDCLTM41	J3MDCLTM46		
	J3MDCLTT36	J3MDCLTT41	J3MDCLTT46	J3MDCLTT51	
				J3MDCLTT51 <b>HD</b> (*)	

↓ Haute	ur du dossier ↓
Thoracique	court <b>(S)</b> - 30
moyen	
	moyen <b>(M)</b> - 34
(MT)	
	grand <b>(T)</b> - 38
	grand <b>(T)</b> - 38**

				( )
		OUE 414	10	
		CHF 1'4	10	
J3MDCMTS31	J3MDCMTS36	J3MDCMTS41	J3MDCMTS46	J3MDCMTS51
			J3MDCMTS46 <b>HD</b> (*)	J3MDCMTS51 <b>HD</b> (*)
J3MDCMTM31	J3MDCMTM36	J3MDCMTM41	J3MDCMTM46	J3MDCMTM51
			J3MDCMTM46 <b>HD</b> (*)	J3MDCMTM51 <b>HD</b> (*)
J3MDCMTT31	J3MDCMTT36	J3MDCMTT41	J3MDCMTT46	J3MDCMTT51
			J3MDCMTT46 <b>HD</b> (*)	J3MDCMTT51 <b>HD</b> (*)
		J3XMDCMTT41	J3XMDCMTT46	J3XMDCMTT51
			J3XMDCMTT46 <b>HD</b> (*)	J3XMDCMTT51 <b>HD</b> (*)

↓ Hauteur du dossier ↓					
Thoracique	court <b>(S)</b> - 42				
supérieur					
Superieur	moyen <b>(M)</b> - 46				
	moyen <b>(M)</b> - 46**				
(UT)					
	grand <b>(T)</b> - 50				
Toujours avec fixation HD					
(Heave Duty)					

	CHF 1'410						
J3MDCUTS31	J3MDCUTS36	J3MDCUTS41	J3MDCUTS46	J3MDCUTS51			
	J3MDCUTM36	J3MDCUTM41	J3MDCUTM46	J3MDCUTM51			
		J3XMDCUTM41	J3XMDCUTM46	J3XMDCUTM51			
	J3MDCUTT36	J3MDCUTT41	J3MDCUTT46	J3MDCUTT51			

(Heave Duty)

CHF 1'410						
	J3MDCSHS36	J3MDCSHS41	J3MDCSHS46	J3MDCSHS51		
		J3MDCSHM41	J3MDCSHM46	J3MDCSHM51		
			I3MDCSHT46	I3MDCSHTE1		

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Le dossier MT est livré avec fixation compacte, les dossiers UT & SH avec fixation renforcée

Fixation compacte : poids maximum usager (charge utile max.) 136 kg (optimisée pour la légèreté)

Fixation renforcée : poids maximum usager 225 kg (optimisée pour les réglages et la stabilité)

- (\*) Pour des dossiers LT et MT plus larges (460 et 510 mm), possibilité de choisir entre fixation compacte ou renforcée (HD). Pas de supplément.
- \*\* Profondeur de galbe 180 mm

		CCESSOIRES I	ET PIÈCES DI	ÉTAC	HÉES								
SAC À A	CC	ESSOIRES	Lar	geur en	cm	32	36		41	46		51	CHF
ABJ3BCFww		Sac à accessoires											71
APPUI-T	ÊTI	ES (seulement disponi	ble où appui-tête es	st menti	onné sur	· la première	page)						CHF
		Choisir svp 1 mode	de fixation et 1 cou	ussin									
Mode de fixation p													
J3EUHDXH		, 11	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						·			,	316
J3EUHDFH		Whitmyer COBRA XT					able (se	uleme	ent pour .	JAY J3	Back	)	651
J3EUUHM		Fixation universelle po	ur appui-tête (pour	différer	its appui	-têtes)							97
Coussin pour app													457
P1000L		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,											157
P300L		Whitmyer coussin gall											177
PELOTE	SL	ATÉRALES (pas co	mpatibles avec tous	s les do	ssier, vo	ir page 1)							CHF
	<- Q	auche	Pelotes la							oite ->			
support fixe		profondeur 10 cm	profondeur 15 cı			ondeur 10 cm			deur 15 cn				
hauteur 10 cm		J3LAT1010FXLH	□ J3LAT1510F			_AT1010FXR			AT1510F				144
hauteur 12 cm		J3LAT1012FXLH	□ J3LAT1512F			_AT1012FXR			AT1512F				144
hauteur 15 cm	_	J3LAT1015FXLH	□ J3LAT1515F	FXLH	□ J3I	_AT1015FXR	RH   $\square$	J3L/	\T1515F	XRH			144
support escamotabl									-1 45	_			
réglables en a	_	profondeur 10 cm JLATSA1010LH	profondeur 15 cı  ☐ JLATSA151			ondeur 10 cm ATSA1010R	<del></del>		<i>deur 15 cr</i> TSA1510				225
hauteur 10 cm		JLATSA1010LH JLATSA1012LH	☐ JLATSA151☐ JLATSA151			ATSA1010R ATSA1012R			TSA1510		1		235 235
hauteur 12 cm hauteur 15 cm		JLATSA1012LH JLATSA1015LH	☐ JLATSA151			ATSA1012R ATSA1015R			TSA1512		A. Acres		235
nauteur 15 cm		JLATSATOTSLIT	U JLATSATST	SLIT	□ JL	ATSATUTSK	п	JLA	1341313	OKII			233
KIT DE F	208	ITIONNEMENT			Lar	geur en cm	3	6	41	46	5	51	CHF
J3SPNK1ww		Mini Fit Kit I											193
J3SPNK2ww		Mini Fit Kit II											289
J3SPNKEU		Boîte de positionneme	ent pour Jay J3 Bac	k			•	•	•			•	483
J3HWKEU		Boîte d'accessoires po	our Jay J3 Back										1'157
CEINTUI	RE	(pas compatibles avec	tous les dossier, vo	oir les de	eux prem	nières pages)	) 5	3	М	L		XL	CHF
J3HRNPASw		Sangle rembourrée (h			<u> </u>	1 0 /		1			Т		154
J3HRNCOHw		Harnais à ouverture co	entrale (harnais à 4	points)									232
PIÈCES	DÉ.	TACHÉES (livrées à	part)			SB	3	6	41	46	5	51	CHF
J3SPNSLww		Support lombaire petit		est touj	ours livrée	e avec le dossi	ier) 🗆						80
J3SPNLLww		Support lombaire large				e avec le dossi							80
J3SPNWEww		Cale						]					80
							•	•	Prix a	à l'unité	0	uantité	Total
J3SPNCRS		Cale de distance court	née						1 11/4	80	<b>→</b>	dantito	Total
J3SPNFLS		Cale de distance plate								80			
J3SPNPLP		Postérieur/latéral Pelv	rien							80			
J3SPNLLS		Cale de distance latéra								80			
J3SPNSBB		Petit sacco	,							80			
J3SPNLBB		Large sacco								80	1		
											•		
JAY J3 Back - p	rix	de base											CHF
Total des supplé	me	nts											
Emballage et pa	rtici	pation aux frais d'e	xpédition				Par o	loss	ier = C	HF 13			
Prix hors TVA													
TVA 8.1%											+		
Prix T.T.C.											1		
1 11X 1.11.O.													

#### Informations sur le dossier JAY J3 Back

Positionnement : Mini Fit Kit I			Quantité
J3SPNK1ww	Mini Fit Kit I (tailles disp	onibles : LS 36 cm; 41 cm; 46 cm et 51 cm)	dans le kit
	J3SPNWEww	Cale	3
	J3SPNLS	Cale de distance latéral	2
	J3SPNLP	Postérieur/latéral Pelvien	2



P	Positionnement : Mini Fit Kit II		
J3SPNK2ww	Mini Fit Kit II (tailles disp	ponibles: LS 36 cm; 41 cm; 46 cm et 51 cm)	dans le kit
	J3SPNWEww	Cale	5
	J3SPNLS	Cale de distance latéral	2
	J3SPNLP	Postérieur/latéral Pelvien	2
	J3SPNLLww	Support lombaire large	1
	J3SPNFL	Cale de distance plate	1
	J3SPNCR	Cale de distance courbée	1



Boîte	de positionnem	ent pour dossier Jay J3 Back	Quantité
J3SPNKEU Bo	îte de positionnemen	t pour dossier Jay J3 Back contenant :	dans le kit
	J3SPNLL36	Support lombaire large	2
	J3SPNSL36	Support lombaire petit	2
	J3SPNWE36	Cale	16
	J3SPNCR	Cale de distance courbée	2
JAY 3	J3SPNFL	Cale de distance plate	2
	J3SPNLP	Postérieur/latéral Pelvien	2
	J3SPNLS	Cale de distance latéral	2
	J3SPNBS	Petit coussin	2
	J3SPNBL	Grand coussin	2

	Boîte d'accessoires po	our Jay J3 Back	Quantité
J3HWKEU	Boîte d'accessoires pou	r Jay J3 Back contenant :	dans le kit
	J3EUHDXH	Whitmyer AXYS, support d'appui-tête, fixation incluse	1
	J3EUHDFH	Whitmyer COBRA XTRA, support d'appui-tête, fixation incluse, rabattable	1
	P1000L	Whitmyer coussin plush, 235 mm	1
	P300L	Whitmyer coussin galbé, 250 mm	1
	J3EULATFB	Support pour pelotes latérales fixes pour J3 (gauche / droite)	2
	J3EULATFP	Kit de fixation pour pelotes latérales fixes pour J3	2
	J3EULATSABL	Support pour pelotes latérales escamotables pour J3 gauche	1
	J3EULATSABR	Support pour pelotes latérales escamotables pour J3 droite	
	J3EULATSAP	Kit de fixation pour pelotes latérales escamotables du J3	2
	Toutes les pelote	es latérales à tester	
		10 x 10 pelote latérale	2
		15 x 12 pelote latérale	2
		15 x 15 pelote latérale	2
	J3HRNCOM	Harnais à ouverture centrale M (harnais à 4 points)	1
	J3HRNPSM	Sangle rembourrée, taille M (harnais à 2 points)	1
	J3HRNPSX	Sangle rembourrée, taille XL (harnais à 2 points)	1
	J3EUUHM	Fixation universelle pour appui-tête (pour différents appui-têtes)	1

# Processus de mesure Nous recommandons une hauteur de dossier de 35 cm minimum sur le fauteuil roulant. Galbe peu profond (SC) Galbe moyen (MC) (SC) (MC)



Poids env. 1,5 kg


Galbe profond (DC) Galbe profond central (MDC)








(SC)	(MC)		(DC)	(MDC)		
Largeurs de dossier disponibles	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	51 cm	

LD = Largeur du dossier		
	LD 	Hauteur du dossier
Thoracique inférieur (LT)		HD 17 cm (S) HD 20 cm (M) HD 24 cm (T)










Processus de mesure : Largeur du dos du patient (mesure intérieure)




Fixation des pelotes latérales pour dossiers thoracique hauteur d'épaules & thoracique supérieur



Hauteur d'épaule (SH)

Appui-tête et ceinture disponible

**Fixation JAY J3 compacte** 




**Fixation JAY J3 compacte** 




Fixation JAY J3 renforcée (HD) pour une plus grande stabilité



Fixation JAY J3 renforcée (HD) pour une plus grande stabilité







Pelotes latérales fixes



Pelotes latérales escamotables et réglables en angle



**Fixation 4 points** 

Appui-tête

Fixation universelle pour appui-tête



Fixation standard



Whitmyer coussin plush



Whitmyer coussin galbé



Sac à accessoires



Whitmyer AXYS, support d'appui-tête



Whitmyer COBRA XTRA, support d'appui-tête



Appui-tête complètement assemblé