



PODUSZKI JAY

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

ClimaZone

- Lekka poduszka sprawdza się przy obciążeniu bariatrycznym do 254 kg
- Regulacja temperatury dzięki pokrowcowi CoolOver
- Dla umiarkowanej ochrony skóry i łagodnego do umiarkowanego wsparcia postawy, wersja wyprofilowana dostępna dla wysokich do maksymalnych potrzeb w zakresie wsparcia postawy

Lekka poduszka umożliwiająca cyrkulację powietrza w celu zmniejszenia wydzielania potu i wilgoci. Rewolucyjna konstrukcja, która zmniejsza nacisk za pomocą włókien zawieszonych w powietrzu, które promują przepływ powietrza i zintegrowanej tkaniny CoolOver do regulacji temperatury skóry. Jest to poduszka do zarządzania ciepłem i wilgocią na powierzchni siedziska - oferowana również w rozmiarach i nośności bariatrycznej.

Pokrowiec:

- 1. Pokrowiec CoolOver:** reguluje temperaturę skóry, zapobiegając jej uszkodzeniom, odprowadza nadmiar ciepła ze skóry, ułatwia zatrzymywanie ciepła w razie potrzeby, utrzymuje optymalną temperaturę skóry
- 2. Pokrowiec Microclimatic:** 2-kierunkowa elastyczna tkanina dystansowa wspomaga krążenie i zmniejsza izolację skóry



Pianka:

Wspiera lepszą ogólną postawę podczas długotrwałego siedzenia

Rozłożenie ciężaru na mniej wrażliwe obszary zwiększa komfort użytkownika i zmniejsza nacisk na wrażliwe obszary.



Podwinięta przednia krawędź dla większego komfortu

Interliner
aby zapewnić dodatkową ochronę rdzenia, rozciągliwy, oddychający i odporny na zachłapanie

Profilowana Płaska

Dostępne w wersji płaskiej i wyprofilowanej, aby zaspokoić różne potrzeby związane z postawą ciała

Innowacyjna konstrukcja włókien wspomaga cyrkulację powietrza, zapobiegając gromadzeniu się ciepła i wilgoci.



Zeskanuj kod QR



str. internetowa



form. zam.

Te rozmiary są dostępne, prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia w celu uzyskania informacji o modyfikacjach lub rozmiarach specjalnych.

Waga poduszki	1,00 kg
Maks. waga użyt.	254 kg
Wysokość	50 mm i 80 mm
Szerokość	300 - 660 mm
Głębokość	300 - 600 mm

LowZone Switch

- Dwustronną poduszkę można odwracać i obracać w celu równomiernego zużycia
- Górna i dolna część z pianki z pamięcią kształtu
- Dla minimalnej lub łagodnej ochrony skóry i wsparcia postawy

Niezwykle łatwa w użyciu podstawowa poduszka z pianki z pamięcią kształtu z oryginalną konstrukcją warstwową, która umożliwia korzystanie z poduszki w dowolny sposób. Aby zmniejszyć ryzyko niewłaściwego użycia. Wrażliwa na temperaturę pianka memory zapewnia wsparcie przez cały dzień.


Pokrowiec:

1. Pokrowiec zmywalny: Wodoodporny, rozciągliwy w 4 kierunkach czarny pokrowiec z PU, umożliwiający skuteczne zanurzenie w poduszcze, łatwy do czyszczenia przez wycieranie lub pranie w temperaturze 60 stopni

2. Pokrowiec Microclimatic: (dostępny tylko jako część zapasowa): 2-kierunkowy elastyczny materiał, który wspomaga krążenie i odciąga część izolacji od skóry.



Pianka:



Zeskanuj kod QR



str. internetowa



form. zam.

Te rozmiary są dostępne, prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia w celu uzyskania informacji o modyfikacjach lub rozmiarach specjalnych.

Waga poduszki	0,90 kg
Maks. waga użyt.	114 kg
Wysokość	50 mm
Szerokość	300 - 600 mm
Głębokość	300 - 600 mm

LowZone+

- Wyprofilowana podstawa z 2-warstwowej pianki zapewnia użytkownikowi wygodę
- Największy zakres rozmiarów i opcje wykonania na miarę
- Dla łagodnej do umiarkowanej ochrony skóry i potrzeb wsparcia postawy, wersja wyprofilowana dostępna dla wysokich potrzeb wsparcia postawy


Specjalnie ukształtowana poduszka z pianki Visco zmniejsza nacisk na wrażliwe obszary i rozkłada ciężar na całej powierzchni siedziska, co zapewnia doskonałe ograniczenia wagi i adaptacje. Zgodna 2-warstwowa piankowa podstawa z wyprofilowanym otworem zapewnia użytkownikowi wygodę. Największy zakres rozmiarów.

Pokrowiec:

- 1. Pokrowiec CoolOver:** reguluje temperaturę skóry, zapobiegając jej uszkodzeniom, odprowadza nadmiar ciepła ze skóry, ułatwia zatrzymywanie ciepła w razie potrzeby, utrzymuje optymalną temperaturę skóry
- 2. Pokrowiec Microclimatic:** 2-kierunkowa elastyczna tkanina dystansowa wspomaga krążenie i zmniejsza izolację skóry



Pianka:



Te rozmiary są dostępne, prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia w celu uzyskania informacji o modyfikacjach lub rozmiarach specjalnych. Te

Waga poduszki	1,10 kg
Maks. waga użyt.	158 kg
Wysokość	50 mm i 80 mm
Szerokość	360 - 600 mm
Głębokość	340 - 600 mm

GelZone

- 2-warstwowa podstawa z pianki z wyprofilowanym otworem
- Wolno poruszający się woreczek z żelem - brak migracji żelu
- Dla umiarkowanej ochrony skóry i łagodnego wsparcia postawy, wersja wyprofilowana dostępna dla umiarkowanego wsparcia postawy

Prosta w użyciu poduszka żelowa z górną 2-warstwową podstawą z pianki z wyprofilowanym otworem do ochrony wrażliwych obszarów z dodatkową górną warstwą pianki dla wygody. Wolno poruszający się woreczek żelowy jest bezpiecznie zamknięty, aby zapobiec migracji.

Pokrowiec:

Microclimatic Pokrowiec: a 2-way stretch fabric that promotes circulation and takes some of the insulation away from the skin



Pianka:

Nieprzemieszczający się woreczek żelowy dla maksymalnego rozłożenia ciężaru i zmniejszenia nacisku

Dodatkowa górna warstwa pianki dla większego komfortu

Połączenie żelu i pianki dla ochrony wrażliwych obszarów

Podwinięta przednia krawędź dla większego komfortu

Interliner aby zapewnić dodatkową ochronę rdzenia, rozciągliwy, oddychający i odporny na zachłapanie

Kształt maksymalizuje rozkład masy i redukcję nacisku

Profilowana Płaska

Dostępne w wersji płaskiej i wyprofilowanej, aby zaspokoić różne potrzeby związane z postawą ciała



Zeskanuj kod QR



str. internetowa



form. zam.

Te rozmiary są dostępne, prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia w celu uzyskania informacji o modyfikacjach lub rozmiarach specjalnych.

Waga poduszki	2,50 kg
Maks. waga użyt.	158 kg
Wysokość	50 mm i 80 mm
Szerokość	300 - 600 mm
Głębokość	340 - 600 mm

Zip+

- Wygodna 2-warstwowa piankowa podstawa z wyprofilowanym otworem zapewnia komfort dzieciom
- Regulacja temperatury dzięki pokrowcowi CoolOver
- Dostępne różne kontury, aby zaspokoić różne potrzeby w zakresie postawy
- Dla dzieci z umiarkowaną ochroną skóry i łagodnymi do umiarkowanych potrzebami w zakresie wsparcia postawy, wersja wyprofilowana dostępna dla wysokich potrzeb w zakresie postawy

NOWA pediatryczna poduszka do wózka z dopasowującą się 2-warstwową piankową podstawą z wyprofilowanym otworem, aby zmniejszyć nacisk na wrażliwe obszary i rozłożyć ciężar na całym siedzisku, aby zapewnić dzieciom wygodę. Zewnętrzny pokrowiec Microclimatic lub opcjonalny pokrowiec CoolOver z regulacją temperatury pomagają regulować zarządzanie mikro-klimatem.

Pokrowiec:

- 1. Pokrowiec CoolOver:** reguluje temperaturę skóry, zapobiegając jej uszkodzeniom, odprowadza nadmiar ciepła ze skóry, ułatwia zatrzymywanie ciepła w razie potrzeby, utrzymuje optymalną temperaturę skóry
- 2. Pokrowiec Microclimatic:** 2-kierunkowa elastyczna tkanina dystansowa wspomaga krążenie i zmniejsza izolację skóry



Pianka:

Zapewnia doskonałą redukcję nacisku na całej powierzchni siedziska

Wrażliwa na temperaturę warstwa wierzchnia z elastycznej pianki Visco z pamięcią kształtu

Podwinięta przednia krawędź dla większego komfortu

Kształt poduszki zmniejsza nacisk na obszary kostne

Profilowana Płaska
Dostępne w wersji płaskiej i wyprofilowanej, aby zaspokoić różne potrzeby związane z postawą ciała


Interliner
aby zapewnić dodatkową ochronę rdzenia, rozciągliwy, oddychający i odporny na zachłapanie



Te rozmiary są dostępne, prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia w celu uzyskania informacji o modyfikacjach lub rozmiarach specjalnych.

Waga poduszki	0,55 kg
Maks. waga użyt.	158 kg
Wysokość	50 mm
Szerokość	200 - 340 mm
Głębokość	200 - 460 mm

Gama poduszek JAY



Wymagania dotyczące poduszek do siedzenia są tak różne, jak różni są ludzie, a kompromisy w zastosowaniach klinicznych są niedopuszczalne. Z tego powodu nasze portfolio JAY oferuje dostosowane rozwiązania w zakresie siedzisk obejmujące szeroki zakres potrzeb klinicznych, przy jednoczesnym zachowaniu skuteczności klinicznej. Wszystkie nasze poduszki JAY łączą ochronę skóry ze skutecznym wsparciem postawy i łatwością użytkowania w najwyższym stopniu.

ZASTRZEŻENIE: TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

Sunrise Medical zdecydowanie zaleca skonsultowanie się z klinicystą, takim jak lekarz lub terapeuta doświadczony w siedziskach i pozycjonowaniu, w celu ustalenia, która poduszka i / lub oparcie są odpowiednie dla konkretnych potrzeb użytkowników, aby zapobiec obrażeniom. Poduszki, oparcia i elementy pozycjonujące powinny być instalowane wyłącznie przez autoryzowanego sprzedawcę Sunrise Medical.

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź

Tel.: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: pl@sunrisemedical.pl

© 03.2024

Producent: The Helping Hand Company, Bromyard
Road, Ledbury, Herefordshire HR8 1NS, UK

Upoważniony przedstawiciel: International Associates
Auditing & Certification Limited, The Black Church, ST
Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Irland



www.Sunrise-Medical.pl